

### GRIPPER PLUS®

Aiguille de Huber de sécurité

#### 1 Accéder à une chambre implantable



Préparez le site selon le protocole de l'établissement. Accédez à la chambre implantable à l'aide de l'aiguille de sécurité **GRIPPER PLUS®** et piquez à 90°.

#### 2 Retirer la pince



Retirez la pince en la faisant glisser vers l'extrémité puis en soulevant.

#### 3 Désenclencher avec deux doigts sur la base



Pour désenclencher le port, tenez l'aiguille de sécurité **GRIPPER PLUS®** à l'arrière. Placez les doigts sur la base pour la stabiliser.

#### 4 Soulever le levier de sécurité



Avec l'autre main, placez un doigt sur l'extrémité du levier de sécurité. Soulevez le levier de sécurité vers l'arrière. Notez que l'aiguille sort de manière parfaitement droite.

#### 5 "Clipser" l'aiguille en position verrouillée



Continuez à soulever jusqu'à ce que l'aiguille se "clipse" en position verrouillée. L'aiguille de sécurité **GRIPPER PLUS®** peut à présent être éliminée dans un collecteur d'aiguilles.

#### GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.

Aiguille de sécurité pour injection à haute pression

- La tubulure bleue permet une identification aisée de la compatibilité haute pression
- Les clamps imprimés indiquent les spécifications de puissance



#### Aiguilles de Huber GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.

Gauge	Longueur	Référence	
		Sans site Y	NAC
19	19 mm	21-3368-24	21-3468-24
19	25 mm	21-3364-24	21-3469-24
19	32 mm	21-3365-24	21-3470-24
20	16 mm	21-3369-24	21-3464-24
20	19 mm	21-3367-24	21-3465-24
20	25 mm	21-3362-24	21-3466-24
20	32 mm	21-3363-24	21-3467-24

Disponibles sans site Y ou site d'injection NAC (Needleless Access).

N'injectez pas avec un fluide de contraste haute pression sans avoir vérifié la compatibilité avec le système PORT-A-CATH® POWER P.A.C.

#### Aiguilles de Huber GRIPPER PLUS®

Gauge	Longueur	Référence		
		Sans site Y	Avec site Y	NAC
19	19 mm	21-2768-24	21-2868-24	21-2968-24
19	25 mm	21-2764-24	21-2869-24	21-2969-24
19	32 mm	21-2765-24	21-2870-24	21-2970-24
20	16 mm	21-2769-24	21-2864-24	21-2964-24
20	19 mm	21-2767-24	21-2865-24	21-2965-24
20	25 mm	21-2762-24	21-2866-24	21-2966-24
20	32 mm	21-2763-24	21-2867-24	21-2967-24
22	16 mm	21-2770-24	21-2860-24	21-2960-24
22	19 mm	21-2766-24	21-2861-24	21-2961-24
22	25 mm	21-2760-24	21-2862-24	21-2962-24
22	32 mm	21-2761-24	21-2863-24	21-2963-24

Disponibles avec ou sans site Y ou site d'injection NAC (Needleless Access).

# GRIPPER MICRO®

Canule émoussée, aiguille de sécurité atraumatique

## Accès à une chambre implantable



Préparez le site selon le protocole de l'établissement. En maintenant le trocart comme indiqué, insérez l'aiguille à 90° dans la chambre.

## Aiguille de sécurité atraumatique GRIPPER MICRO®

- Site de perfusion miniature facilitant le pansement.
- Mousse non-absorbante pour un plus grand confort du patient.
- Extrémité émoussée pour une élimination plus sûre lors du retrait.



## 1 Retrait du trocart



Doigt sur le bord

À l'arrière du dispositif d'insertion, placez vos doigts de part et d'autre de la base de l'aiguille d'insertion pour la stabiliser.

## 2 Retrait du trocart



Pressez la languette

Avec l'autre main, placez un doigt sur le bord du levier de sécurité de l'inserteur.

## 3 Retrait du trocart



Soulevez le levier de sécurité

- **Pressez la languette** et soulevez le levier de sécurité vers l'arrière jusqu'à ce que l'aiguille se CLIPSE en position verrouillée.
- Le trocart est maintenant retiré.

## Élimination dans un collecteur d'aiguilles



- Éliminer le trocart dans un collecteur d'aiguilles.
- Apposez un pansement semi-perméable sur le site en veillant à couvrir au moins 4 cm autour du site.

## Retrait du site de perfusion



Placez les doigts de part et d'autre du site de perfusion. Stabilisez la chambre à l'aide de l'autre main. Soulevez le site de perfusion de manière droite et jetez-le selon le protocole de l'établissement.

## Aiguilles GRIPPER MICRO®

Gauge	Longueur	Référence	
		Sans site Y	NAC
19	19 mm	21-3260-24	21-3280-24
19	25 mm	21-3261-24	21-3281-24
19	32 mm	21-3262-24	21-3282-24
20	19 mm	21-3256-24	21-3276-24
20	25 mm	21-3257-24	21-3277-24
20	32 mm	21-3258-24	21-3278-24
22	19 mm	21-3251-24	21-3271-24
22	25 mm	21-3252-24	21-3272-24
22	32 mm	21-3253-24	21-3273-24

Disponibles avec ou sans site Y ou site d'injection NAC (Needleless Access).

LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

**Smiths Medical ASD, Inc.**  
6000 Nathan Lane North  
Minneapolis, MN, 55442, USA  
Tél : 1-614-210-7300  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Smiths Medical Belgium S.A.**  
Pegasuslaan 5  
1831 Diegem  
Tél : +32 (0)2 704 49 00  
e-mail: [belgium@smiths-medical.com](mailto:belgium@smiths-medical.com)

Retrouvez les coordonnées de votre interlocuteur local sur [www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us](http://www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us)

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation/manuel utilisateur pour une description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. Gripper Plus, Gripper Micro, Deltec et le logo Smiths Medical sont des marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole © signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs. ©2019 Smiths Medical. Tous droits réservés. VA19389FRBE-102019

MMSPCA-0340

**Rx ONLY** **CE 2797**

**smiths medical**