

Lancetas de seguridad Neoheel™

Guía de referencia rápida

 <p>1</p>	<p>Seleccione un sitio dentro de la zona sombreada. Limpie el sitio de incisión del talón con una torunda antiséptica y deje secar la piel al aire.</p>	 <p>2</p>	<p>Sostener la lanceta con el pulgar y el dedo medio a cada lado texturizado. Libere el mecanismo de bloqueo del activador presionando la lengüeta de seguridad.</p>
 <p>3</p>	<p>Alinear el dispositivo como se muestra por las flechas en Neoheel™ tocando el talón. Toda la superficie plana debe estar en contacto con la piel. Presionar el gatillo.</p>	 <p>4</p>	<p>Retire el dispositivo del talón del bebé y deséchelo en un recipiente para objetos punzocortantes con riesgo biológico.</p>
 <p>5</p>	<p>La primera gota de sangre se tiene que limpiar cuidadosamente con una gasa esterilizada y seca. Aplique una leve presión con el pulgar y aflójela de forma intermitente a medida que broten gotas de sangre.</p>	 <p>6</p>	<p>Después de la toma de sangre, aplique con una leve presión una gasa esterilizada y seca sobre el sitio de incisión hasta que se detenga el sangrado.</p>

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.smiths-medical.com

ES POSIBLE QUE LOS PRODUCTOS DESCRITOS CAREZCAN DE LICENCIA O QUE NO ESTÉN DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ O EN OTROS PAÍSES

Smiths Medical España S.r.l.
Avda. Diagonal 635
08028, Barcelona
Tel: +34 93 363 84 00
www.smiths-medical.com

Fabricado por:
SteriLance Medical (Suzhou) Inc.
No. 68 Litanghe Road
Xiangcheng, Suzhou, 215133, China

Representante autorizado en la CE
Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513BH
La Haya
Países Bajos

Consulte la información de contacto local en: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

smiths medical

MKEECA-0214