

smiths medical cadd®



CADD™ läkemedelskassetter med Flow Stop friflödesskydd

Säker, enkel, smart och
stabil ambulatorisk
infusionsbehandling



SÄKER

Finns med NRFit™-kopplingar som är kompatibla med ISO 80369-6 Eliminerar behovet av spike för att förhindra koppling av fel läkemedel

ENKEL

Integrerat friflödesskydd med Flow Stop

SMART

Kassetter i olika färger för specifika behandlingar minskar risken för fel läkemedel

STABIL

Hållbara, slag- och intrångsskyddade behållare låses fast direkt på CADD-pumpar för läkemedelssäkerhet

AMBULERANDE

Litet och lätt system som främjar patientens rörlighet för ett bättre kliniskt resultat

Ett komplett ambulerande system för läkemedelsadministrering

Tillsammans med CADD® infusionspumpar utgör CADD™ läkemedelskassetter och CADD® förlängningsslangar ett komplett ambulerande system för läkemedelsadministrering

CADD™ 250 ML LÄKEMEDELSKASSETTER

- Rymmer upp till 250 mL läkemedel
- Enkla att fylla
- Minskar risken för fritt flödande läkemedel tack vare säkerhetsfunktionen Flow Stop



1 Kassett öppnas för enkel fyllning



2 Påse hanteras enkelt för borttagning av luft



3 Kassett snäpps igen och skyddar läkemedelspåsen i sitt hölje



FLOW STOP FRIFLÖDESSKYDD MED ETT SNÄPP PÅ DEN BLÅ KLÄMMAN

- En integrerad säkerhetsfunktion som förhindrar vätskorna från att flöda fritt
- Blå klämma på plats = vätskebanan öppen för fyllning
- Blå klämma avlägsnad = vätskebanan stängd tills CADD®-pumpen anslutits
- Grön knapp intryckt = vätskebanan öppen för fyllning

Fyllning



Läkemedelskassetten är utformad för att enkelt kunna fyllas med den blå flödesstoppklämman på plats

Stängning av vätskebanan



Ta bort den blå klämman för att stänga vätskebanan

Öppning av vätskebanan



Tryck på den gröna knappen för att öppna vätskebanan

För mer information, besök vår webbplats på www.smiths-medical.com

DEN PRODUKT/DE PRODUKTER SOM BESKRIVS ÄR EVENTUELLT INTE LICENSIERADE ELLER TILLGÄNGLIGA FÖR FÖRSÄLJNING UTANFÖR USA

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN, 55442,
USA Tel: 1-614-210-7300
Avgiftsfritt nummer inom USA 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Hitta information om din lokala kontakt på: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical är en del av det globala teknikföretaget Smiths Group plc. Se bruksanvisningen/användarhandboken för en komplett lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder. CADD och Smiths Medical-design är varumärken som tillhör Smiths Medical. Symbolen ® indikerar att varumärket registrerats hos amerikanska patent- och registreringsverket samt i vissa övriga länder. ©2018 Smiths Medical. Med ensamrätt. IN193100SW-022018

MPAUC-1771

smiths medical