

GRIPPER PLUS®

Huber Veiligheidsnaald

1 Inbrengen



Toegang krijgen tot een poort

Bereid de aanprikplaats voor in overeenstemming met het protocol van de instelling. Prik de poort loodrecht aan met de **GRIPPER PLUS®** veiligheidsnaald.

2 Klem verwijderen



Verwijder de klem door deze naar het einde van het platform te schuiven en op te tillen.

3 Verwijderen met twee vingers op de basis



Om de naald uit de poort te verwijderen, dient u de **GRIPPER PLUS®** veiligheidsnaald langs achteren te benaderen. Plaats de vingers op de basis om deze te stabiliseren.

4 Hef de veiligheidsarm op



Plaats een vinger van de andere hand op de tip van de veiligheidsarm. Druk het lipje in en trek de veiligheidsarm in één beweging recht naar achteren. U zult zien dat de naald loodrecht verwijderd wordt.

5 "Klik" de naald in de vergrendelde positie



Blijf de naald naar boven trekken totdat deze in de vergrendelde positie "klikt". De **GRIPPER PLUS®** veiligheidsnaald kan nu worden weggegooid in een naaldcontainer.

GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.

Veiligheidsnaald voor power injectie

- Gemakkelijke herkenning door blauwe extensielijn
- Bedrukte klemmen tonen de drukspecificaties



GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.

Gauge	Lengte	Productcode	
		zonder Y-site	NAC
19	19 mm	21-3368-24	21-3468-24
19	25 mm	21-3364-24	21-3469-24
19	32 mm	21-3365-24	21-3470-24
20	16 mm	21-3369-24	21-3464-24
20	19 mm	21-3367-24	21-3465-24
20	25 mm	21-3362-24	21-3466-24
20	32 mm	21-3363-24	21-3467-24

Verkrijgbaar zonder Y-site en met luer geactiveerde naaldloze Y-site (NAC)

Geef geen power injectie met contrastvloeistof tenzij geverifieerd is dat er een PORT-A-CATH® POWER P.A.C. systeem aanwezig is.

GRIPPER PLUS®

Gauge	Lengte	Productcode		
		zonder Y-site	Y-site	NAC
19	19 mm	21-2768-24	21-2868-24	21-2968-24
19	25 mm	21-2764-24	21-2869-24	21-2969-24
19	32 mm	21-2765-24	21-2870-24	21-2970-24
20	16 mm	21-2769-24	21-2864-24	21-2964-24
20	19 mm	21-2767-24	21-2865-24	21-2965-24
20	25 mm	21-2762-24	21-2866-24	21-2966-24
20	32 mm	21-2763-24	21-2867-24	21-2967-24
22	16 mm	21-2770-24	21-2860-24	21-2960-24
22	19 mm	21-2766-24	21-2861-24	21-2961-24
22	25 mm	21-2760-24	21-2862-24	21-2962-24
22	32 mm	21-2761-24	21-2863-24	21-2963-24

Verkrijgbaar zonder Y-site, met Y-site met gespleten septum en met luer geactiveerde site

GRIPPER MICRO®

Niet-borende veiligheidsnaald met stompe canule

Inbrengen



Toegang krijgen tot een poort

Bereid de aanprikplaats voor in overeenstemming met het protocol van de instelling. Houd het inbrengstuk vast zoals weergegeven en steek de naald loodrecht in de poort.

GRIPPER MICRO® Veiligheidsnaald met stompe canule

- Kleine laaggeprofileerde infusiecanule voor gemakkelijk aankleden
- Niet-absorberend foam vergroot comfort van patiënt
- Stompe canule kan veilig verwijderd en weggegooid worden.



1 De naald verwijderen



Vinger op punt

Plaats uw vingers aan beide zijde op de achterkant van het inbrengstuk om deze te stabiliseren.

2 De naald verwijderen



Druk het lipje in

Zet een vinger van uw andere hand op de punt van de veiligheidsarm van het inbrengstuk.

3 De naald verwijderen



Licht de veiligheidsarm op

- Druk het lipje in en til de veiligheidsarm recht naar achteren tot de naald in de vergrendelde positie **KLIKT**.
- De scherpe punt is nu beschermd.

Weggoeien in de naaldcontainer



- Gooi het inbrengstuk weg in een naaldcontainer.
- Plak de GRIPPER MICRO® volgens protocol af. Zorg ervoor dat een gebied van minimaal 4 cm rond de plek bedekt is.

De infusiecanule verwijderen



Plaats uw vingers op beide zijden van de infusiecanule. Stabiliseer de poort met de andere hand. Til de infusiecanule recht omhoog en gooi deze weg in overeenstemming met het protocol van de instelling.

GRIPPER MICRO®

Gauge	Lengte	Productcode	
		zonder Y-site	NAC
19	19 mm	21-3260-24	21-3280-24
19	25 mm	21-3261-24	21-3281-24
19	32 mm	21-3262-24	21-3282-24
20	19 mm	21-3256-24	21-3276-24
20	25 mm	21-3257-24	21-3277-24
20	32 mm	21-3258-24	21-3278-24
22	19 mm	21-3251-24	21-3271-24
22	25 mm	21-3252-24	21-3272-24
22	32 mm	21-3253-24	21-3273-24

Verkrijgbaar zonder Y-site met gespleten septum en met luer geactiveerde naaldloze Y-site (NAC)

IN CANADA EN ANDERE LANDEN ZIJN DE BESCHREVEN PRODUCTEN MOGELIJK NIET TOEGELATEN OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN, 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Nederland B.V.
Jagersbosstraat 28
5241 JT Rosmalen
Tel: +31 (0)73 528 50 50
email: nederland@smiths-medical.com

Smiths Medical Belgium N.V.
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 704 49 00
email: belgium@smiths-medical.com

Ga voor de contactgegevens van uw plaatselijke vertegenwoordiger naar www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical is een onderdeel van het wereldwijde technologiebedrijf Smiths Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding voor een volledige opsomming van de indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Gripper Plus, Gripper Micro, Deltec en het logo van Smiths Medical zijn handelsmerken van Smiths Medical. Het symbool © geeft aan dat het handelsmerk is geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en in bepaalde andere landen. Alle andere genoemde namen en merken zijn handelsmerken of dienstmerken van hun respectieve eigenaren. © 2019 Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden. VA19389NL-102019

MMSPCA-0340

Rx ONLY **CE 2797**

smiths medical