


smiths medical  
bringing technology to life

## GRIPPER PLUS® POWER P.A.C. Port-Punktionsnadeln



VASCULAR ACCESS






## GRIPPER PLUS® POWER P.A.C. Port-Punktionsnadeln

GRIPPER PLUS® POWER P.A.C. Port-Punktionsnadeln bieten die Flexibilität für alle möglichen Therapien, einschließlich der Verabreichung von **Druckinjektionen**.

### Komfort gepaart mit Sicherheit:

- Zielgenaue, sichere Punktion
- Gepolsterter Nadelaufsatz für höchsten Patientenkomfort
- Bis zu 7 Tage Liegedauer
- Nicht-silikonisierte und nicht-stanzende Nadel
- MRT- und CT-kompatibel
- Schutz vor Stichverletzungen:  
kinderleichte und sichere Entfernung der Nadel durch klappbaren Sicherheitsarm

Durch den blau-kodierten Schlauch und die Bedruckung der Klemme ist eine Unterscheidung von normalen Portpunktionsnadeln auf einen Blick möglich.



### BESTELLINFORMATION

#### GRIPPER PLUS® POWER P.A.C. Portpunktionsnadeln

| Bestellnr. | PZN     | PZN      | Gauge | Länge | Max. Flussrate |
|------------|---------|----------|-------|-------|----------------|
| 21-3368-24 | 9007469 | 4658009* | 19 G  | 19 mm | 5 ml / Sek.    |
| 21-3364-24 | 9007475 | 4658015* | 19 G  | 25 mm | 5 ml / Sek.    |
| 21-3365-24 | 9007481 | 4658021* | 19 G  | 32 mm | 5 ml / Sek.    |
| 21-3369-24 | 9007898 | 4658334* | 20 G  | 16 mm | 5 ml / Sek.    |
| 21-3367-24 | 9007506 | 4658386* | 20 G  | 19 mm | 5 ml / Sek.    |
| 21-3362-24 | 9007512 | 4658423* | 20 G  | 25 mm | 5 ml / Sek.    |
| 21-3363-24 | 9007529 | 4658883* | 20 G  | 32 mm | 5 ml / Sek.    |



Nicht alle Größen sind sofort erhältlich, bitte wenden Sie sich für genauere Informationen an unseren Kundenservice.

THE DETAILS GIVEN IN THIS LEAFLET ARE CORRECT AT THE TIME OF GOING TO PRESS. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE THE EQUIPMENT SHOWN.

**Smiths Medical Deutschland GmbH** Bretonischer Ring 3, 85630 Grasbrunn, Telefon +49 89 242959-0, Telefax +49 89 242959-100

**Smiths Medical Österreich GmbH**

Campus 21, Europaring A 03 5 02, 2345 Brunn am Gebirge, Telefon +43 1 86670 21556, Telefax +43 1 86670 21566

**Smiths Medical Schweiz AG** Ringwiesenstraße 2, 8600 Dübendorf, Telefon +41 43 388 62 00, Telefax +41 43 388 62 11

www.smiths-medical.com

Smiths Medical, part of the global technology business Smiths Group

GRIPPER Plus and the Smiths Medical Design Mark are trademarks of the Smiths Medical family of companies.

© 2008 Smiths Medical family of companies. All rights reserved. Lit-Nr. ZYD-131\_10/2008

smiths medical