



SACETT™ Minimize the risk



AIRWAY MANAGEMENT

Portex SACETTTM*



Portex SACETTTM (Tubus mit subglottischer Absaugung)

Die noskominale Pneumonie gehört zu den am häufigsten im Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt erworbenen Infektionen. Als wichtigste Risikofaktoren für das Auftreten einer noskomialen Pneumonie gilt die Intubation bzw. Tracheostomie.

Mit dem Portex SACETTTM schließt Smiths Medical eine wichtige Portfolio Lücke in der Prophylaxe Ventilator Assoziierter Pneumonien (VAP).


Der Portex SACETTTM bietet dabei alle etablierten Vorteile der Portex Blue Line Tuben:

- **Portex Soft Seal Cuff**
- **Portex Blue Line X-ray Kontraststreifen**
- **Portex Pilot Ballon**

Darüber hinaus wurden die **großlumige Absaugöffnung** und das neue **Pooling Cuff Design** optimal aufeinander abgestimmt und gewährleisten so ein perfektes Zusammenspiel bei der **subglottischen Absaugung** und **VAP-Prophylaxe**.

* Suction above the Cuff Tracheal Tube

Team VAP⁴



Portex SACETT™
Tubus mit subglottischer Absaughilfe



Portex Blue Line Ultra Suctionaid
Tracheostomiekannüle mit subglottischer Absaugung



SuctionPro 72™ geschlossenes Absaugsystem mit einer Liegedauer von bis zu 72 Stunden



PressureEasy® Cuff Controller zur kontinuierlichen Überwachung des Cuffdrucks

BESTELLINFORMATION

SACETT™			
Bestellnr.	I.D. (mm)	A.D. (mm)	Cuffø (mm)
100/189/060	6,0	9,0	23
100/189/065	6,5	9,7	23
100/189/070	7,0	10,4	30
100/189/075	7,5	11,1	30
100/189/080	8,0	11,9	30
100/189/085	8,5	12,4	30



THE DETAILS GIVEN IN THIS LEAFLET ARE CORRECT AT THE TIME OF GOING TO PRESS. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE THE EQUIPMENT SHOWN.

Smiths Medical Deutschland GmbH Bretonischer Ring 3, 85630 Grasbrunn, Telefon +49 89 242959-0, Telefax +49 89 242959-100

Smiths Medical Österreich GmbH

Campus 21, Europaring A 03 5 02, 2345 Brunn am Gebirge, Telefon +43 1 86670 21560, Telefax +43 1 86670 21566

Smiths Medical Schweiz AG Ringwiesenstraße 2, 8600 Dübendorf, Telefon +41 43 388 62 00, Telefax +41 43 388 62 11

www.smiths-medical.com

Smiths Medical, part of the global technology business Smiths Group

Portex, SACETT, SuctionPro 72, PressureEasy, Blue Line Ultra Suctionaid and the Smiths Medical Design Mark are trademarks of the Smiths Medical family of companies.

Copyright 2009 Smiths Medical family of companies. All rights reserved. Lit.-Nr. P0118_05/2009

smiths medical