

smiths medical

bringing technology to life

donner vie à la technologie


Manchettes de pression La solution est claire !



PRESSION INVASIVE

medex™

C-Fusor[®] Manchette de pression



Manomètre de pression gradué et poire de gonflage pour une plus grande précision



Étui autogrrippable pour un meilleur maintien




Poire de gonflage avec robinet 3 voies


Une solution claire pour la mise sous pression de solutés

- Les manchettes de pression C-Fusor[®] et D-Fusor[®] s'adaptent à tous les types de poches souples.
- Élaborées à partir d'un polyuréthane transparent qui vous assure une visibilité à 360°, les manchettes de pression C-Fusor[®] et D-Fusor[®] vous garantissent une pression homogène sur toute la poche pour un meilleur maintien de la pression dans le temps.
- Pour une hygiène respectée, les manchettes de pression C-Fusor[®] peuvent être facilement désinfectées par les décontaminants hospitaliers.
- Nos manchettes de pression sont disponibles en 500ml et 1000ml.

D-Fusor® Manchette de pression



Le manomètre à piston muni d'un curseur vert permet une bonne visualisation du niveau de pression



Robinet gros débit pour une déflation rapide de la manchette.



Poire de gonflage permettant une inflation rapide et sans effort.

C-Fusor®

Spécialement étudiée pour la prise de pression invasive

- Précise, fiable et durable
- Possibilité d'extension 3 litres
- Maintien de la pression constante
- Effet mémoire du polyuréthane
- Existence d'éléments séparés (poire, robinet et manomètre)

D-Fusor®

Idéale pour le remplissage rapide du patient (sang + solutés)

- Possibilité d'usage à patient unique
- Économique

Manchettes de pression

Système C-Fusor[®]

REFERENCE	DESCRIPTION	CDT
MX4805P1	Manchette de 500ml avec poire et robinet 3 voies	1
MX4810P1	Manchette de 1000ml avec poire et robinet 3 voies	1
MX4806	Manchette de 500ml de remplacement	1
MX4830P1	Extension 3000ml pour MX4810P1	1
MX1821-B	Poire de remplacement avec robinet 3 voies	1
MX1821-G	Manomètre de remplacement 0 - 760mmHg	1

Système D-Fusor[®]

REFERENCE	DESCRIPTION	CDT
MX4705P1	Manchette de 500ml avec poire et robinet 3 voies	1
MX4710P1	Manchette de 1000ml avec poire et robinet 3 voies	1



LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE BROCHURE SONT CONFORMES AUX PRODUITS AU MOMENT DE L'IMPRESSION.
SMITHS SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER ULTÉRIEUREMENT LES PRODUITS PRÉSENTÉS.

Smiths Medical France

3, rue du Pont des Halles - 94656 RUNGIS Cedex

Tél : 01 58 42 50 00 - Fax : 01 58 42 50 50

e-mail : morl.info@smiths-medical.com

www.smiths-medical.com

Smiths Medical - Une division de Smiths Group plc

Smiths, C-Fusor, D-Fusor et Medex des marques déposées de Smiths Group plc.

IPM03-Ed1011-RevB

smiths medical