



Needle-Pro® EDGE™ Veiligheidsnaald



SAFETY SOLUTIONS

Needle-Pro® EDGE™ veiligheidsnaald



Smiths Medical nodigt u uit ervaring op te doen met het veilig gebruik van hypodermische naalden...

Smiths Medical is al jaren een voorloper op het gebied van de ontwikkeling van naaldbeschermingssystemen die voldoen aan de klinische verwachtingen.

Ondanks dat het werk in de gezondheidszorg steeds minder tijd mag kosten, vereisen de hedendaagse ziekenhuis- en overheidsrichtlijnen nauwkeurigheid, efficiëntie, kostenbesparing en veiligheid voor de patiënten en het medisch personeel.

In het licht van deze eisen heeft Smiths Medical haar Hypodermic Needle-Pro® EDGE™ veiligheidsnaald verbeterd. De nieuwe functies bieden medisch personeel voordelen op het gebied van veiligheid, gebruiksgemak en kostenefficiëntie.

Hypodermic Needle-Pro® EDGE™ veiligheidsnaald met kleurcodering

- Verkrijgbaar met 22, 23 en 25 Gauge naalden.
- Makkelijk te herkennen naalddikte dankzij de internationale kleurcodering van de veiligheidshuls

Geen dode ruimte


- De zekerheid van een nauwkeurige dosisverstrekking van medicatie
- Het veiligheidssysteem heeft ten opzichte van standaard naalden/spuiten geen dode ruimte

Positionering van de schuine kant van de naald

- Wanneer de veiligheidshuls naar rechts wijst (op '3 uur' staat), is de schuine kant van de naald naar boven gericht
- De pijl op de huls geeft de gewenste positionering van de schuine kant van de naald aan

Wenst u meer informatie over de veiligheidsproducten van Smiths Medical, vraag uw contactpersoon om de volgende brochures:

- Prikaccidenten
- Productcatalogus
- Arteriële en veneuze bloedafname systemen
- Injectienaalden en I.V. katheters



Veilig en flexibel

Gebruik met enkelhandige techniek.



Activeer veiligheidssysteem op ieder plat oppervlak.



Wegwerp in naaldcontainer



ORDER INFORMATIE

Code	Omschrijving	OD /lengte (mm)	Kleur naaldhub	Verpakkings-eenheid	Code	Omschrijving	OD /lengte (mm)	Kleur naaldhub	Verpakkings-eenheid
Hypodermic Needle-Pro® EDGE™ veiligheidsnaald					Hypodermic Needle-Pro® EDGE™ veiligheidsnaald met 5ml Luer lock spuit				
401815	18g x 1½"	1,2 x 38	Roze	1000	452015	20g x 1½"	0,9 x 38	Geel	400
401810	18g x 1"	1,2 x 25	Roze	1000	452010	20g x 1"	0,9 x 25	Geel	400
401915	19g x 1½"	1,1 x 38	Crème	1000	452115	21g x 1½"	0,8 x 38	Diep groen	400
401910	19g x 1"	1,1 x 25	Crème	1000	452110	21g x 1"	0,8 x 25	Diep groen	400
402015	20g x 1½"	0,9 x 38	Geel	1000	452215	22g x 1½"	0,7 x 38	Zwart	400
402010	20g x 1"	0,9 x 25	Geel	1000	Hypodermic Needle-Pro® EDGE™ veiligheidsnaald met 10ml Luer lock spuit				
402115	21g x 1½"	0,8 x 38	Diep groen	1000	4102015	20g x 1½"	0,9 x 38	Geel	400
402110	21g x 1"	0,8 x 25	Diep groen	1000	4102010	20g x 1"	0,9 x 25	Geel	400
402215	22g x 1½"	0,7 x 38	Zwart	1000	4102115	21g x 1½"	0,8 x 38	Diep groen	400
402210	22g x 1"	0,7 x 25	Zwart	1000	Hypodermic Needle-Pro® EDGE™ veiligheidsinjectiespuit - TB/ Allergie				
402310	23g x 1"	0,6 x 25	Diep blauw	1000	4425-TB	25g x 5/8"	0,5 x 16	Oranje	600
402558	25g x 5/8"	0,5 x 16	Oranje	1000	4426-TB	26g x 3/8"	0,45 x 10	Bruin	600
402510	25g x 1"	0,5 x 25	Oranje	1000	4427-TB	27g x ½"	0,4 x 13	Grijs	600
402315	23g x 1½"	0,6 x 38	Diep blauw	1000	Hypodermic Needle-Pro® EDGE™ veiligheidsinjectiespuit - Insuline				
4027125	27g x 1¼"	0,4 x 32	Grijs	1000	4428-1	28g x ½"	0,36 x 13	Oranje	600
Small Gauge Hypodermic Needle-Pro® EDGE™ veiligheidsnaald zonder spuit					4429-1	29g x ½"	0,33 x 13	Oranje	600
402558	25g x 5/8"	0,5 x 16	Oranje	1000	4428-5	28g x ½"	0,36 x 13	Oranje	600
402705	27g x ½"	0,4 x 13	Grijs	1000	4429-3	29g x ½"	0,33 x 13	Oranje	600
403005	30g x ½"	0,3 x 13	Geel	1000	4429-5	29g x ½"	0,33 x 13	Oranje	600
402605	26g x ½"	0,45 x 13	Bruin	1000	4430-5	30g x ½"	0,3 x 13	Oranje	600
Hypodermic Needle-Pro® EDGE™ veiligheidsnaald met 1ml Luer slip spuit					4430-3	30g x ½"	0,3 x 13	Oranje	600
412558	25g x 5/8"	0,5 x 16	Oranje	400	Hypodermic Needle-Pro® EDGE™ veiligheidsnaald met 3ml Luer lock spuit				
412605	26g x ½"	0,45 x 13	Bruin	400	432015	20g x 1½"	0,9 x 38	Geel	400
412705	27g x ½"	0,5 x 13	Grijs	400	432010	20g x 1"	0,9 x 25	Geel	400
Hypodermic Needle-Pro® EDGE™ veiligheidsnaald met 3ml Luer lock spuit					432115	21g x 1½"	0,8 x 38	Diep groen	400
432015	20g x 1½"	0,9 x 38	Geel	400	432110	21g x 1"	0,8 x 25	Diep groen	400
432010	20g x 1"	0,9 x 25	Geel	400	432215	22g x 1½"	0,7 x 38	Zwart	400
432115	21g x 1½"	0,8 x 38	Diep groen	400	432210	22g x 1"	0,7 x 25	Zwart	400
432110	21g x 1"	0,8 x 25	Diep groen	400	432310	23g x 1"	0,6 x 25	Diep blauw	400
432215	22g x 1½"	0,7 x 38	Zwart	400	432558	25g x 5/8"	0,5 x 16	Oranje	400
432210	22g x 1"	0,7 x 25	Zwart	400	432510	25g x 1"	0,5 x 25	Oranje	1000
432310	23g x 1"	0,6 x 25	Diep blauw	400	431810	18g 1"	1,2 x 25	Roze	400
432558	25g x 5/8"	0,5 x 16	Oranje	400	431815	18g 1½"	1,2 x 38	Roze	400
432510	25g x 1"	0,5 x 25	Oranje	1000	431910	19g 1"	1,1 x 25	Crème	400
431810	18g 1"	1,2 x 25	Roze	400	431915	19g 1½"	1,1 x 38	Crème	400
431815	18g 1½"	1,2 x 38	Roze	400					
431910	19g 1"	1,1 x 25	Crème	400					
431915	19g 1½"	1,1 x 38	Crème	400					

DE INFORMATIE IN DEZE BROCHURE IS CORRECT OP HET MOMENT VAN DRUKKEN. HET BEDRIJF HEEFT HET RECHT VERBETERINGEN AAN TE BRENGEN AAN DE GETOONDE PRODUCTEN.

Smiths Medical Nederland B.V.

Rosmalen, tel.: 073 - 528 50 50

E-mail: nederland@smiths-medical.com

Smiths Medical Belgium N.V.

Zaventem, tel.: 02 / 704 49 00

E-mail: belgium@smiths-medical.com

www.smiths-medical.com

'Needle-Pro', 'EDGE' en het Smiths-logo zijn handelsmerken van de bedrijven die onderdeel zijn van Smiths Medical. Het symbool © geeft aan dat het handelsmerk geregistreerd is bij de Amerikaanse U.S. Patent and Trademark Office en in bepaalde andere landen.

Literatuurcode: LIT/VA2702 © 2008 Smiths Medical bedrijvengroep. Alle rechten voorbehouden.

smiths medical