

# smiths medical cadd®



## Casetes de medicación CADD™ con protección de flujo libre y detención de flujo

Una terapia de infusión  
ambulatoria segura, sencilla,  
inteligente y fiable



### SEGURA

Disponibles con conectores NRFit™ compatibles con la Norma ISO 80369-6. Previene el error de perforar una bolsa de medicación equivocada.

### SENCILLA

Protección de flujo libre integrada con detención del flujo.

### INTELIGENTE

Casetes de distintos colores para terapias específicas ayudan a disminuir el riesgo de cometer errores al administrar la medicación.

### FIABLE

Depósitos duraderos, inviolables y resistentes a los golpes que se acoplan directamente a las bombas CADD para ofrecer una protección total de la medicación.

### AMBULATORIA

Sistema pequeño y ligero que facilita la movilidad del paciente para mejorar los resultados clínicos.

# Un completo sistema de administración ambulatoria de medicación

Los casetes de medicación CADD™ y los sets de extensión CADD®, junto con las bombas de infusión CADD®, constituyen un sistema completo de administración ambulatoria de medicación



## CASETES DE MEDICACIÓN DE 250 ML CADD™

- Contiene hasta 250 ml de medicación
- Fácil de rellenar
- Reduce el riesgo de flujo libre de medicación gracias al dispositivo de seguridad integrado de detención de flujo



## PROTECCIÓN DE FLUJO LIBRE DE DETENCIÓN DE FLUJO AL LEVANTAR LA PINZA AZUL

- Un dispositivo de seguridad integral para todo el equipo que impide el flujo libre de los fluidos
- Sin la pinza azul = la vía del fluido está cerrada hasta que se acopla a la bomba CADD®
- Al pulsar el botón verde = la vía del fluido se abre para efectuar el purgado
- Pinza azul colocada = la vía del fluido está abierta para permitir el purgado



Para obtener más información, visite nuestro sitio web [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

EL (LOS) PRODUCTO(S) AQUÍ DESCRITO(S) PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ

**Smiths Medical España S.r.l.**  
Avda. Diagonal 635  
08028, Barcelona  
Tel: +34 93 363 84 00  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

MPAUC-1771

Puede encontrar la información de su contacto local en: [www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us](http://www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us)

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario si desea obtener una relación completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. CADD y el diseño de Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. y en otros países. Este producto cuenta con el marcado CE. ©2018 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. IN193100ES-012018

smiths medical