

smiths medical

cadd®



Pompe à perfusion ambulatoire multi-thérapie CADD®-Solis VIP

Fiable, simple, intelligente,
sécurisée répondant à vos
besoins pour la perfusion
ambulatoire



FIABLE

- Les touches de navigation permettent d'éliminer les erreurs de manipulation
- Bouton On/Off pour allumer/éteindre la pompe
- Options pour programmer l'utilisation de protocoles de médicaments avec des limites de sécurité
- Sets de perfusion CADD® avec système anti-débit libre Flow Stop

SIMPLE

- Facilité d'utilisation avec des instructions à l'écran pour une programmation intuitive
- Grand écran couleur qui affiche l'état instantané de la progression de la perfusion
- Les écrans d'aide brevetés permettent d'assurer la continuité des soins
- Système de verrouillage avec clé de sécurité.
- Immédiatement prête à l'emploi

INTELLIGENTE

- Cinq modes de perfusion spécifiquement adaptés au domicile
- Une batterie rechargeable réduit les dépenses inhérentes aux piles

SÉCURISÉE

- Les réservoirs spécifiques CADD™ offrent une sécurité des médicaments et permettent la mobilité du patient
- Le matériel robuste augmente la longévité du produit



FIABLE, SIMPLE, INTELLIGENTE, SÉCURISÉE REpondant A VOS BESOINS POUR LA PERFUSION AMBULATOIRE

OPTIONS ÉCONOMIQUES

Deux options sont disponibles sur la pompe CADD®-Solis VIP afin de répondre à vos besoins au domicile. Découvrez les résultats, dans le cadre d'une étude récente, indiquant que 100 % des patients sont satisfaits de leur pompe CADD®-Solis VIP.¹



OPTIONS DE LA POMPE CADD®-SOLIS VIP

Options	Description	Caractéristiques	Fonctionnalité		
			Mode manuel amélioré	Bibliothèque préchargée par défaut.	PharmGuard® Administrator activé
Pompe PHARMGUARD® - 21-2120-0105-02L					
	Pompe CADD®-Solis VIP avec PharmGuard® Administrator Medication Safety Software (logiciel de sécurisation de l'administration médicamenteuse)	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de mettre en place les bibliothèques de protocoles personnalisés • Propose des limites minimales et maximales des paramètres de programmation • Étiquette bleue à l'arrière 	✓	✓	✓
Pompe MODE MANUEL - 21-2127-0105-02L					
	Pompe CADD®-Solis VIP avec paramètres standard	<ul style="list-style-type: none"> • Mode manuel amélioré pour une programmation efficace immédiate • Étiquette gris foncé à l'arrière 	✓		

1. Gomelski, J., Knepley, C., and Atienza, H. Development of a home infusion drug library for implementing smart pump technology. Présenté au NHIA, mars 2014.

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.smiths-medical.fr

CADD®-Solis VIP – Dispositif médical de classe IIb – FABRICANT : Smiths Medical, Inc. (USA) - Représentant européen : Smiths Medical International, Ltd (UK) – ORGANISME NOTIFIÉ : BSI (CE0086) – INDICATIONS : CADD®-Solis VIP est un système de perfusion ambulatoire multi-thérapie destiné à des thérapies qui nécessitent un débit continu de perfusion, demande de dose bolus contrôlée par le patient, voire les deux (comme la PCA) – PRISE EN CHARGE : Pris en charge par l'Assurance Maladie sous certaines conditions. Consultez www.ameli.fr. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation. DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ. LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tél: +33 (0)1 58 42 50 00
Email : france@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com

Trouvez les informations de la personne à contacter localement sur : www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation/manuel utilisateur pour une description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. CADD, PharmGuard et la marque de conception Smiths Medical sont des marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs. ©2018 Smiths Medical. Tous droits réservés. Le produit référencé est marqué CE. IN193596FR-112018

MMSPCA-0109



smiths medical