

smiths medical

bringing technology to life


donner vie à la technologie

Manchettes de pression La solution est claire !



PRESSION INVASIVE

medexTM



Polyuréthane transparent assurant une visibilité à 360°

Manomètre de pression gradué pour une plus grande précision

Étui auto-agrippable facilitant la mise en place de la poche

Robinet 3 voies

Poire permettant un gonglage rapide et sans effort

Manomètre à piston muni d'un curseur permettant une bonne visualisation du niveau de pression

C-Fusor®, une solution claire pour la mise sous pression de sang et solutés

- Les manchettes de pression C-Fusor® s'adaptent à tous les types de poches souples.
- Elles se gonflent sur toute leur surface afin d'exercer une pression homogène sur la poche.
- Pour une hygiène respectée, les manchettes de pression C-Fusor® peuvent être facilement désinfectées par les décontaminants hospitaliers.
- Les manchettes de pression C-Fusor® sont disponibles en 500ml et 1000ml, avec extension pour poches de 3L. La poire et le manomètre peuvent également être fournis séparément.

Système C-Fusor®		
Référence	Description	Qté
MX4805P1	Manchette de 500ml avec poire et robinet 3 voies	1
MX4810P1	Manchette de 1000ml avec poire et robinet 3 voies	1
MX4806	Manchette de 500ml de remplacement	1
MX4830P1	Extension 3000ml pour MX4810P1	1
MX1821-B	Poire de remplacement avec robinet 3 voies	1
MX1821-G	Manomètre de remplacement 0 - 760mmHg	1

Clear-Cuff®, une solution économique pour la mise sous pression de sang et solutés

- Possibilité d'usage à patient unique

Système Clear-Cuff®		
Référence	Description	Qté
MX4705P1	Manchette de 500ml avec poire et robinet 3 voies	1
MX4710P1	Manchette de 1000ml avec poire et robinet 3 voies	1

Manchettes de pression C-Fusor® et Clear-Cuff® - Dispositifs médicaux de classe IIb - FABRICANT : Smiths Medical, Ltd (UK) - ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS : Dispositifs médicaux destinés à la mise sous pression de solutés. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE BROCHURE SONT CONFORMES AUX PRODUITS AU MOMENT DE L'IMPRESSION. SMITHS SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER ULTÉRIEUREMENT LES PRODUITS PRÉSENTÉS.

Smiths Medical France

3, rue du Pont des Halles - 94656 RUNGIS Cedex

Tel: 01 58 42 50 00 - Fax: 01 58 42 50 30

Email : morl.info@smiths-medical.com

www.smiths-medical.fr

Smiths Medical - Une division de Smiths Group plc.

Documentation destinée aux professionnels de santé

C-Fusor, Clear-Cuff, les logos Smiths Medical et Medex sont des marques déposées de Smiths Medical. Le symbole © signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des Etats-Unis et dans d'autres pays. © 2013 Smiths Medical. Tous droits réservés. MX195014FR-1113