

smiths medical

bringing technology to life



Lösungen für Krankenhaus, Reha und häusliche Pflege

FÜR EIN BESSERES LEBEN

CADD®-Solis VIP Pumpe

Wir helfen beim Start IN EIN BESSERES LEBEN



Matheus ist für uns ein Superheld. Seit seiner Geburt ist er mit vielen gesundheitlichen Problemen konfrontiert. Der sechsjährige Matheus hat das Augenlicht verloren und benötigt Unterstützung beim Essen und Trinken. Nach 12 langen Monaten im Krankenhaus, während denen er durchgehend an Infusionspumpen angeschlossen war, die seine Flüssigkeits- und Nährstoffzufuhr sicherstellten, ist er nun zuhause.

Vor kurzem gab es eine große Verbesserung für Matheus: Er konnte zum ersten Mal die ambulante Infusionspumpe CADD® einsetzen! Da er nun seine Pumpe immer bei sich tragen kann, ist seine Bewegungsfreiheit tagsüber nicht mehr eingeschränkt und er kann spielen, wo immer er möchte. Die CADD® Pumpe gewährleistet Matheus Flüssigkeitszufuhr, sodass er sich auf das konzentrieren kann, was ihm am wichtigsten ist: Das Leben als Superheld! Matheus dabei zu helfen, sein Leben zu leben: Darauf kommt es an.



Matheus - Brasilien
CADD® Pumpe

Patient und Pflegeanbieter

LÖSUNGEN FÜR KRANKENHAUS, REHA UND HÄUSLICHE PFLEGE



CADD®-Solis VIP Pumpe

Über ihre sichere, einfache und praktische Multitherapie-Plattform gewährleistet die CADD®-Solis VIP Pumpe eine präzise und zuverlässige Medikamentenverabreichung. Das System wurde entwickelt, um die Versorgung und Sicherheit erwachsener sowie pädiatrischer Patienten in verschiedensten klinischen Bereichen zu gewährleisten. Die Pumpe kann mit folgenden Infusionsarten eingesetzt werden: Patientengesteuerte Analgesie (PCA), kontinuierliche oder intermittierende Infusionen, Infusionen mit variabler gestufter Rate oder ein-/ausschleichende Infusionen für Analgesie, Chemotherapie, Hydratation, Antibiose, Immunglobulingabe und totale parenterale Ernährung (TPE).

Wir von Smiths Medical engagieren uns mit Leidenschaft dafür, dass Sie Ihren Patienten die Infusionstherapien verabreichen können, die es ihnen ermöglichen, früher nach Hause zu kommen und die Behandlung zuhause in aller Sicherheit fortzuführen. Eine hochwertige häusliche Versorgung ist auf Produkte angewiesen, die zuverlässig, präzise und anwenderfreundlich sind. Wir engagieren uns für die Zusammenarbeit mit Ihnen, um die Versorgung stets zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort sicherstellen zu können.

In Zusammenarbeit mit Ihnen möchten wir ...

DIE PATIENTENVERSORGUNG VERBESSERN

Die fünf Infusionsverabreichungsmodi haben die häusliche Versorgung in Bereichen wie Onkologie, Ernährung, Immuntherapie, Hydratation und Schmerztherapie möglich gemacht.

DIE EFFIZIENZ VERBESSERN UND KOSTEN REDUZIEREN

Der Umgang mit der anwenderfreundlichen CADD®-Solis VIP Pumpe ist leicht erlernt, sodass für die Behandlung keine langen Hausbesuche bei den Patienten notwendig sind. Das erhöht den Patientendurchsatz und macht gleichzeitig Krankenhausbetten frei.

DIE ADHÄRENZ UND DIE PATIENTENERFAHRUNG VERBESSERN

Der patientenfreundliche Home-Bildschirm zeigt den Infusionsverlauf an und Bildschirme mit bebildeter Anleitung zur Fehlerbehebung machen eine zusätzliche Unterstützung von außen überflüssig.

DIE SICHERHEIT DER PATIENTEN UND PFLEGEPERSONEN ERHÖHEN

Für die häusliche Pflege ist ein System mit integrierter Sicherheit unverzichtbar. Dank ihrer protokollbasierten Medikamentenbibliotheken lassen sich auf der CADD®-Solis VIP Pumpe für jeden Infusionstyp Grenzwerte setzen. Darüber hinaus erleichtert ein System, das die vergangenen 5.000 Ereignisse speichert, den Versorgungsanbietern die Berichterstattung.





THERAPIEBEREICHE

Die CADD®-Solis VIP Pumpe unterstützt die folgenden Einsatzbereiche für Infusionen:

Antibiotika

Dank kontinuierlichem und intermittierendem Dosierungsmodus können sowohl zeit- als auch konzentrationsabhängige Antibiotika zuhause verabreicht werden.

Chemotherapie

Wenn Patienten ihre Behandlung in aller Sicherheit auch in ihrem Zuhause erhalten können, und ihnen dadurch Krankenhausbesuche und lange Wartezeiten auf Klinikstühlen erspart bleiben, erhöht sich auch ihre Lebensqualität.

Parenterale Ernährung

Die Verabreichung von Ernährungslösungen kann durch die Einstellung von Zeiträumen mit erhöhter bzw. verminderter Abgabe personalisiert und dadurch an die spezifischen Bedürfnisse des Patienten angepasst werden.

Schmerztherapie

Dank Protokollen, die eine kontinuierliche PCA-Dosierung ermöglichen, lassen sich intravenöse und regionale Infusionen, Wundinfiltrationen und epidurale Schmerztherapien optimal durchführen. Ärztliche Medikationsgrenzen im Rahmen der Protokolle erhöhen die Patientensicherheit und entlasten damit auch die Pflegepersonen.

Immunglobulintherapie

Die Anzahl von Schritten je Protokoll ist unbegrenzt und lässt sich gemäß den Bedürfnissen jedes einzelnen Patienten und dem Profil des jeweiligen Medikaments anpassen.

Hydratation

Verabreichungsraten von 0,1–500 ml/Stunde ermöglichen die Durchführung einer Flüssigkeitstherapie für alte und junge Patienten und decken eine breite Palette klinischer Indikationen ab.

Spezial-Infusionen

Jede CADD®-Solis VIP Pumpe verfügt über einen Speicher für 500 Protokolle. Dadurch ist sie so flexibel, dass sie zur Verabreichung hochspezifischer Infusionen, z. B. für Patienten mit Thalassämie, pulmonaler Hypertonie, Eisenmangel, eingesetzt werden kann.

Infusionen

PFLEGEBEREICHE

Die CADD®-Solis VIP Pumpe ermöglicht es, Infusionen vollständig ambulant zu verabreichen. Dies erleichtert die Versorgung ganzer Gemeinschaften.



ZUHAUSE

Dank ihrer kleinen Größe und ihres geringen Gewichts eignet sich die CADD®-Solis VIP Pumpe sowohl für erwachsene als auch für pädiatrische Patienten und verbessert deren Mobilität und Lebensqualität.

ALTENPFLEGE-EINRICHTUNGEN

Auch für den Einsatz in Altenpflegeeinrichtungen, in denen zahlreiche Erkrankungen behandelt werden müssen, eignet sich die CADD®-Solis VIP Pumpe. Durch die Möglichkeit der Verabreichung einer großen Bandbreite von Infusionen im Einrichtungsumfeld lassen sich Krankenhausaufenthalte der Bewohner vermeiden.



AMBULANZEN UND INFUSIONSZENTREN

Sobald die Notwendigkeit entfällt, Infusionen statisch zu verabreichen und zu überwachen, lässt sich der Patientendurchsatz erhöhen. Die Behandlung lässt sich ebenso sicher wie auf Station durchführen.

STATT MILITÄRKRANKENHAUS REHA-ZENTREN

Die Protokolle lassen sich spezifisch an die Patienten, die Einrichtung oder das medizinische Personal anpassen. Detaillierte Berichterstellungsfunktionen entsprechen den höchsten Prüf- und Qualitätsanforderungsstandards.



ARZTPRAXIS

Die Arzthelferinnen können die Infusionen problemlos legen, sodass die Patienten während der Behandlung überwacht werden können, ohne dafür den Zeit- und Kostenaufwand eines Krankenhausbesuchs in Kauf nehmen zu müssen.




Unser Team-Konzept

SCHULUNG, AUFKLÄRUNG, PRODUKT-SUPPORT UND TECHNISCHER SERVICE

Smiths Medical legt Wert auf ein Team-Konzept, das Schulung, Aufklärung, Produkt-Support und technischen Service umfasst und auf Ihre laufenden Bedürfnisse zugeschnitten ist. Jeder Region steht eine technische Service-Stelle zur Seite, die die Wartung, Reparatur und Beratung für alle unsere CADD®-Solis VIP Pumpen und Geräte anbietet.

Unsere Account-Manager unterstützen die medizinischen Mitarbeiter, indem sie maßgeschneiderte, praktische Schulungen für häusliche Pflegepersonen durchführen. Mit Leidenschaft entwickeln wir Produkte, die die Pflegearbeit noch wirksamer machen können. So sind wir nicht nur in der Lage, Behandlungen sicherer und komfortabler zu gestalten – eine Partnerschaft mit uns heißt auch, Patienten dabei zu unterstützen, ihr Leben bestmöglich zu leben.

Weitere Lösungen für Krankenhaus, Reha und häusliche Pflege



**acapella® choice
Lungentrainer**
Therapiebereich:
Atemtherapie




Cleo® 90 Infusionsset
Therapiebereich: Infusion



**Bivona® Customised
Tracheostomiekanülen**
Therapiebereich:
Tracheostomie



GRIPPER® MICRO Nadel
Therapiebereiche:
Onkologie, Infusion



**DeltaVen® Closed
System Catheter**
Therapiebereiche:
Onkologie, Infusion

SMITHS MEDICAL, IHR PARTNER FÜR DEN ÜBERGANG VOM KRANKENHAUS ZUR REHA UND ZUR HÄUSLICHEN PFLEGE IN DEN BEREICHEN: ONKOLOGIE, TRACHEOSTOMIE UND INFUSIONSTHERAPIEN



Wenn Sie mehr über unsere Lösungen für Krankenhaus und häusliche Pflege erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website unter www.smiths-medical.de

DAS/DIE GENANNT(E)N PRODUKT(E) IST/SIND MÖGLICHERWEISE IN KANADA UND ANDEREN LÄNDERN NICHT LIZENZIERT BZW. ERHÄLTLICHER.

Smiths Medical Deutschland GmbH
Bretonischer Ring 3, 85630 Grasbrunn
Telefon +49 89 242959-0
Telefax +49 89 242959-100
www.smiths-medical.de

Smiths Medical Österreich GmbH
Campus 21, Europaring A 03 5 02
A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon +43 1 890 6444-0
Telefax +43 1 890 6444-20

Smiths Medical Schweiz AG
Zürichstrasse 33, 8134 Adliswil
Telefon: +41 43 388 62 00
Telefax: +41 43 430 24 57

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

MMSPCA-0177

Rx ONLY **CE** **CE**
0413 2797

smiths medical

Kontaktinformationen für Ihre Region finden Sie unter: www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical ist Teil des weltweit operierenden Technologieunternehmens Smiths Group plc. Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung/Bedienungsanleitung. CADD, acapella, Cleo, Bivona, GRIPPER und das Markenzeichen von Smiths Medical sind Marken der Smiths Medical. Das Symbol © bedeutet, dass die Marke beim Patent- und Markenamt der USA und einiger anderer Länder eingetragen ist. Alle anderen genannten Namen und Marken sind Waren- oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. ©2019 Smiths Medical. Alle Rechte vorbehalten. AC198016DE-122019