

smiths medical
portex®

Completa gama de soluciones de traqueotomía

Cada respiración cuenta



Opciones según el contexto

En contextos tanto hospitalarios como domiciliarios... las cánulas de traqueotomía Smiths Medical están diseñadas para ofrecer eficacia.



SALAS DE URGENCIAS

El kit de cricotiroidotomía Portex® (Portex® Cricothyroidotomy Kit, PCK) permite el acceso de urgencia a la tráquea.

- La cánula de traqueotomía con balón ofrece una mejor ventilación.
- El kit incorpora un diseño de aguja de Veress que confirma la entrada en la tráquea y cualquier contacto ulterior con la pared traqueal posterior.

Otras soluciones:

Kits de traqueotomía de dilatación percutánea GRIGGS® y ULTRAPerc®

UCI

Los kits de traqueotomía ULTRAPerc® incluyen un dilatador de una sola etapa con un diseño ergonómico mejorado.

- Los kits de traqueotomía ULTRAPerc® se comercializan en formato de kit procedimental básico o de bandeja totalmente equipada.
- Envasados con o sin cánulas de traqueotomía Blue Line Ultra® o Blue Line Ultra® Suctionaid®. Las cánulas Blue Line Ultra® y Blue Line Ultra® Suctionaid® se suministran con una camisa interna desechable o reutilizable.

Otras soluciones:

Kits de traqueotomía percutánea GRIGGS®, cánulas de traqueotomía pediátricas Blue Line Ultra® para procedimientos «MR Conditional» (esto es, seguros bajo ciertas condiciones de la resonancia magnética según la ASTM) y Bivona® TTS™ para la ventilación intermitente

QUIRÓFANOS

La cánula de traqueotomía Blue Line Ultra® se comercializa por separado para la colocación quirúrgica o incluida en kits percutáneos, y puede utilizarse para pacientes tanto internos como externos.

- Envasada con dos camisas internas reutilizables diseñadas para reducir la resistencia de las vías respiratorias.
- La aleta anatómica, transparente y flexible, facilita el acceso para el cuidado del estoma.
- Se comercializa en tamaños para adultos y pediátrico de una sola cánula.

Otras soluciones:

Cánulas de traqueotomía UniPerc® para cuellos grandes y cánulas extralargas Bivona® Hyperflex™



ATENCIÓN DOMICILIARIA

Toda la marca Portex® de cánulas de traqueotomía permite una transición sin problemas del hospital al domicilio.

- Las cánulas y la camisa interna Blue Line Ultra® pueden limpiarse y reutilizarse.
- Las cánulas de silicona Bivona® ayudan a proteger la estructura anatómica traqueal y están diseñadas para reducir las complicaciones relacionadas con la traqueotomía.

Opciones según la afección

Smiths Medical ofrece cánulas estándar para las necesidades habituales y puede personalizar cánulas para adaptarlas a condiciones particulares.



INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA

La cánula de traqueotomía Blue Line Ultra[®] Suctionaid[®] se comercializa por separado para la colocación quirúrgica o incluida en kits percutáneos, y puede utilizarse para pacientes tanto internos como externos.

- Las cánulas de traqueotomía Blue Line Ultra[®] son ideales para los pacientes que requieran una traqueotomía debido a una insuficiencia respiratoria.
- Las cánulas Blue Line Ultra[®] Suctionaid[®] están diseñadas para ofrecer un medio seguro y cómodo de aspiración de las secreciones subglóticas.
- Las cánulas Blue Line Ultra[®] Suctionaid[®] pueden utilizarse para facilitar el habla en pacientes que requieran respiración mecánica.

Otras soluciones:

Cánulas extralargas Uniperc[®], cánulas de traqueotomía Mid-Range Aire-Cut[®] Bivona[®] con dispositivo de habla y cánulas Bivona[®] TTS[™]

OBESIDAD

La cánula de traqueotomía UniPerc[®] es la primera cánula de traqueotomía de longitud extendida que incluye una camisa interna y un reborde ajustable para cuellos grandes.

- Cánula incluida en kits percutáneos y comercializada por separado.
- La cánula de longitud extendida se adapta a la distancia que hay entre el paso del estoma y la vía respiratoria.
- Las alas abisagradas transparentes ofrecen mayor comodidad al paciente y facilitan el acceso para la limpieza del estoma.

Otras soluciones:

Cánulas extralargas Bivona[®] Hyperflex[™]

CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

La cánula de traqueotomía sin balón Blue Line Ultra[®] es ideal para los pacientes que no requieran respiración artificial pero necesiten una cánula fácil de usar y cómoda.

- Termosensible para ofrecer mayor comodidad al paciente.
- Envasada con dos camisas internas reutilizables diseñadas para producir una resistencia mínima de las vías respiratorias.

Otras soluciones:

Cánulas sin balón Bivona[®]

Opciones según el tipo de paciente

Como la «talla única» no es adecuada, nuestra variada gama de silicona y PVC incluye cánulas de traqueotomía para todas las edades, desde pacientes recién nacidos a adultos con necesidades anatómicas especiales.



NEONATAL

La cánula de traqueotomía neonatal de silicona con balón Bivona® TTS™ ofrece el perfil y la comodidad de una cánula sin balón con la seguridad que proporciona un balón, si es necesario y cuando es necesario.

- Ofrece mayor comodidad para los pacientes con unas distancias mínimas de la barbilla al estoma.
- El balón desinflado se hunde hasta quedar apretado contra el eje de la cánula, lo que facilita la introducción y la hace más cómoda para el paciente, y permite una respiración artificial mecánica más eficaz cuando es necesaria.

Otras soluciones:

Cánulas neonatales sin balón Bivona® y cánulas neonatales FlexTend™ sin balón Bivona®

PEDIÁTRICA

La cánula de traqueotomía pediátrica de silicona Bivona® ofrece una mayor comodidad al paciente. La cánula de traqueotomía pediátrica Blue Line Ultra® ofrece una opción de menor coste como cánula de primera introducción o como sustituto temporal de los productos Bivona® durante la resonancia magnética.

- Fácil acceso de traqueotomía en niños en decúbito prono
- La silicona se mantiene blanda y flexible en la tráquea.
- Las cánulas de PVC Blue Line Ultra® son ideales como cánula rentable de primera introducción o como cánula temporal «MR Safe» (esto es, segura con la resonancia magnética según la ASTM).

Otras soluciones:

Cánulas con balón y sin balón con aletas rectas o en V Bivona®


PARA ADULTOS

La cánula de traqueotomía Blue Line Ultra® es su solución de una cánula. Las cánulas se comercializan por separado para la colocación quirúrgica o incluidas en kits de traqueotomía percutánea, y pueden utilizarse para pacientes tanto internos como externos.

- Envasada con dos camisas internas lisas y reutilizables diseñadas para producir una resistencia mínima de las vías respiratorias.
- La aleta anatómica, transparente y flexible, facilita el acceso para el cuidado del estoma.
- Incluye opciones fenestradas y con cánula fenestrada.

Otras soluciones:

Cánulas Blue Line Ultra® Suctionaid® y cánulas TTS™ para adultos Portex® Bivona®




SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN DE TRAQUEOTOMÍAS BIVONA®

Malformaciones traqueales congénitas o anatomía traqueal atípica

Las cánulas de traqueotomía personalizadas Bivona® están pensadas para tratar a pacientes con estructuras anatómicas difíciles o inusuales. Ahora puede ofrecer a sus pacientes cánulas de traqueotomía adaptadas a sus particularidades.

- Los técnicos de laboratorio especializados en cánulas de traqueotomía Bivona® pueden fabricar a medida cánulas de silicona blanda y duradera para adaptarse al cuello, el estoma y la tráquea del paciente.
- Las opciones incluyen cánulas personalizadas con diversas opciones para satisfacer las necesidades particulares del paciente.

La única solución cuando no pueda utilizarse una cánula estándar.



OBTENGA MAYOR FACILIDAD Y COMODIDAD EN DIFERENTES CONTEXTOS, ESTADOS PATOLÓGICOS Y TIPOS DE PACIENTE. DEJE QUE UN REPRESENTANTE DE SMITHS MEDICAL LE AYUDE A DESCUBRIR LA MEJOR SOLUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS PARA USTED Y PARA SUS PACIENTES.

CADA RESPIRACIÓN CUENTA

Si la vida fuera predeciblemente uniforme, de «talla única», y la atención al paciente siempre comenzara y acabara dentro de los límites de un hospital, entonces sería suficiente con un único modelo de cánula de traqueotomía.

Pero la vida es impredecible, los pacientes tienen edades, tamaños, formas y afecciones diferentes, y las cánulas de traqueotomía pueden introducirse en diversos contextos y permanecer colocadas en los pacientes durante un periodo de tiempo después del alta. Dadas las muchas variables y las dificultades particulares que presenta cada paciente, un único modelo de cánula no puede satisfacer todas las necesidades. Y esa es precisamente la razón por la que Smiths Medical, una empresa líder en soluciones de traqueotomía y de vías respiratorias, produce una gama de productos de traqueotomía en continua expansión. Tenemos soluciones tanto para las situaciones habituales como para las inesperadas, para que usted pueda estandarizar, simplificar y beneficiarse de las ventajas que ofrece adquirir cánulas, kits y accesorios de traqueotomía a un solo proveedor.

Deje que le mostremos lo fácil que es escoger entre nuestras cánulas según los contextos sanitarios, las afecciones médicas y anatómicas, y los tipos de paciente.



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE
WWW.SMITHS-MEDICAL.COM

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES

Smiths Medical España S.r.l.
Avda. Diagonal 635
08028, Barcelona
Tel: +34 93 363 84 00
www.smiths-medical.com

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Puede encontrar la información de su contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Portex, Bivona, Blue Line Ultra, D.I.C., UniPerc, ULTRAPerc, Griggs, eVAPorate, Suctionaid, HyperFlex, TTS, Aire-Cuf, FlexTend y la marca de diseño Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos y algunos otros países. El resto de los nombres y marcas mencionados son marcas comerciales o de servicio de sus respectivos titulares. Este producto cuenta con el marcado CE.
©2019 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. TR194441ES-102019

MHYTCA-1232

Rx **CE** **CE**
ONLY **2797** **0413**

smiths medical