

smiths medical  
portex®



**BIVONA®  
TRACHEOSTOMIEKANÜLEN  
FÜR NEUGEBORENE UND  
KINDER UND  
BLUE LINE ULTRA®  
TRACHEOSTOMIEKANÜLEN  
FÜR KINDER**

Jeder Atemzug zählt




# BIVONA® TRACHEOSTOMIEKANÜLEN FÜR NEUGEBORENE UND KINDER UND BLUE LINE ULTRA® TRACHEOSTOMIEKANÜLEN FÜR KINDER

## JEDER ATEMZUG ZÄHLT

Wir bieten ein komplettes Portfolio an Silikon und Polyvinylchlorid (PVC) Tracheostomiekannülen an, um den Bedürfnissen von Kindern und Neonaten im Krankenhaus und zu Hause gerecht zu werden.

- Von der Anlage bis zur Dekanülierung – Bivona® Silikon-Tracheostomiekannülen bieten immer die ideale Lösung bei verschiedensten Anforderungen. Die Kannülen sind zum Schutz der trachealen Anatomie und Reduktion von tracheostomiebedingten Malazien konzipiert.
- Wirtschaftlicher Nutzen – Bivona® Silikon-Kannülen können wiederaufbereitet\* werden, wodurch sich die Nutzungsdauer der Kannüle im Krankenhaus und für Patienten in anderen klinischen Umgebungen verlängert.
- Blue Line Ultra® PVC-Kannülen eignen sich ideal als temporäre, MRT-sichere Kannüle.
- Bivona® und Blue Line Ultra® Tracheostomiekannülen sind ohne DEHP Weichmacher hergestellt.



## BIVONA® KANÜLEN FÜR NEUGEBORENE UND KINDER

- Silikon
- Spiralverstärkt um Okklusionen der Kannüle auszuschließen
- Bedingt MRT-tauglich
- Nicht mit DEHP Weichmachern hergestellt
- FlexTend™ TTS™
- TTS™ (Tight-to-Shaft) Cuff
- Hyperflex™
- Aire-Cuf™
- Fome-Cuf™
- Sonderanfertigungen möglich
- Ohne Cuff

## BLUE LINE ULTRA® KANÜLEN FÜR KINDER

- PVC
- MRT-sicher
- Röntgenkontrastgebend
- Nicht mit DEHP Weichmachern hergestellt
- Ausreichende Formstabilität
- Einfacheres Einführen ohne Obturator während eines Kannülewwechsels im Notfall
- Ohne Cuff

\* Beachten Sie die dem Medizinprodukt beiliegende Gebrauchsanweisung.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter [www.smiths-medical.de](http://www.smiths-medical.de)

DAS/DIE GENANNT(E)N PRODUKT(E) IST/SIND MÖGLICHERWEISE IN KANADA UND ANDEREN LÄNDERN NICHT LIZENZIERT BZW. NICHT ERHÄLTlich.

**Smiths Medical Deutschland GmbH**  
Bretonischer Ring 3  
85630 Grasbrunn  
Tel: +49 89 242959 0  
[www.smiths-medical.de](http://www.smiths-medical.de)

**Smiths Medical Österreich GmbH**  
Campus 21, Europaring A 03 5 02  
A-2345 Brunn am Gebirge  
Tel: +43 1 890 6444 0  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Smiths Medical Schweiz AG**  
Zürichstrasse 33  
8134 Adliswil  
Tel: +41 43 388 6200  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Smiths Medical ASD, Inc.**  
6000 Nathan Lane North  
Minneapolis, MN 55442, USA  
Tel: 1-614-210-7300  
Toll-Free USA: 1-800-258-5361  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

MPAUC-1612



Kontaktinformationen zu Ihrer Region finden Sie unter: [www.smiths-medical.com/customer-support](http://www.smiths-medical.com/customer-support)

Smiths Medical ist ein Unternehmen des globalen Technologiekonzerns Smiths Group plc. Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung bzw. Bedienungsanleitung. Portex, Bivona und Blue Line Ultra sowie die Smiths Medical Designmarken sind Marken von Smiths Medical. Das Symbol © bedeutet, dass die Marke beim Patent- und Markenamt der USA und in bestimmten anderen Ländern eingetragen ist. Alle anderen erwähnten Namen und Marken sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. Das referenzierte Produkt verfügt über das CE-Kennzeichen.

©2019 Smiths Medical. Alle Rechte vorbehalten. TR194499DE-092019