


smiths medical  
portex®



**BIVONA®  
NEONATALA OCH  
PEDIATRISKA  
BLUE LINE ULTRA®  
PEDIATRISKA  
TRAKEALKANYLER**

Varje andetag räknas




# BIVONA® NEONATALA OCH PEDIATRISKA BLUE LINE ULTRA® PEDIATRISKA TRAKEALKANYLER

## VARJE ANDETAG RÄKNAS

Vi erbjuder en hel portfölj av trakealkanyler av silikon och PVC för att uppfylla behoven hos varje neonatal eller pediatrik patient på sjukhuset eller en klinik.

- Första kanylen in efter kanylering – Bivona® silikontrakealkanyler är idealiska som första kanylen in tills patienten är redo för borttagande eller dekanylering. Kanylerna har utformats för att skydda trakealanatomin och minska förekomsten av trakeostomirelaterade trycksår
- Ekonomisk fördel – Bivona® silikonkanyler kan rengöras och återanvändas på samma patient\*, vilket förlänger kanylens livslängd på sjukhuset och för patienter som behandlas inom andra kliniska områden
- Kostnadseffektivt – Blue Line Ultra® PVC-kanyler är idealiska som kostnadseffektiva "första kanyler" av PVC eller som tillfälliga MRT-säkra kanyler
- DEHP-fria – Bivona® och Blue Line Ultra® trakealkanyler tillverkas utan skadliga mjukgörare



## BIVONA® NEONATAL OCH PEDIATRISK TRAKEALKANYL

- Silikon
- Trådförstärkt, förhindrar kanylocklusion
- MRT-säker under vissa betingelser
- Utan skadliga mjukgörare
- FlexTend™ TTS™
- TTS™ (Tight-to-Shaft) med kuff
- Hyperflex™
- Aire-Cuf™
- Fome-Cuf™
- Kundanpassade alternativ



## BLUE LINE ULTRA® PEDIATRISKA KANYLER

- PVC
- Ingen trådförstärkning
- MRT-säker
- Röntgentät
- Utan skadliga mjukgörare
- Tillräcklig styvhet och rak distal ände
- Underlättar införandet utan en obturator under kanylbyte i nödläge

\* Läs den bruksanvisning som medföljer enheten.



Om du vill ha mer information kan du besöka vår webbplats: [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

PRODUKTERNA SOM BESKRIVS KANSKE INTE LICENSIERAS ELLER SÄLJS I KANADA OCH ANDRA LÄNDER

**Smiths Medical Sverige AB**  
Box 1143  
164 22 Kista, SVERIGE  
Tel: 08-594 772 50  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Smiths Medical ASD, Inc.**  
6000 Nathan Lane North  
Minneapolis, MN 55442, USA  
Tel: 1-614-210-7300  
Toll-Free USA: 1-800-258-5361  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

Din lokala kontaktinformation finns på: [www.smiths-medical.com/customer-support](http://www.smiths-medical.com/customer-support)

Smiths Medical är en del av den globala teknikverksamheten Smiths Group plc. Se bruksanvisningen/användarhandboken för en komplett lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet. Portex, Bivona, Blue Line Ultra och Smiths Medical designmärken är varumärken som tillhör Smiths Medical. Symbolen © anger att varumärket är registrerat hos det amerikanska patent- och registreringsverket samt i vissa övriga länder. Alla andra namn och märken som omnämns är varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare. Angivna produkter är CE-märkta.  
©2019 Smiths Medical. Med ensamrätt. TR194499SV-092019

MPAUC-1612

Rx CE CE  
ONLY 2797 0413

smiths medical