


smiths medical  
portex®



**BIVONA® NEONATALE  
OG PÆDIATRISKE  
BLUE LINE ULTRA®  
PÆDIATRISKE  
TRACHEOSTOMITUBER  
TIL INTENSIVAFDELINGEN**

Hvert åndedræt tæller




# BIVONA® NEONATALE OG PÆDIATRISKE BLUE LINE ULTRA® PÆDIATRISKE TRACHEOSTOMITUBER TIL INTENSIVAFDELINGEN

## HVERT ÅNDEDRÆT TÆLLER

Vi tilbyder et komplet program af tracheostomituber i silicone og PVC (polyvinylchlorid), der opfylder ethvert behov hos patienter på neonatale og pædiatriske intensivafdelinger eller andre behandlingsmæssige miljøer.

- Første intubering til dekanyletning – Bivona® tracheostomituber i silicone er ideelle til den første intubering, indtil patienten er klar til dekanyletning. Tuberne er designet med henblik på at beskytte den tracheale anatomi og reducere tracheostomirelaterede tryksår
- Økonomiske fordele – Bivona® siliconetuber kan genbearbejdes,\* hvorved deres levetid forlænges på hospitalet og for patienter, der bliver behandlet i andre kliniske omgivelser
- Omkostningseffektive – Blue Line Ultra® PVC-tuber er ideelle som omkostningseffektive PVC- eller midlertidige MR-sikre tuber til "første intubering"
- Bivona® og Blue Line Ultra® tracheostomituber fremstilles uden DEHP blødgørere



## BIVONA® NEONATALE OG PÆDIATRISKE TUBER

- Silicone
- Spiralforstærkede, forhindrer okklusion af tuben
- MR - konditionelle
- Fremstilles uden DEHP blødgørere
- FlexTend™ TTS™
- TTS™ (tight to shaft) cuff
- Hyperflex™
- Aire-Cuf®
- Fome-Cuf®
- Mulighed for tilpasning
- Uden cuff

## BLUE LINE ULTRA® PÆDIATRISKE TUBER

- PVC
- Ingen spiralforstærkning
- MR-sikre
- Røntgenfaste
- Fremstilles uden DEHP blødgørere
- Lige distal ende
- Letter indføring uden obturator i forbindelse med akut tubeudskiftning
- Uden cuff

\* Der henvises til brugsanvisningen, der følger med produktet.



For yderligere information, se venligst [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

DET ELLER DE BESKREVNE PRODUKTER ER MULIGVIS IKKE GODKENDT TIL ELLER TILGÆNGELIGE TIL SALG I CANADA OG ANDRE LANDE

**Smiths Medical Danmark ApS**  
Ørestads Boulevard 73  
2300 København S, DANMARK  
Tel: +45 70272090  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Smiths Medical ASD, Inc.**  
6000 Nathan Lane North  
Minneapolis, MN 55442, USA  
Tel: 1-614-210-7300  
Toll-Free USA: 1-800-258-5361  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

Lokale kontaktoplysninger findes på: [www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us](http://www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us)

Smiths Medical er en del af den globale teknologivirksomhed Smiths Group plc. Se brugsanvisningen/brugervejledningen angående en komplet liste over indikationer, kontraindikationer, advarsler og forsigtighedsregler. Portex, Bivona, Blue Line Ultra og designmærket Smiths Medical er varemærke, der tilhører Smiths Medical. Symbolet © angiver, at varemærket er registreret hos det amerikanske patentkontor og i visse andre lande. Alle andre nævnte navne og mærker er varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. Referenceproduktet er CE-mærket. ©2019 Smiths Medical. Alle rettigheder forbeholdes. TR194500DA-092019

MPAUC-1610

Rx CE CE  
ONLY 2797 0413

smiths medical