

smiths medical
portex®



**BIVONA® NEONATALE
OG PÆDIATRISKE
BLUE LINE ULTRA®
PÆDIATRISKE
TRACHEOSTOMITUBER
TIL OPERATIONSSTUEN**

Hvert åndedræt tæller




BIVONA® NEONATALE OG PÆDIATRISKE BLUE LINE ULTRA® PÆDIATRISKE TRACHEOSTOMITUBER TIL OPERATIONSSTUEN

HVERT ÅNDEDRÆT TÆLLER

Vi tilbyder et komplet program af tracheostomituber i silicone og PVC (polyvinylchlorid), der opfylder ethvert behov hos patienter på neonatale og pædiatriske intensivafdelinger eller andre behandlingsmæssige miljøer.

- Første intubering til dekanylering – Bivona® tracheostomituber i silicone er ideelle til den første intubering, indtil patienten er klar til dekanylering. Tuberne er designet med henblik på at beskytte den tracheale anatomi og reducere tracheostomirelaterede tryksår
- Økonomiske fordele – Bivona® siliconetuber kan genbearbejdes,* hvorved deres levetid forlænges på hospitalet og for patienter, der bliver behandlet i andre kliniske omgivelser
- Omkostningseffektive – Blue Line Ultra® PVC-tuber er ideelle som omkostningseffektive PVC- eller midlertidige MR-sikre tuber til "første intubering"
- Bivona® og Blue Line Ultra® tracheostomituber fremstilles uden DEHP blødgørere



BIVONA® NEONATALE OG PÆDIATRISKE TUBER

- Silicone
- Spiralforstærkede, forhindrer okklusion af tuben
- MR-konditionelle
- Fremstilles uden DEHP blødgørere
- FlexTend™ TTS™
- TTS™ (tight to shaft) cuff
- Hyperflex™
- Aire-Cuf™
- Fome-Cuf™
- Mulighed for tilpasning
- Uden cuff



BLUE LINE ULTRA® PÆDIATRISKE TUBER

- PVC
- Ingen spiralforstærkning
- MR-sikre
- Røntgenfaste
- Fremstilles uden DEHP blødgørere
- Lige distal ende
- Letter indføring uden obturator i forbindelse med akut tubeudskiftning
- Uden cuff

* Der henvises til brugsanvisningen, der følger med produktet.

For yderligere information, se venligst www.smiths-medical.com

DET ELLER DE BESKREVNE PRODUKTER ER MULIGVIS IKKE GODKENDT TIL ELLER TILGÆNGELIGE TIL SALG I CANADA OG ANDRE LANDE

Smiths Medical Danmark ApS
Ørestads Boulevard 73
2300 København S, DANMARK
Tel: +45 70272090

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361

www.smiths-medical.com

Lokale kontaktoplysninger findes på: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical er en del af den globale teknologivirksomhed Smiths Group plc. Se brugsanvisningen/brugervejledningen angående en komplet liste over indikationer, kontraindikationer, advarsler og forsigtighedsregler. Portex, Bivona, Blue Line Ultra og designmærket Smiths Medical er varemærke, der tilhører Smiths Medical. Symbolet © angiver, at varemærket er registreret hos det amerikanske patentkontor og i visse andre lande. Alle andre nævnte navne og mærker er varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. Referenceproduktet er CE-mærket.
©2019 Smiths Medical. Alle rettigheder forbeholdes. TR194501DA-092019

MPAUC-1611

Rx **CE** **CE**
ONLY **2797** **0413**

smiths medical