

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS CON BALÓN TTS™ Y ALETA DE SUJECIÓN “RECTA”

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud	Unidades por Caja
67SP025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
67SP030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
67SP035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
67SP040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
67SP045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
67SP050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
67SP055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS CON BALÓN FOME-CUF® Y ALETA DE SUJECIÓN EN “V”

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud	Unidades por Caja
85P025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
85P030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
85P035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
85P040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
85P045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
85P050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
85P055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1

* Envasado estéril individualmente con obturador, cinta de sujeción y cuna de desconexión.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.smiths-medical.com

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES.

Smiths Medical España S.r.l.
Avda. Diagonal 635
08028, Barcelona
Tel: +34 93 363 84 00
www.smiths-medical.com

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

MHYTCA-1247

Rx **CE** **CE**
ONLY **2797** **0413**

smiths medical

Puede encontrar la información de su contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Portex, Bivona, Blue Line Ultra y las marcas de diseño de Smiths Medical son marcas registradas de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. y en algunos otros países. Todos los otros nombres y marcas mencionados son los nombres comerciales o las marcas de servicio de sus respectivos propietarios. Este producto cuenta con el marcado CE. ©2019 Smiths Medical. Todos los derechos reservados. TR194506ES-092019

smiths medical
portex®



Cánulas de traqueostomía pediátricas Bivona® y Blue Line Ultra®

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

BLUE LINE ULTRA® - CÁNULAS PEDIÁTRICAS SIN BALÓN

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud	Unidades por Caja
101/506/030	3.0 mm	3.0 mm	4.2 mm	35.8 mm	10
101/506/035	3.5 mm	3.5 mm	4.9 mm	39.3 mm	10
101/506/040	4.0 mm	4.0 mm	5.5 mm	42.7 mm	10
101/506/045	4.5 mm	4.5 mm	6.2 mm	46.2 mm	10
101/506/050	5.0 mm	5.0 mm	6.9 mm	49.7 mm	10

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS SIN BALÓN CON ALETA DE SUJECIÓN AJUSTABLE EN "V"

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud	Unidades por Caja
60HA25	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	55.0 mm	1
60HA30	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	60.0 mm	1
60HA35	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	65.0 mm	1
60HA40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	70.0 mm	1
60HA45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	75.0 mm	1
60HA50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	80.0 mm	1
60HA55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	85.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS FLEXTEND™ SIN BALÓN Y ALETA DE SUJECIÓN EN "V"

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud Proximal	Longitud Distal	Unidades por Caja
60PFS25	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	20.0 mm	38.0 mm	1
60PFS30	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	20.0 mm	39.0 mm	1
60PFS35	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	20.0 mm	40.0 mm	1
60PFS40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	20.0 mm	41.0 mm	1
60PFS45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	42.0 mm	1
60PFS50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
60PFS55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	46.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS FLEXTEND™ SIN BALÓN Y ALETA DE SUJECIÓN "RECTA"

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud Proximal	Longitud Distal	Unidades por Caja
60PFSS25	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	20.0 mm	38.0 mm	1
60PFSS30	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	20.0 mm	39.0 mm	1
60PFSS35	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	20.0 mm	40.0 mm	1
60PFSS40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	20.0 mm	41.0 mm	1
60PFSS45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	42.0 mm	1
60PFSS50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
60PFSS55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	46.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS FLEXTEND™ PLUS LONGITUD EXTRA SIN BALÓN Y ALETA DE SUJECIÓN EN "V"

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud Proximal	Longitud Distal	Unidades por Caja
60PFP40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
60PFP45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	48.0 mm	1
60PFP50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	50.0 mm	1
60PFP55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	52.0 mm	1
60PFP60	6.0 mm	6.0 mm	8.7 mm	30.0 mm	56.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS FLEXTEND™ PLUS LONGITUD EXTRA SIN BALÓN Y ALETA DE SUJECIÓN "RECTA"

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud Proximal	Longitud Distal	Unidades por Caja
60PFPS40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
60PFPS45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	48.0 mm	1
60PFPS50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	50.0 mm	1
60PFPS55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	52.0 mm	1
60PFPS60	6.0 mm	6.0 mm	78.7 mm	30.0 mm	56.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS FLEXTEND™ CON BALÓN TTS™ Y ALETA DE SUJECIÓN EN "V"

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud Proximal	Longitud Distal	Unidades por Caja
67PFS25	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	20.0 mm	38.0 mm	1
67PFS30	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	20.0 mm	39.0 mm	1
67PFS35	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	20.0 mm	40.0 mm	1
67PFS40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	20.0 mm	41.0 mm	1
67PFS45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	42.0 mm	1
67PFS50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
67PFS55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	46.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS FLEXTEND™ CON BALÓN TTS™ Y ALETA DE SUJECIÓN "RECTA"

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud Proximal	Longitud Distal	Unidades por Caja
67PFSS25	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	20.0 mm	38.0 mm	1
67PFSS30	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	20.0 mm	39.0 mm	1
67PFSS35	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	20.0 mm	40.0 mm	1
67PFSS40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	20.0 mm	41.0 mm	1
67PFSS45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	42.0 mm	1
67PFSS50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
67PFSS55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	46.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS FLEXTEND™ PLUS LONGITUD EXTRA CON BALÓN TTS™ Y ALETA DE SUJECIÓN EN "V"

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud Proximal	Longitud Distal	Unidades por Caja
67PFP40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
67PFP45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	48.0 mm	1
67PFP50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	50.0 mm	1
67PFP55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	52.0 mm	1
67PFP60	6.0 mm	6.0 mm	8.7 mm	30.0 mm	56.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS FLEXTEND™ PLUS LONGITUD EXTRA CON BALÓN TTS™ Y ALETA DE SUJECIÓN "RECTA"

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud Proximal	Longitud Distal	Unidades por Caja
67PFPS40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
67PFPS45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	48.0 mm	1
67PFPS50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	50.0 mm	1
67PFPS55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	52.0 mm	1
67PFPS60	6.0 mm	6.0 mm	8.7 mm	30.0 mm	56.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS SIN BALÓN CON ALETA DE SUJECIÓN EN “V”

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud	Unidades por Caja
60P025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
60P030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
60P035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
60P040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
60P045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
60P050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
60P055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS SIN BALÓN Y ALETA DE SUJECIÓN “RECTA”

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud	Unidades por Caja
60SP025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
60SP030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
60SP035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
60SP040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
60SP045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
60SP050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
60SP055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS CON BALÓN AIRE-CUF® Y ALETA DE SUJECIÓN EN “V”

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud	Unidades por Caja
65P025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
65P030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
65P035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
65P040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
65P045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
65P050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
65P055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS CON BALÓN AIRE-CUF® Y ALETA DE SUJECIÓN “RECTA”

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud	Unidades por Caja
65SP025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
65SP030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
65SP035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
65SP040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
65SP045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
65SP050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
65SP055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1

CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BIVONA® PEDIÁTRICAS CON BALÓN TTS™ Y ALETA DE SUJECIÓN EN “V”

Código Producto	Tamaño	D.I.	D.E.	Longitud	Unidades por Caja
67P025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
67P030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
67P035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
67P040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
67P045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
67P050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
67P055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1