

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® CUFFIA TTS™ FLANGIA FISSA “RETTA”**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza	Quantità
67SP025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
67SP030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
67SP035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
67SP040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
67SP045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
67SP050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
67SP055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® CUFFIA FOME-CUF® FLANGIA FISSA A “V”**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza	Quantità
85P025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
85P030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
85P035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
85P040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
85P045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
85P050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
85P055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1

\* Confezionate sterili singolarmente con mandrino, fascetta di fissaggio e cuneo per la disconnessione.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web all'indirizzo [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

IL PRODOTTO O I PRODOTTI DESCRITTI POTREBBERO NON ESSERE CONCESSI IN LICENZA NÉ ESSERE DISPONIBILI PER LA VENDITA IN CANADA E IN ALTRI PAESI

**Smiths Medical Italia**  
Via della stazione, 2  
04100 Latina Scalo (LT)  
Tel: +39 0773 40841  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Smiths Medical ASD, Inc.**  
6000 Nathan Lane North  
Minneapolis, MN 55442, USA  
Tel: 1-614-210-7300  
Toll-Free USA: 1-800-258-5361  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

MHYTCA-1247

**Rx** **CE** **CE**  
**ONLY** **2797** **0413**

**smiths medical**

Le informazioni sui contatti locali sono disponibili all'indirizzo: [www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us](http://www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us)

Smiths Medical fa parte dell'azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l'uso/il Manuale d'uso per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni. Portex, Bivona, Blue Line Ultra, Smiths Medical e i marchi di design sono marchi di fabbrica Smiths Medical. Il simbolo © indica che il marchio di fabbrica è registrato presso lo United States Patent and Trademark Office e in alcuni altri Paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono marchi di fabbrica o marchi di servizio dei rispettivi titolari. Il prodotto a cui si fa riferimento ha il marchio CE. ©2019 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. TR194506IT-092019

smiths medical  
portex®



**Cannule per tracheostomia pediatrica  
Bivona® e Blue Line Ultra®**

---

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

**INFORMAZIONI PER L'ORDINE****BLUE LINE ULTRA® - CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA, NON CUFFIATA**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza	Quantità
101/506/030	3.0 mm	3.0 mm	4.2 mm	35.8 mm	10
101/506/035	3.5 mm	3.5 mm	4.9 mm	39.3 mm	10
101/506/040	4.0 mm	4.0 mm	5.5 mm	42.7 mm	10
101/506/045	4.5 mm	4.5 mm	6.2 mm	46.2 mm	10
101/506/050	5.0 mm	5.0 mm	6.9 mm	49.7 mm	10

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® HYPERFLEX™ NON CUFFIATA CON FLANGIA REGOLABILE A "V"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza	Quantità
60HA25	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	55.0 mm	1
60HA30	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	60.0 mm	1
60HA35	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	65.0 mm	1
60HA40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	70.0 mm	1
60HA45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	75.0 mm	1
60HA50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	80.0 mm	1
60HA55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	85.0 mm	1

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® FLEXTEND™ NON CUFFIATA CON FLANGIA FISSA A "V"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza Proximale	Lunghezza Distale	Quantità
60PFS25	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	20.0 mm	38.0 mm	1
60PFS30	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	20.0 mm	39.0 mm	1
60PFS35	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	20.0 mm	40.0 mm	1
60PFS40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	20.0 mm	41.0 mm	1
60PFS45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	42.0 mm	1
60PFS50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
60PFS55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	46.0 mm	1

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® FLEXTEND™ NON CUFFIATA CON FLANGIA FISSA A "RETTA"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza Proximale	Lunghezza Distale	Quantità
60PFSS25	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	20.0 mm	38.0 mm	1
60PFSS30	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	20.0 mm	39.0 mm	1
60PFSS35	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	20.0 mm	40.0 mm	1
60PFSS40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	20.0 mm	41.0 mm	1
60PFSS45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	42.0 mm	1
60PFSS50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
60PFSS55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	46.0 mm	1

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® FLEXTEND™ PLUS EXTRALUNGA NON CUFFIATA CON FLANGIA FISSA A "V"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza Proximale	Lunghezza Distale	Quantità
60PFP40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
60PFP45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	48.0 mm	1
60PFP50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	50.0 mm	1
60PFP55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	52.0 mm	1
60PFP60	6.0 mm	6.0 mm	8.7 mm	30.0 mm	56.0 mm	1

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® FLEXTEND™ PLUS EXTRALUNGA NON CUFFIATA CON FLANGIA FISSA "RETTA"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza Proximale	Lunghezza Distale	Quantità
60PFPS40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
60PFPS45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	48.0 mm	1
60PFPS50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	50.0 mm	1
60PFPS55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	52.0 mm	1
60PFPS60	6.0 mm	6.0 mm	78.7 mm	30.0 mm	56.0 mm	1

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® FLEXTEND™ PLUS CON CUFFIA TTS™ - FLANGIA FISSA A "V"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza Proximale	Lunghezza Distale	Quantità
67PFS25	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	20.0 mm	38.0 mm	1
67PFS30	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	20.0 mm	39.0 mm	1
67PFS35	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	20.0 mm	40.0 mm	1
67PFS40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	20.0 mm	41.0 mm	1
67PFS45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	42.0 mm	1
67PFS50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
67PFS55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	46.0 mm	1

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® FLEXTEND™ PLUS CON CUFFIA TTS™ - FLANGIA "RETTA"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza Proximale	Lunghezza Distale	Quantità
67PFSS25	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	20.0 mm	38.0 mm	1
67PFSS30	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	20.0 mm	39.0 mm	1
67PFSS35	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	20.0 mm	40.0 mm	1
67PFSS40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	20.0 mm	41.0 mm	1
67PFSS45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	42.0 mm	1
67PFSS50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
67PFSS55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	46.0 mm	1

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® FLEXTEND™ PLUS EXTRALUNGA CON CUFFIA TTS™ - FLANGIA FISSA A "V"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza Proximale	Lunghezza Distale	Quantità
67PFP40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
67PFP45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	48.0 mm	1
67PFP50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	50.0 mm	1
67PFP55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	52.0 mm	1
67PFP60	6.0 mm	6.0 mm	8.7 mm	30.0 mm	56.0 mm	1

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® FLEXTEND™ PLUS EXTRALUNGA CON CUFFIA TTS™ - FLANGIA "RETTA"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza Proximale	Lunghezza Distale	Quantità
67PFPS40	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	30.0 mm	44.0 mm	1
67PFPS45	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	30.0 mm	48.0 mm	1
67PFPS50	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	30.0 mm	50.0 mm	1
67PFPS55	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	30.0 mm	52.0 mm	1
67PFPS60	6.0 mm	6.0 mm	8.7 mm	30.0 mm	56.0 mm	1

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® NON CUFFIATA CON FLANGIA FISSA A "V"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza	Quantità
60P025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
60P030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
60P035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
60P040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
60P045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
60P050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
60P055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® NON CUFFIATA CON FLANGIA FISSA "RETTA"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza	Quantità
60SP025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
60SP030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
60SP035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
60SP040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
60SP045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
60SP050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
60SP055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® CUFFIA AIRE-CUF® FLANGIA FISSA A "V"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza	Quantità
65P025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
65P030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
65P035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
65P040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
65P045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
65P050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
65P055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1

**CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA BIVONA® CUFFIA AIRE-CUF® FLANGIA FISSA "RETTA"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza	Quantità
65SP025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
65SP030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
65SP035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
65SP040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
65SP045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
65SP050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
65SP055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1

**BIVONA® CUFFIA TTS™ FLANGIA FISSA A "V"**

Codice	Dimensioni	D.I.	D.E.	Lunghezza	Quantità
67P025	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	38.0 mm	1
67P030	3.0 mm	3.0 mm	4.7 mm	39.0 mm	1
67P035	3.5 mm	3.5 mm	5.3 mm	40.0 mm	1
67P040	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	41.0 mm	1
67P045	4.5 mm	4.5 mm	6.7 mm	42.0 mm	1
67P050	5.0 mm	5.0 mm	7.3 mm	44.0 mm	1
67P055	5.5 mm	5.5 mm	8.0 mm	46.0 mm	1