


smiths medical
deltec®



**Familia de agujas de seguridad
para acceso portal GRIPPER®**



Opciones de agujas para sus necesidades de tratamiento

OPCIONES DE AGUJAS PARA SUS NECESIDADES DE TRATAMIENTO

Pensando tanto en los médicos como en los pacientes, las agujas GRIPPER® de Smiths Medical ofrecen características innovadoras que han marcado la pauta del acceso portal y se piden por su nombre.



AGUJAS DE SEGURIDAD

Agujas de seguridad con cánula punta roma **GRIPPER® Micro**



Una nueva pauta en cuanto a comodidad y seguridad


- Sitio de infusión discreto y pequeño
- Cánula con punta roma no afilada para una retirada y una eliminación más seguras



DURANTE MÁS DE 20 AÑOS,
SMITHS MEDICAL HA SIDO
UN PROVEEDOR DE AGUJAS
DE ACCESO PORTAL FIABLES.

AD PARA ACCESO PORTAL GRIPPER®

Agujas Huber de seguridad GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.



Para inyección power

- Diseñadas para la inyección power de medios de contraste durante las tomografías
- El tubo azul las diferencia de las agujas no adecuadas para inyección power
- La abrazadera indica un flujo máximo de hasta 5 ml/s


Agujas Huber de seguridad GRIPPER PLUS®



Confianza y flexibilidad


- La más amplia variedad de estilos de aguja para satisfacer las necesidades de los pacientes
- Un «clic» audible confirma la protección de la aguja

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS



Agujas de seguridad con cánula punta roma GRIPPER® Micro

Agujas de seguridad con cánula punta roma GRIPPER® Micro				
Calibre	Largo	Números de referencia		
		Sin Y	NAC	
19	19 mm	21-3260-24	21-3280-24	
19	25 mm	21-3261-24	21-3281-24	
19	32 mm	21-3262-24	21-3282-24	
20	19 mm	21-3256-24	21-3276-24	
20	25 mm	21-3257-24	21-3277-24	
20	32 mm	21-3258-24	21-3278-24	
22	19 mm	21-3251-24	21-3271-24	
22	25 mm	21-3252-24	21-3272-24	
22	32 mm	21-3253-24	21-3273-24	



Agujas Huber de seguridad GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.

Agujas Huber de seguridad GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.				
Calibre	Largo	Números de referencia		
		Sin Y	NAC	
19	19 mm	21-3368-24	21-3468-24	
19	25 mm	21-3364-24	21-3469-24	
19	32 mm	21-3365-24	21-3470-24	
20	16 mm	21-3369-24	21-3464-24	
20	19 mm	21-3367-24	21-3465-24	
20	25 mm	21-3362-24	21-3466-24	
20	32 mm	21-3363-24	21-3467-24	



Agujas Huber de seguridad GRIPPER PLUS®

Agujas Huber de seguridad GRIPPER PLUS®					
Calibre	Largo	Números de referencia			
		Sin Y	Con Y	NAC	
19	19 mm	21-2768-24	21-2868-24	21-2968-24	
19	25 mm	21-2764-24	21-2869-24	21-2969-24	
19	32 mm	21-2765-24	21-2870-24	21-2970-24	
20	16 mm	21-2769-24	21-2864-24	21-2964-24	
20	19 mm	21-2767-24	21-2865-24	21-2965-24	
20	25 mm	21-2762-24	21-2866-24	21-2966-24	
20	32 mm	21-2763-24	21-2867-24	21-2967-24	
22	16 mm	21-2770-24	21-2860-24	21-2960-24	
22	19 mm	21-2766-24	21-2861-24	21-2961-24	
22	25 mm	21-2760-24	21-2862-24	21-2962-24	
22	32 mm	21-2761-24	21-2863-24	21-2963-24	

Para obtener más información, visite www.smiths-medical.com

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES

Smiths Medical España S.r.l.
Avda. Diagonal 635
08028, Barcelona
Tel: +34 93 363 84 00
www.smiths-medical.com

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

MMSPCA-0504



smiths medical

Puede encontrar la información de su contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. GRIPPER PLUS, GRIPPER, Deltec y la marca de diseño Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos y algunos otros países. El resto de los nombres y marcas mencionados son marcas comerciales o de servicio de sus respectivos titulares. Este producto cuenta con el marcado CE. ©2019 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. VA19448ES-102019