


smiths medical
deltec®



**Família de agulhas de segurança
para portas de acesso GRIPPER®**



Opções de agulhas para suas necessidades terapêuticas

OPÇÕES DE AGULHAS PARA SUAS NECESSIDADES TERAPÊUTICAS

Tendo como foco os médicos e os doentes, as agulhas GRIPPER® da Smiths Medical possuem características inovadoras, tendo conseguido estabelecer um padrão no segmento de portas de acesso e são escolhidas especificamente.



AGULHAS DE SEGURANÇA

Agulhas de segurança com
cânula romba **GRIPPER® Micro**



Um novo padrão em termos de conforto e segurança


- Pequeno, local de perfusão de baixo perfil
- Cânula não afiada e romba para remoção e eliminação em segurança



HÁ MAIS DE 20 ANOS QUE
A SMITHS MEDICAL É UM
FORNECEDOR DE AGULHAS
PARA PORTAS DE ACESSO.

ANÇA PARA PORTAS DE ACESSO GRIPPER®

Agulhas Huber de segurança GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.



Para injeção power

- Concebido para injeções power de meios de contraste durante a realização de TAC
- A tubagem azul diferencia das agulhas não power
- O encarte do grampo indica um débito máximo de 5 ml/s

Agulhas Huber de segurança GRIPPER PLUS®



Confiança e flexibilidade


- Uma ampla variedade de tipos de agulhas à medida das necessidades dos doentes
- Clique audível para confirmação de proteção da agulha

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA



Agulhas de segurança com
cânulas rombas GRIPPER® Micro

Agulhas de segurança com cânulas rombas GRIPPER® Micro			
Calibre	Comprimento	Números para encomenda	
		Sem extensão Y	NAC
19	19 mm	21-3260-24	21-3280-24
19	25 mm	21-3261-24	21-3281-24
19	32 mm	21-3262-24	21-3282-24
20	19 mm	21-3256-24	21-3276-24
20	25 mm	21-3257-24	21-3277-24
20	32 mm	21-3258-24	21-3278-24
22	19 mm	21-3251-24	21-3271-24
22	25 mm	21-3252-24	21-3272-24
22	32 mm	21-3253-24	21-3273-24



Agulhas Huber de segurança
GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.

Agulhas Huber de segurança GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.			
Calibre	Comprimento	Números para encomenda	
		Sem extensão Y	NAC
19	19 mm	21-3368-24	21-3468-24
19	25 mm	21-3364-24	21-3469-24
19	32 mm	21-3365-24	21-3470-24
20	16 mm	21-3369-24	21-3464-24
20	19 mm	21-3367-24	21-3465-24
20	25 mm	21-3362-24	21-3466-24
20	32 mm	21-3363-24	21-3467-24



Agulhas Huber de segurança
GRIPPER PLUS®

Agulhas Huber de segurança GRIPPER PLUS®				
Calibre	Comprimento	Números para encomenda		
		Sem extensão Y	Extensão Y	NAC
19	19 mm	21-2768-24	21-2868-24	21-2968-24
19	25 mm	21-2764-24	21-2869-24	21-2969-24
19	32 mm	21-2765-24	21-2870-24	21-2970-24
20	16 mm	21-2769-24	21-2864-24	21-2964-24
20	19 mm	21-2767-24	21-2865-24	21-2965-24
20	25 mm	21-2762-24	21-2866-24	21-2966-24
20	32 mm	21-2763-24	21-2867-24	21-2967-24
22	16 mm	21-2770-24	21-2860-24	21-2960-24
22	19 mm	21-2766-24	21-2861-24	21-2961-24
22	25 mm	21-2760-24	21-2862-24	21-2962-24
22	32 mm	21-2761-24	21-2863-24	21-2963-24

Para mais informações, visite o site www.smiths-medical.com

OS PRODUTOS DESCRITOS PODEM NÃO ESTAR LICENCIADOS OU PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS PARA VENDA NO CANADÁ OU NOUTROS PAÍSES

Smiths Medical Portugal Lda
Av. Eng. Duarte Pacheco,
Amoreiras, Torre 2 15º A
1070-102 Lisboa
Telefone: +351 22 532 30 10
www.smiths-medical.com

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

MMSPCA-0504



smiths medical

As informações de contacto locais estão disponíveis em: www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical faz parte da atividade tecnológica global da Smiths Group plc. Para uma listagem completa das indicações, contra-indicações, advertências e precauções, consulte as Instruções de utilização/Manual do operador. GRIPPER PLUS, GRIPPER, Deltec e o logótipo da Smiths Medical são marcas comerciais da Smiths Medical. O símbolo ® indica que a marca está registada no Departamento de Marcas e Patentes dos EUA e noutros países. Todos os outros nomes e marcas mencionados são marcas comerciais ou marcas de serviço dos respectivos proprietários.
©2019 Smiths Medical. Todos os direitos reservados. VA19448PT-102019