

LockIT PLUS™

Le nouveau dispositif de fixation de cathéter péri-dural



PAIN MANAGEMENT

Nouveau LockIT PLUS™

Dispositif de fixation de cathéter péridural

Fidèles à notre engagement en termes d'innovations apportées à la qualité des soins, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du nouveau LockIT PLUS™.

Ce produit est l'évolution du dispositif LockIT, qui a rencontré un succès mondial, le positionnant comme produit de référence en la matière. Dispositif à usage unique de fixation pour cathéter péridural, le LockIT a été conçu pour éviter tout déplacement involontaire du cathéter. Ce concept garantit l'intégrité des soins antalgiques délivrés via le cathéter péridural, gage de confiance et de quiétude dans la prise en charge de la douleur.

Il réduit les risques de migration du cathéter, qui dépendent en grande partie de la méthode de fixation :


- Zone centrale translucide permet la surveillance du point d'émergence du cathéter.
- Mécanisme simple de fixation du cathéter.
- Adhésif de grade médical pour prévenir toute irritation cutanée.
- Faible épaisseur préservant le confort du patient.
- Dispositif de fixation prévenant les risques de plicature à l'émergence cutanée.
- Disponible pour les cathéters périduraux G16 et G18.

Le LockIT PLUS™ conserve les mêmes spécificités, mais bénéficie d'améliorations notables :

- un profil ultra plat pour un meilleur confort du patient
- une surface cutanée plus large pour une meilleure adhérence.


| DESCRIPTION PRODUIT | RÉFÉRENCE |
|--|------------------|
| LockIT PLUS™ Dispositif de fixation de cathéter péridural G16/G17 | 100399216 |
| LockIT PLUS™ Dispositif de fixation de cathéter péridural G18 | 100399218 |

Livrés stériles
Emballage individuel par boîte de 50



Face cutanée adhésive

Zone centrale translucide permettant la surveillance du point d'émergence du cathéter



Faible épaisseur préservant le confort du patient

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE BROCHURE SONT CONFORMES AUX PRODUITS AU MOMENT DE L'IMPRESSION. SMITHS SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER ULTÉRIEUREMENT LES PRODUITS PRÉSENTÉS.

Smiths Medical France

3, rue du Pont des Halles - 94656 RUNGIS Cedex

Tél : 01 58 42 50 00 - Fax : 01 58 42 50 30

e-mail : morl.info@smiths-medical.com

www.smiths-medical.fr

Smiths Medical - Une division de Smiths Group plc

Smiths et LockIT et LockIT PLUS sont des marques déposées de Smiths Group plc.

RA194621FR-0207

smiths medical