

smiths medical
portex®

ポーテックス 麻酔関連製品

General Anesthesia Airway-Circuit Systems



シングルリム回路



RX 回路



麻酔回路





麻酔回路
アクセサリ



シングルリム回路

呼気と吸気を1本化した2重管タイプの麻酔回路です。
蛇管のキンクを低減するために、コネクタ部で蛇管を回転させることができます。




シングルリム回路(成人用)				
品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	販売単位
C1032J	102	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	20本/箱
C1034J	152	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	15個/箱

シングルリム回路/麻酔バッグ(成人用)					
品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	麻酔バッグ	販売単位
C1036J	102	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	3.0L ノンラテックス	20本/箱
C1038J	152	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	3.0L ノンラテックス	15個/箱



RX回路

蛇管の長さ及び角度／形状を調整することができる麻酔回路です。
蛇管のキンクを低減するために、コネクタ部で蛇管を回転させることができます。



RX回路(成人用)				
品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	販売単位
C4710763J	41-102	レギュラエルボ	—	50本/箱
C45101314J	84-221	レギュラエルボ	—	20本/箱
C45091315J	84-221	レギュラエルボ	プリージングフィルタ	20本/箱
C45101316J	84-221	ガスサンプリングエルボ	—	20本/箱
C45041317J	84-221	スイベル	—	20本/箱
C45041318J	84-221	スイベル/ポート付	—	20本/箱

RX回路／麻酔バッグ(成人用)					
品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	麻酔バッグ	販売単位
C45101340-NLJ	84-221	レギュラエルボ	—	3.0L ノンラテックス	20本/箱
C45091342-NLJ	84-221	レギュラエルボ	プリージングフィルタ	3.0L ノンラテックス	20本/箱
C45101344-NLJ	84-221	ガスサンプリングエルボ	—	3.0L ノンラテックス	20本/箱
C45041345-NLJ	84-221	スイベル	—	3.0L ノンラテックス	20本/箱
C45041347-NLJ	84-221	スイベル/ポート付	—	3.0L ノンラテックス	20本/箱
450952-NL ^{*1}	107-305	ガスサンプリングエルボ	プリージングフィルタ	3.0L ノンラテックス	12本/箱

RX回路(小児用)				
品番	長さ (cm)	Y コネクタ	L コネクタ	販売単位
C48101319J	51-127	ストレート	レギュラエルボ	50本/箱
C49101320J	102-254	ストレート	レギュラエルボ	20本/箱


RX回路／麻酔バッグ(小児用)				
品番	長さ (cm)	コネクタ	麻酔バッグ	販売単位
C48291348-NLJ	51-127	レギュラエルボ	1.0L ノンラテックス	50本/箱
C49291349-NLJ	102-254	レギュラエルボ	1.0L ノンラテックス	20本/箱

*1 販売名: PORTEX・麻酔回路システム
認証番号: 229AIBZX00031000

販売名: PORTEX・麻酔回路セット
承認番号: 21700BZY00320000

麻酔回路

呼気、吸気とチューブが2本ある標準的な麻酔回路です。
軽量及び柔軟で使いやすい蛇管です。



麻酔回路 (成人用)				
品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	販売単位
C37041303J	102	スイベル	—	20本/箱
C37101304J	102	レギュラエルボ	—	20本/箱
C37091305J	102	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	20本/箱
C37101306J	102	ガスサンプリングエルボ	—	20本/箱
C37101307J	152	レギュラエルボ	—	15本/箱
C37101308J	183	ガスサンプリングエルボ	—	15本/箱

麻酔回路 / 麻酔バッグ (成人用)					
品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	麻酔バッグ	販売単位
C37041322-NLJ	102	スイベル	—	3.0L ノンラテックス	20本/箱
C37101324-NLJ	102	レギュラエルボ	—	3.0L ノンラテックス	20本/箱
C37091326-NLJ	102	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	3.0L ノンラテックス	20本/箱
C37101327-NLJ	102	ガスサンプリングエルボ	—	3.0L ノンラテックス	20本/箱
C37101329-NLJ	152	レギュラエルボ	—	3.0L ノンラテックス	15本/箱
C37101330-NLJ	183	ガスサンプリングエルボ	—	3.0L ノンラテックス	15本/箱
C37101368-NLJ	152	レギュラエルボ	—	2.0L ノンラテックス	15本/箱

麻酔回路 (小児用)				
品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	販売単位
C37291309J	91	レギュラエルボ	—	20本/箱
C37291311J	91	ガスサンプリングエルボ	—	20本/箱

麻酔回路 / 麻酔バッグ (小児用)					
品番	長さ (cm)	コネクタ	フィルタ	麻酔バッグ	販売単位
C37291332-NLJ	91	レギュラエルボ	—	1.0L ノンラテックス	20本/箱
C37201333-NLJ	91	レギュラエルボ	ブリージングフィルタ	1.0L ノンラテックス	20本/箱
C37291334-NLJ	91	ガスサンプリングエルボ	—	1.0L ノンラテックス	20本/箱



ノンラテックス麻酔バッグ



品番	品名	販売単位
670012	0.5L ノンラテックス ディスポ麻酔バッグ	25個/箱
670001	1L ノンラテックス ディスポ麻酔バッグ	25個/箱
670002	2L ノンラテックス ディスポ麻酔バッグ	25個/箱
670003	3L ノンラテックス ディスポ麻酔バッグ	25個/箱

販売名: PORTEX・麻酔回路セット
承認番号: 21700BZY00320000

カテーテルマウント・フレックスチューブ



品番	品名	滅菌状態	販売単位
100/594/000	カテーテルマウント 回転コネクタ付 ^{※2}	滅菌	10個/箱
100/590/000	カテーテルマウント 回転コネクタなし ^{※2}	滅菌	20個/箱
65-68-130	ダブルスイベルカテーテルマウント(リユーズブル) ^{※3}	未滅菌	10個/箱
002837	フレックスチューブ ^{※4}	未滅菌	50個/箱

※2 販売名: カテーテルマウント
認証番号: 20200BZY00661000

※3 販売名: VBMダブルスイベル・
カテーテルマウント
承認番号: 22000BZX0116000

※4 販売名: PORTEX・呼吸回路
承認番号: 22100BZX00952000

その他



品番	品名	規格・サイズ	販売単位
100/255/150	ダブル回転コネクタ ^{※5}	15mm O.D./15mm I.D.	10個/箱
225-3507-800	L型クリアーエルボー ^{※6}	22mm O.D., 15mm I.D./15mm O.D.	10個/箱
001575	トラキTアダプタ ^{※7}	22mm O.D./22mm O.D./22mm O.D., 15mm I.D.	50個/箱
225-3422-800	ガスサンプリングラインオス/オスルアー ^{※6}	—	50本/箱

※5 販売名: カテーテルマウント
認証番号: 20200BZY00661000

※6 販売名: PORTEX・麻酔回路セット
承認番号: 21700BZY00320000

※7 販売名: PORTEX・呼吸回路
承認番号: 22100BZX00952000

プレミアムプラスフェイスマスク



15071 乳児用



15052 乳児用(大)



15270 小児用



15248 小児用(大)



15255 成人用



15245 成人用(大)

- ・ソフトなエアクッションでシールします。
- ・エアクッションはポートで調節可能です。(乳児用を除く)

品番	品名	カラーコード	販売単位
15245	プレミアムプラスフェイスマスク 成人用(大)	ブルー	50個/箱
15255	プレミアムプラスフェイスマスク 成人用	レッド	50個/箱
15248	プレミアムプラスフェイスマスク 小児用(大)	グリーン	50個/箱
15270	プレミアムプラスフェイスマスク 小児用	イエロー	50個/箱
15052	プレミアムプラスフェイスマスク 乳児用(大)	ピンク	50個/箱
15071	プレミアムプラスフェイスマスク 乳児用	ホワイト	50個/箱

販売名:ポーテックス・麻酔マスク
認証番号:227AIBZX00022000

エアークッションフェイスマスク



KM-205 乳児用



KM-206 新生児用



KM-203 成人用(小)



KM-204 小児用



KM-201 成人用(大)



KM-202 成人用(中)

品番	品名	カラーコード	販売単位
KM-201	エアークッションフェイスマスク 成人用(大)	レッド	10個/箱
KM-202	エアークッションフェイスマスク 成人用(中)	イエロー	10個/箱
KM-203	エアークッションフェイスマスク 成人用(小)	グリーン	10個/箱
KM-204	エアークッションフェイスマスク 小児用	ホワイト	10個/箱
KM-205	エアークッションフェイスマスク 乳児用	ブラウン	10個/箱
KM-206	エアークッションフェイスマスク 新生児用	オレンジ	10個/箱

販売名:エアークッションフェイスマスク
承認番号:22000BZX00293000
製造販売業者:クー・メディカル・ジャパン株式会社

回路用人工鼻フィルタ



品番	002874	002821	002823P	002825	002862
品名	回路用人工鼻フィルタ ストレート HEPA ^{※8}	回路用人工鼻フィルタ アングル ^{※8}	回路用人工鼻フィルタ ストレートミドル ^{※8}	回路用人工鼻フィルタ アングルミドル ^{※8}	ブリージング フィルタ ^{※9}
推奨一回換気量	150 ~ 1500mL	200 ~ 1500mL	120 ~ 1500mL	90 ~ 1500mL	—
フィルタ効率	99.9999%	99.999%	99.999%	99.999%	>99.9%
水分アウトプット (mgH ₂ O/L)	31 Vt500mL	31 Vt500mL	>31 Vt500mL	31 Vt250mL	— —
流量抵抗 (cm/H ₂ O)	5L/分 15L/分 30L/分 — — 1.4	5L/分 15L/分 30L/分 — — 1.0	5L/分 15L/分 30L/分 — 1.3 —	5L/分 15L/分 30L/分 — 1.1 —	— 60L/分 — — 3.0 —
死腔	55mL	66mL	33mL	32mL	32mL
重量	40g	31g	21g	18g	20g
滅菌方法	未滅菌・単回使用	未滅菌・単回使用	未滅菌・単回使用	未滅菌・単回使用	未滅菌・単回使用
販売単位	50個 / 箱	50個 / 箱	50個 / 箱	50個 / 箱	40個 / 箱

回路用人工鼻



品番	100/580/015	100/582/000	002815
品名	サーモベント600 ^{※10}	サーモベント1200 ^{※10}	回路用人工鼻 ^{※11}
推奨一回換気量	~ 600mL	600 ~ 1200mL	>10mL
フィルタ効率	—	—	—
水分アウトプット (mgH ₂ O/L)	27 Vt500mL	24 Vt1000mL	32 Vt25mL
流量抵抗 (cm/H ₂ O)	30L/分 60L/分 90L/分 1.0 2.9 5.7	30L/分 60L/分 90L/分 0.4 1.2 2.4	5L/分 15L/分 30L/分 0.9 — —
死腔	11mL	32mL	3mL
重量	10g	18g	3g
滅菌方法	ガンマ線滅菌済・単回使用		未滅菌・単回使用
販売単位	20個 / 箱	20個 / 箱	50個 / 箱

※8 販売名:回路用人工鼻フィルタ
認証番号:224AIBZX00033000

※9 販売名:PORTEX・フィルタ
承認番号:22000BZX01126000

※10 販売名:PORTEX・サーモベント
承認番号:20600BZY00060000

※11 販売名:回路用人工鼻
認証番号:224AIBZY00034000

www.smiths-medical.com/jp/

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に、添付文書、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

MHYTCA-1260

製造販売業者

スミスメディカル・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 7-1-1

お問い合わせ先：0120-582-855 受注センター

smiths medical

Smiths Medical is part of the global technology business Smiths Group plc. Please see the Instructions for Use/Operator's Manual for a complete listing of the indications, contraindications, warnings and precautions. Smiths brand names (used in document's text), Smiths trade names (used in document's text) and the Smiths Medical and design marks (logos used in document) are trademarks of Smiths Medical. The symbol ® indicates the trademark is registered in the U.S. Patent and Trademark Office and certain other countries. All other names and marks mentioned are the trademarks or service marks of their respective owners. ©2019 Smiths Medical. All rights reserved. SM196462JA-072019. 0110003-2019075000CL02afb