

Lanceta de seguridad Safe-T-Lance® Plus -Activación con botón

Guía de consulta rápida



UTILIZAR SOLAMENTE PARA LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR

Cantidad de pedido: 200 unidades/caja, 2000 unidades/caso

ADULT				PEDIATRIC	
Flujo alto 1008-1	Flujo normal 1014-1	Flujo bajo 1020-1	Micro flujo 1025-1	Micro flujo 1028-1	Flujo máximo 1005-1
Aguja de calibre 18G	Aguja de calibre 21G	Aguja de calibre 25G	Aguja de calibre 28G	Cuchilla de 1.5mm	Cuchilla de 1.5mm
Profundidad de 1,8 mm	Profundidad de 1,8 mm	Profundidad de 1,4 mm	Profundidad de 1,6 mm	Profundidad de 1,2 mm	Profundidad de 1,6 mm

ADVERTENCIA: No la utilice si el tapón de protección si se ha extraído previamente de la lanceta. Limpie la piel de acuerdo con los procedimientos habituales de seguridad. Deseche la lanceta usada en un contenedor de objetos punzocortantes de acuerdo con las directrices del centro y las regulaciones nacionales y estatales.

Para obtener más información, visite nuestra página web www.smiths-medical.com

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES.

Smiths Medical ASD, Inc.
Keene, NH 03431, USA
Phone: 1-603-352-3812

Smiths Medical España S.r.l.
Avda. Diagonal 635
08028, Barcelona
Tel: +34 93 363 84 00

Fabricado por:
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków POLAND

Representante autorizado en la CE
Smiths Medical International Ltd.
TN25 4BF, UK
Tel: +44 (0) 1233 722100

MKEECA-0115



0344

smiths medical

Puede encontrar la información de contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso. La marca de diseño Smiths Medical es una marca comercial de Smiths Medical. Safe-T-Lance es una marca comercial registrada de HTL-STREFA S.A., utilizada con permiso. ©2017 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. SS195212ES-012017