

Trocart de transfert

Trocart de transfert avec filtre 5 microns

Les trocarts de transfert avec ou sans filtre 5 microns sont utilisés pour le prélèvement, la reconstitution de solutions médicamenteuses et l'accès aux poches de perfusion. Le filtre 5 microns intégré capture les grosses particules prélevées dans la seringue lors de la préparation d'ampoules de médicaments.

Caractéristiques

Biseau à 45° facilitant le prélèvement de médicament dans un flacon.

Calibre 18G facilitant le prélèvement de médicaments.

Embase conventionnelle s'adaptant aux seringues standards Luer-Lock.

Le trocart de transfert BN1815F dispose d'un filtre 5 microns intégré qui élimine efficacement les particules.

Code couleur pour une identification aisée. Aide à réduire les coûts par rapport aux aiguilles.

Conditionnement

BN1815 Trocart de transfert	BOITE	1000 unités par boîte (545mm x 188mm x 116mm)
	CARTON	100 pièces (105mm x 84mm x 86mm)
	DURÉE DE CONSERVATION	5 ans
BN1815F Trocart de transfert avec filtre 5 microns	BOITE	1000 unités par boîte (545mm x 188mm x 125mm)
	CARTON	100 pièces (105mm x 84mm x 93mm)
	DURÉE DE CONSERVATION	5 ans



LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS

Distribué par:
Smiths Medical Belgium N.V.
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
Tel: +32 (0)2 704 49 00
www.smiths-medical.com

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions des notices d'utilisation pour une description détaillée des produits et la liste complète des indications, Contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. Le logo Smiths Medical est une marque commerciale de Smiths Medical.
©2016 Smiths Medical. Tous droits réservés. SS195236FRBE-102016