

## Blunt naalden

### Blunt naalden met 5 micron filter

Stompe optreknaalden worden gebruikt voor het optrekken van medicatie, bereiding van medicatie of toegang tot infuuszakken. De 5 micron filter is ontworpen om te voorkomen dat grotere partikels worden meegevoerd in de spuit tijdens het bereiden van medicatie uit ampullen.

#### Kenmerken

45° naaldpunt voor het gemak bij het optrekken van medicatie vanuit een ampul.

18G voor het gemak bij het optrekken van medicatie.

Conventionele standaard hub passend op standaard luer lock spuiten.

De BN1815F heeft een 5 micron filter voor effectieve eliminatie van partikels.

Kleur gecodeerd voor makkelijke identificatie.

#### Verpakking

<b>BN1815</b> Blunt naalden	<b>OMDOOS</b>	1000 eenheden per verpakking (545mm x 188mm x 116mm)
	<b>MAGAZIJNVERPAKKING</b>	100 stuks (105mm x 84mm x 86mm)
	<b>VERVALDATUM</b>	5 jaar
<b>BN1815F</b> Blunt naalden met 5 micron filter	<b>OMDOOS</b>	1000 eenheden per verpakking (545mm x 188mm x 125mm)
	<b>MAGAZIJNVERPAKKING</b>	100 stuks (105mm x 84mm x 93mm)
	<b>VERVALDATUM</b>	5 jaar



BN1815



BN1815F

IN CANADA EN ANDERE LANDEN ZIJN DE BESCHREVEN PRODUCTEN MOGELIJK NIET TOEGELATEN OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP

#### Distributed by:

Smiths Medical Nederland B.V.  
Jagersbosstraat 28  
5241 JT Rosmalen  
Tel: +31 73 528 50 89

[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

Smiths Medical Belgium N.V.  
Pegasuslaan 5  
1831 Diegem  
Tel: +32 (0)2 704 49 00

MKEECA-0098

CE Rx ONLY

smiths medical