

smiths medical

bringing technology to life



DeltaVen® lukket katetersystem

Feel the difference, see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

MÆRK HVOR LET DET FØLES AT INDFØRE ET LUKKET KATETERSYSTEM.


KOMPLET UDVALG AF KONFIGURATIONER OG GAUGE-STØRRELSER, DER IMØDEKOMMER ETHVERT BEHOV.



Eneste lukket katetersystem i 26G

IDEELT TIL NEONATALE, PÆDIATRISKE OG ONKOLOGISKE PATIENTER

Et udvalg af katetre, der er designet med tanke på de mindste patienter. DeltaVen® lukket katetersystem er designet til at opfylde de mindste patienters unikke behov, når intensiv behandling er nødvendig.



FIRE FORSKELLIGE KONFIGURATIONER TIL AT IMØDEKOMME ETHVERT BEHOV.



Enkeltport



Enkeltport med trevejshane og nålefri konnektor



Dobbeltport med propper



Dobbeltport med to nålefri konnektorer

REFERENCER:

1. Gonzalez Lopez JL, et al., Indwell times, complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous catheters: a randomized study, Journal of Hospital Infection (2013), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2013.10.008>

BESTILLINGSINFORMATION




Enkeltport - 25 enheder pr. æske, 100 enheder pr. pakke

Varenummer	Gauge	Kateterlængde (mm)	Primingvolumen (ml)	Flow (ml/min)	PSI
3804222	26 	19	0,2	15	-
3814222	24 	19	0,23	24	330
3824222	22 	19	0,26	37	330
3825222	22 	25	0,27	31	330
3835222	20 	25	0,27	47	330
3836222	20 	32	0,29	42	330
3837222	20 	45	0,3	38	330
3845222	18 	25	0,3	65	330
3846222	18 	32	0,3	63	330
3847222	18 	45	0,32	58	330
3856222	16 	32	0,42	125	330

Enkeltport med trevejshane og nålefri konektor - 20 enheder pr. æske, 80 enheder pr. pakke

Varenummer	Gauge	Kateterlængde (mm)	Primingvolumen (ml)	Flow (ml/min)	PSI
3804422	26 	19	0,32	15	-
3814422	24 	19	0,37	24	330
3824422	22 	19	0,38	37	330
3825422	22 	25	0,38	31	330
3835422	20 	25	0,39	47	330
3836422	20 	32	0,39	42	330
3837422	20 	45	0,41	38	330
3845422	18 	25	0,42	65	330
3846422	18 	32	0,42	63	330
3847422	18 	45	0,44	58	330
3856422	16 	32	0,54	125	330

Dobbeltport med propper - 25 enheder pr. æske, 100 enheder pr. pakke

Varenummer	Gauge	Kateterlængde (mm)	Primingvolumen (ml)	Flow (ml/min)	PSI
3800022	26 	19	0,25	15	-
3810022	24 	19	0,3	24	330
3820022	22 	19	0,3	37	330
3821022	22 	25	0,31	31	330
3831022	20 	25	0,32	47	330
3832022	20 	32	0,32	42	330
3833022	20 	45	0,33	38	330
3841022	18 	25	0,35	65	330
3842022	18 	32	0,35	63	330
3843022	18 	45	0,37	58	330
3852022	16 	32	0,47	125	330

Dobbeltport med to nålefri konnektorer - 20 enheder pr. æske, 80 enheder pr. pakke

Varenummer	Gauge	Kateterlængde (mm)	Primingvolumen (ml)	Flow (ml/min)	PSI
3800522	26 	19	0,29	15	-
3810522	24 	19	0,34	24	330
3820522	22 	19	0,34	37	330
3821522	22 	25	0,35	31	330
3831522	20 	25	0,37	47	330
3832522	20 	32	0,37	42	330
3833522	20 	45	0,38	38	330
3841522	18 	25	0,39	65	330
3842522	18 	32	0,39	63	330
3843522	18 	45	0,41	58	330
3852522	16 	32	0,51	125	330

* For at et tryk på 330 psi kan opnås, skal alt tilbehør (trevejshane og konnektorer) afmonteres

Se vores hjemmeside på www.smithsmedical.com for at få yderligere oplysninger

DE(T) BESKREVNE PRODUKT(ER) ER MULIGVIS IKKE LICENSERET ELLER TILGÆNGELIGE TIL SALG I CANADA OG ANDRE LANDE

Distribueres af:
Smiths Medical Danmark ApS
Ørestads Boulevard 73
2300 København S, DANMARK
Tel: +45 702 720 95
www.smiths-medical.com

Fremstillet af:
Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019
Viadana (Mn) - Italy
Tél: +39 0375 785915

MPAUC-1675

**Rx
ONLY**

smiths medical

Lokale kontaktoplysninger findes på: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical er en del af den globale teknologivirksomhed Smiths Group plc. Se brugsanvisningen/brugervejledningen angående en komplet liste over indikationer, kontraindikationer, advarsler og forsigtighedsregler. Designmærket Smiths Medical er et varemærke, der tilhører Smiths Medical. Symbolet ® angiver, at varemærket er registreret hos det amerikanske patentkontor og i visse andre lande. Alle andre nævnte navne og mærker er varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. Referenceproduktet er CE-mærket. ©2017 Smiths Medical. Alle rettigheder forbeholdes. SS195451DA-112017