

smiths medical

bringing technology to life



DeltaVen® geschlossenes Kathetersystem

Feel the difference, see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

FÜHLEN SIE DAS EINFÜHREN EINES GESCHLOSSENEN KATHETERSYSTEMS, DAS EINFACH ZU LEGEN IST.


SEHEN SIE DAS GESAMTE SORTIMENT AN KONFIGURATIONEN UND GRÖSSEN FÜR IHRE BEDÜRFNISSE.



Spezielles geschlossenes 26-G-Kathetersystem

IDEAL FÜR NEUGEBORENE, KINDER UND DIE ONKOLOGIE

Vertrauen Sie einer Katheterserie, die für die kleinsten Patienten entwickelt wurde. Das DeltaVen® geschlossene Kathetersystem erfüllt als einziger Katheter die besonderen Anforderungen der kleinsten Venen für die Intensivmedizin.



VIER KONFIGURATIONEN ZUR OPTIMALEN ANPASSUNG AN DIE AKTUELLEN RICHTLINIEN IHRER KLINIK



Einzelport



Einzelport mit Absperrhahn und nadelfreiem Konnektor



Dualport mit zwei Endkappen



Dualport mit zwei nadelfreien Konnektoren

REFERENZEN:

1. Gonzalez Lopez JL, et al., Indwell times, complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous catheters: a randomized study, Journal of Hospital Infection (2013), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2013.10.008>

BESTELLINFORMATIONEN

Einzelport – 25 Einheiten pro Schachtel, 100 Einheiten pro Karton

Produktcode	Größe	Katheterlänge (mm)	Vorfüllvolumen (ml)	Durchfluss (ml/min)	Nenndruck (psi)
3804222	26	19	0,2	15	-
3814222	24	19	0,23	24	330
3824222	22	19	0,26	37	330
3825222	22	25	0,27	31	330
3835222	20	25	0,27	47	330
3836222	20	32	0,29	42	330
3837222	20	45	0,3	38	330
3845222	18	25	0,3	65	330
3846222	18	32	0,3	63	330
3847222	18	45	0,32	58	330
3856222	16	32	0,42	125	330

Einzelport mit Absperrhahn und nadelfreiem Konnektor – 20 Einheiten pro Schachtel, 80 Einheiten pro Karton

Produktcode	Größe	Katheterlänge (mm)	Vorfüllvolumen (ml)	Durchfluss (ml/min)	Nenndruck (psi)
3804422	26	19	0,32	15	-
3814422	24	19	0,37	24	330
3824422	22	19	0,38	37	330
3825422	22	25	0,38	31	330
3835422	20	25	0,39	47	330
3836422	20	32	0,39	42	330
3837422	20	45	0,41	38	330
3845422	18	25	0,42	65	330
3846422	18	32	0,42	63	330
3847422	18	45	0,44	58	330
3856422	16	32	0,54	125	330

Dualport mit Endkappen – 25 Einheiten pro Schachtel, 100 Einheiten pro Karton

Produktcode	Größe	Katheterlänge (mm)	Vorfüllvolumen (ml)	Durchfluss (ml/min)	Nenndruck (psi)
3800022	26	19	0,25	15	-
3810022	24	19	0,3	24	330
3820022	22	19	0,3	37	330
3821022	22	25	0,31	31	330
3831022	20	25	0,32	47	330
3832022	20	32	0,32	42	330
3833022	20	45	0,33	38	330
3841022	18	25	0,35	65	330
3842022	18	32	0,35	63	330
3843022	18	45	0,37	58	330
3852022	16	32	0,47	125	330

Dualport mit zwei nadelfreien Konnektoren – 20 Einheiten pro Schachtel, 80 Einheiten pro Karton

Produktcode	Größe	Katheterlänge (mm)	Vorfüllvolumen (ml)	Durchfluss (ml/min)	Nenndruck (psi)
3800522	26	19	0,29	15	-
3810522	24	19	0,34	24	330
3820522	22	19	0,34	37	330
3821522	22	25	0,35	31	330
3831522	20	25	0,37	47	330
3832522	20	32	0,37	42	330
3833522	20	45	0,38	38	330
3841522	18	25	0,39	65	330
3842522	18	32	0,39	63	330
3843522	18	45	0,41	58	330
3852522	16	32	0,51	125	330

* Um einen Druck von 330 psi zu erreichen, muss sämtliches Zubehör (Absperrhahn und Ventil) abgetrennt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.smithsmedical.com

DAS/DIE GENANNT(E)N PRODUKT(E) IST/SIND MÖGLICHERWEISE IN KANADA UND ANDEREN LÄNDERN NICHT LIZENZIERT BZW. ERHÄLTICH.

MPAUC-1675

Smiths Medical Deutschland GmbH
Bretonischer Ring 3
85630 Grasbrunn
Tel: +49 89 242959 0
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Österreich GmbH
Campus 21, Europaring A 03 5 02
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 1 890 6444 0

Smiths Medical Schweiz AG
Zürichstrasse 33
8134 Adliswil
Tel: +41 43 388 6200

Hergestellt von
Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019
Viadana (Mn) - Italy
Tél: +39 0375 785915

**Rx
ONLY**

smiths medical

Kontaktinformationen zu Ihrer Region finden Sie unter: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical ist ein Unternehmen des globalen Technologiekonzerns Smiths Group plc. Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung/Bedienungsanleitung. Die Smiths Medical Designmarke ist eine Marke von Smiths Medical. Das Symbol © bedeutet, dass die Handelsmarke beim Patent- und Markenamt der USA und einiger anderer Länder eingetragen ist. Alle anderen erwähnten Namen und Marken sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. Das angegebene Produkt trägt die CE-Kennzeichnung. ©2017 Smiths Medical. Alle Rechte vorbehalten. SS195451DE-112017