

smiths medical

bringing technology to life



Catéter de sistema cerrado DeltaVen®

Feel the difference, see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

SIENTA LO SENCILLA QUE RESULTA LA IMPLANTACIÓN DE UN CATÉTER DE SISTEMA CERRADO.

CONSULTE LA GAMA COMPLETA DE CONFIGURACIONES Y DE CALIBRES QUE SE ADAPTAN A SUS NECESIDADES.



Incluye un catéter de sistema cerrado de calibre 26

IDEAL PARA NEONATOS, PEDIATRÍA Y ONCOLOGÍA

Una gama de catéteres de total confianza, diseñados pensando en los pacientes más pequeños. El catéter de sistema cerrado DeltaVen® es el único catéter diseñado para adaptarse a las necesidades particulares de las venas más pequeñas cuando se necesita atención crítica.



CUATRO CONFIGURACIONES PARA ADAPTARSE MEJOR A LAS DIRECTRICES ACTUALES DE SU HOSPITAL



Puerto único



Puerto único con llave de paso y conector sin aguja



Puerto doble con tapas terminales dobles












Puerto doble con conector doble sin aguja

FUENTES DE CONSULTA:











1. Gonzalez Lopez JL, et al., Indwell times, complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous catheters: a randomized study, Journal of Hospital Infection (2013), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2013.10.008>

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS












Puerto único: 25 unidades por estuche, 100 unidades por caja

Código del producto	Calibre	Longitud del catéter (mm)	Volumen de cebado (ml)	Caudal (ml/min)	PSI nominales
3804222	26 	19	0,2	15	N/C
3814222	24 	19	0,23	24	330
3824222	22 	19	0,26	37	330
3825222	22 	25	0,27	31	330
3835222	20 	25	0,27	47	330
3836222	20 	32	0,29	42	330
3837222	20 	45	0,3	38	330
3845222	18 	25	0,3	65	330
3846222	18 	32	0,3	63	330
3847222	18 	45	0,32	58	330
3856222	16 	32	0,42	125	330










Puerto único con llave de paso y conector sin aguja: 20 unidades por estuche, 80 unidades por caja

Código del producto	Calibre	Longitud del catéter (mm)	Volumen de cebado (ml)	Caudal (ml/min)	PSI nominales
3804422	26 	19	0,32	15	N/C
3814422	24 	19	0,37	24	330
3824422	22 	19	0,38	37	330
3825422	22 	25	0,38	31	330
3835422	20 	25	0,39	47	330
3836422	20 	32	0,39	42	330
3837422	20 	45	0,41	38	330
3845422	18 	25	0,42	65	330
3846422	18 	32	0,42	63	330
3847422	18 	45	0,44	58	330
3856422	16 	32	0,54	125	330

Puerto doble con tapas terminales: 25 unidades por estuche, 100 unidades por caja

Código del producto	Calibre	Longitud del catéter (mm)	Volumen de cebado (ml)	Caudal (ml/min)	PSI nominales
3800022	26 	19	0,25	15	N/C
3810022	24 	19	0,3	24	330
3820022	22 	19	0,3	37	330
3821022	22 	25	0,31	31	330
3831022	20 	25	0,32	47	330
3832022	20 	32	0,32	42	330
3833022	20 	45	0,33	38	330
3841022	18 	25	0,35	65	330
3842022	18 	32	0,35	63	330
3843022	18 	45	0,37	58	330
3852022	16 	32	0,47	125	330

Puerto doble con conector doble sin aguja: 20 unidades por estuche, 80 unidades por caja

Código del producto	Calibre	Longitud del catéter (mm)	Volumen de cebado (ml)	Caudal (ml/min)	PSI nominales
3800522	26 	19	0,29	15	N/C
3810522	24 	19	0,34	24	330
3820522	22 	19	0,34	37	330
3821522	22 	25	0,35	31	330
3831522	20 	25	0,37	47	330
3832522	20 	32	0,37	42	330
3833522	20 	45	0,38	38	330
3841522	18 	25	0,39	65	330
3842522	18 	32	0,39	63	330
3843522	18 	45	0,41	58	330
3852522	16 	32	0,51	125	330

* Todos los accesorios (llave de paso y válvula) deben desconectarse en orden para obtener una presión de 330 psi.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.smithsmedical.com

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES

Distribuido por:
Smiths Medical España S.r.l.
 Avda. Diagonal 635
 08028, Barcelona
 Tel: +34 93 363 84 00
www.smiths-medical.com

Fabricado por:
Delta Med SpA
 Via G. Rossa, 20-46019
 Viadana (Mn) - Italy
 Tel: +39 0375 785915

MPAUCA-1675

**Rx
 ONLY**

smiths medical

Consulte la información de contacto local en: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario para obtener una relación completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. La marca de diseño de Smiths Medical es una marca comercial de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y en otros países. El resto de nombres y marcas mencionados son marcas comerciales o de servicio de sus respectivos titulares. Este producto cuenta con el marcado CE. ©2017 Smiths Medical. Todos los derechos reservados. SS195451ES-112017