

smiths medical

bringing technology to life



Cathéter à système clos DeltaVen®


Feel the difference, see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

RESSENTEZ LA FACILITÉ D'INSERTION D'UN CATHÉTER À
SYSTÈME CLOS.

DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME DE CONFIGURATIONS ET DE
GAUGES DISPONIBLES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.





Introduction d'un cathéter à système clos 26G

IDÉAL POUR LES SOINS AUX PATIENTS NOUVEAU-NÉS, PÉDIATRIQUES ET EN ONCOLOGIE

Maîtriser les soins aux patients ayant des veines fragiles grâce à une gamme de cathéters conçus pour eux. Le cathéter à système clos DeltaVen® est le seul qui soit conçu pour répondre aux besoins uniques des veines fines et fragiles.



RÉFÉRENCES :

1. Gonzalez Lopez JL, et al., Indwell times, complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous catheters: a randomized study, Journal of Hospital Infection (2013), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2013.10.008>

QUATRE CONFIGURATIONS POUR RESPECTER LES DIRECTIVES EN VIGUEUR DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT



Raccord simple



Raccord simple avec robinet et connecteur sans aiguille



Raccord double avec doubles capuchons d'extrémité



Raccord double port double avec connecteur sans aiguille

INFORMATIONS DE COMMANDE

Raccord simple - 25 unités par boîte, 100 unités par carton

Référence	Gauge	Longueur du cathéter (mm)	Volume d'amorçage (ml)	Débit (ml/min)	Pression nominale en PSI
3804222	26	19	0.2	15	N/A
3814222	24	19	0.23	24	330
3824222	22	19	0.26	37	330
3825222	22	25	0.27	31	330
3835222	20	25	0.27	47	330
3836222	20	32	0.29	42	330
3837222	20	45	0.3	38	330
3845222	18	25	0.3	65	330
3846222	18	32	0.3	63	330
3847222	18	45	0.32	58	330
3856222	16	32	0.42	125	330

Raccord simple avec robinet et connecteur sans aiguille - 20 unités par boîte, 80 unités par carton

Référence	Gauge	Longueur du cathéter (mm)	Volume d'amorçage (ml)	Débit (ml/min)	Pression nominale en PSI
3804422	26	19	0,32	15	N/A
3814422	24	19	0,37	24	330
3824422	22	19	0,38	37	330
3825422	22	25	0,38	31	330
3835422	20	25	0,39	47	330
3836422	20	32	0,39	42	330
3837422	20	45	0,41	38	330
3845422	18	25	0,42	65	330
3846422	18	32	0,42	63	330
3847422	18	45	0,44	58	330
3856422	16	32	0,54	125	330

Raccord double avec capuchons d'extrémité - 25 unités par boîte, 100 unités par carton

Référence	Gauge	Longueur du cathéter (mm)	Volume d'amorçage (ml)	Débit (ml/min)	Pression nominale en PSI
3800022	26	19	0.25	15	N/A
3810022	24	19	0.3	24	330
3820022	22	19	0.3	37	330
3821022	22	25	0.31	31	330
3831022	20	25	0.32	47	330
3832022	20	32	0.32	42	330
3833022	20	45	0.33	38	330
3841022	18	25	0.35	65	330
3842022	18	32	0.35	63	330
3843022	18	45	0.37	58	330
3852022	16	32	0.47	125	330

Raccord double avec double connecteur sans aiguille - 20 unités par boîte, 80 unités par carton

Référence	Gauge	Longueur du cathéter (mm)	Volume d'amorçage (ml)	Débit (ml/min)	Pression nominale en PSI
3800522	26	19	0.29	15	N/A
3810522	24	19	0.34	24	330
3820522	22	19	0.34	37	330
3821522	22	25	0.35	31	330
3831522	20	25	0.37	47	330
3832522	20	32	0.37	42	330
3833522	20	45	0.38	38	330
3841522	18	25	0.39	65	330
3842522	18	32	0.39	63	330
3843522	18	45	0.41	58	330
3852522	16	32	0.51	125	330

* Tous les accessoires (robinet et valve) doivent être déconnectés pour obtenir une pression de 330 psi

Cathéter à système clos DeltaVen® - Dispositif médical de classe IIb - FABRICANT : Delta Med s.p.a. (Italie) - ORGANISME NOTIFIÉ : TÜV (CE0123) - INDICATIONS : DeltaVen® est un cathéter pour accès veineux périphérique et sous-cutané qui, associé à d'autres dispositifs périphériques, permet de prélever des échantillons de sang et d'administrer des liquides. DeltaVen® est destiné à être utilisé pendant une durée inférieure à 30 jours. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.

Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.smithsmedical.com

DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Distribué par :

Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tél: +33 (0)1 58 42 50 00
Email : france@smiths-medical.com

Fabriqué par :

Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019
Viadana (Mn) - Italy
0375 785915

MPAUC-1775

**Rx
ONLY**

smiths medical

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation/manuel utilisateur pour une description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. Le logo Smiths Medical est une marque commerciale de Smiths Medical. Le symbole © signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques de commerce ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs. ©2017 Smiths Medical. Tous droits réservés. SS195451FR-112017