

# smiths medical

bringing technology to life



## Cathéter à système clos DeltaVen®

Feel the difference, see the difference™



# FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

RESSENTEZ LA FACILITÉ D'INSERTION D'UN CATHÉTER À SYSTÈME CLOS.


DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME DE CONFIGURATIONS ET DE GAUGES DISPONIBLES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.



## Introduction d'un cathéter à système clos 26G

IDÉAL POUR LES SOINS AUX PATIENTS NOUVEAU-NÉS, PÉDIATRIQUES ET EN ONCOLOGIE

Maîtriser les soins aux petits patients grâce à une gamme de cathéters conçus pour eux. Le cathéter à système clos DeltaVen® est le seul qui soit conçu pour répondre aux besoins uniques des veines fines et fragiles des patients en situation de soins intensifs.



### QUATRE CONFIGURATIONS POUR RESPECTER LES DIRECTIVES EN VIGUEUR DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT



Raccord simple



Raccord simple avec robinet et connecteur sans aiguille



Raccord double avec doubles capuchons d'extrémité







Raccord double port double avec connecteur sans aiguille

#### RÉFÉRENCES:

1. Gonzalez Lopez JL, et al., Indwell times, complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous catheters: a randomized study, Journal of Hospital Infection (2013), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2013.10.008>

## INFORMATIONS DE COMMANDE












### Raccord simple - 25 unités par boîte, 100 unités par carton

Référence	Gauge	Longueur du cathéter (mm)	Volume d'amorçage (ml)	Débit (ml/min)	Pression nominale en PSI
3804222	26 	19	0,2	15	-
3814222	24 	19	0,23	24	330
3824222	22 	19	0,26	37	330
3825222	22 	25	0,27	31	330
3835222	20 	25	0,27	47	330
3836222	20 	32	0,29	42	330
3837222	20 	45	0,3	38	330
3845222	18 	25	0,3	65	330
3846222	18 	32	0,3	63	330
3847222	18 	45	0,32	58	330
3856222	16 	32	0,42	125	330












### Raccord simple avec robinet et connecteur sans aiguille - 20 unités par boîte, 80 unités par carton

Référence	Gauge	Longueur du cathéter (mm)	Volume d'amorçage (ml)	Débit (ml/min)	Pression nominale en PSI
3804422	26 	19	0,32	15	-
3814422	24 	19	0,37	24	330
3824422	22 	19	0,38	37	330
3825422	22 	25	0,38	31	330
3835422	20 	25	0,39	47	330
3836422	20 	32	0,39	42	330
3837422	20 	45	0,41	38	330
3845422	18 	25	0,42	65	330
3846422	18 	32	0,42	63	330
3847422	18 	45	0,44	58	330
3856422	16 	32	0,54	125	330

### Raccord double avec capuchons d'extrémité - 25 unités par boîte, 100 unités par carton

Référence	Gauge	Longueur du cathéter (mm)	Volume d'amorçage (ml)	Débit (ml/min)	Pression nominale en PSI
3800022	26 	19	0,25	15	-
3810022	24 	19	0,3	24	330
3820022	22 	19	0,3	37	330
3821022	22 	25	0,31	31	330
3831022	20 	25	0,32	47	330
3832022	20 	32	0,32	42	330
3833022	20 	45	0,33	38	330
3841022	18 	25	0,35	65	330
3842022	18 	32	0,35	63	330
3843022	18 	45	0,37	58	330
3852022	16 	32	0,47	125	330

### Raccord double avec double connecteur sans aiguille - 20 unités par boîte, 80 unités par carton

Référence	Gauge	Longueur du cathéter (mm)	Volume d'amorçage (ml)	Débit (ml/min)	Pression nominale en PSI
3800522	26 	19	0,29	15	-
3810522	24 	19	0,34	24	330
3820522	22 	19	0,34	37	330
3821522	22 	25	0,35	31	330
3831522	20 	25	0,37	47	330
3832522	20 	32	0,37	42	330
3833522	20 	45	0,38	38	330
3841522	18 	25	0,39	65	330
3842522	18 	32	0,39	63	330
3843522	18 	45	0,41	58	330
3852522	16 	32	0,51	125	330

\* Tous les accessoires (robinet et valve) doivent être déconnectés pour obtenir une pression de 330 psi

Pour de plus amples informations, consultez notre site [www.smithsmedical.com](http://www.smithsmedical.com)

LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

**Distribué par :**  
**Smiths Medical Schweiz AG**  
 Zürichstrasse 33  
 8134 Adliswil  
 Tel: +41 43 388 6200  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Fabriqué par :**  
**Delta Med SpA**  
 Via G. Rossa, 20-46019  
 Viadana (Mn) - Italy  
 Tél: +39 0375 785915

MPAUC-1675

**Rx  
 ONLY**

Retrouvez les coordonnées de votre interlocuteur local à la page [www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us](http://www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us)

**smiths medical**

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation/manuel utilisateur pour une description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. Le logo Smiths Medical est une marque commerciale de Smiths Medical. Le symbole © signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques de commerce ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs. Le produit référencé porte le marquage CE. ©2017 Smiths Medical. Tous droits réservés. SS195451FRCH-112017