

smiths medical

bringing technology to life

Catetere a circuito chiuso DeltaVen®

Feel the difference, see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

PROVATE L'APPLICAZIONE DI UN CATETERE A CIRCUITO CHIUSO CON INSERIMENTO FACILITATO.


SCOPRITE LA GAMMA COMPLETA DI CONFIGURAZIONI E DI CALIBRI CHE SODDISFANO OGNI ESIGENZA.



Catetere a circuito chiuso da 26 G

IDEALE PER PAZIENTI NEONATALI, PEDIATRICI E ONCOLOGICI

Sicurezza grazie ad una gamma di cateteri progettati pensando ai pazienti più piccoli. Il catetere a circuito chiuso DeltaVen® è l'unico catetere progettato per soddisfare le specifiche esigenze delle vene più piccole quando occorre un trattamento di terapia intensiva.



QUATTRO CONFIGURAZIONI PER ADATTARSI AL MEGLIO ALLE LINEE GUIDA OSPEDALIERE ATTUALI



Porta singola



Porta singola con rubinetto e connettore senza ago



Porta doppia con doppi tappi terminali



Porta doppia con connettore doppio senza ago

BIBLIOGRAFIA:

1. Gonzalez Lopez JL, et al., Indwell times, complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous catheters: a randomized study. Journal of Hospital Infection (2013), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2013.10.008>.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Porta singola - 25 unità per confezione, 100 unità per scatola

Codice prodotto	Calibro	Lunghezza catetere (mm)	Volume di adescamento (mL)	Flusso (mL/min)	PSI nominale
3804222	26 	19	0,2	15	N/D
3814222	24 	19	0,23	24	330
3824222	22 	19	0,26	37	330
3825222	22 	25	0,27	31	330
3835222	20 	25	0,27	47	330
3836222	20 	32	0,29	42	330
3837222	20 	45	0,3	38	330
3845222	18 	25	0,3	65	330
3846222	18 	32	0,3	63	330
3847222	18 	45	0,32	58	330
3856222	16 	32	0,42	125	330

Porta singola con rubinetto e connettore senza ago - 20 unità per confezione, 80 unità per scatola

Codice prodotto	Calibro	Lunghezza catetere (mm)	Volume di adescamento (mL)	Flusso (mL/min)	PSI nominale
3804422	26 	19	0,32	15	N/D
3814422	24 	19	0,37	24	330
3824422	22 	19	0,38	37	330
3825422	22 	25	0,38	31	330
3835422	20 	25	0,39	47	330
3836422	20 	32	0,39	42	330
3837422	20 	45	0,41	38	330
3845422	18 	25	0,42	65	330
3846422	18 	32	0,42	63	330
3847422	18 	45	0,44	58	330
3856422	16 	32	0,54	125	330

Porta doppia con tappi terminali - 25 unità per confezione, 100 unità per scatola

Codice prodotto	Calibro	Lunghezza catetere (mm)	Volume di adescamento (mL)	Flusso (mL/min)	PSI nominale
3800022	26 	19	0,25	15	N/D
3810022	24 	19	0,3	24	330
3820022	22 	19	0,3	37	330
3821022	22 	25	0,31	31	330
3831022	20 	25	0,32	47	330
3832022	20 	32	0,32	42	330
3833022	20 	45	0,33	38	330
3841022	18 	25	0,35	65	330
3842022	18 	32	0,35	63	330
3843022	18 	45	0,37	58	330
3852022	16 	32	0,47	125	330

Porta doppia con connettori doppi senza ago - 20 unità per confezione, 80 unità per scatola

Codice prodotto	Calibro	Lunghezza catetere (mm)	Volume di adescamento (mL)	Flusso (mL/min)	PSI nominale
3800522	26 	19	0,29	15	N/D
3810522	24 	19	0,34	24	330
3820522	22 	19	0,34	37	330
3821522	22 	25	0,35	31	330
3831522	20 	25	0,37	47	330
3832522	20 	32	0,37	42	330
3833522	20 	45	0,38	38	330
3841522	18 	25	0,39	65	330
3842522	18 	32	0,39	63	330
3843522	18 	45	0,41	58	330
3852522	16 	32	0,51	125	330

* Tutti gli accessori (rubinetto di arresto e valvola) devono essere scollegati per ottenere una pressione di 330 psi

Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito web all'indirizzo www.smithsmedical.com

IL PRODOTTO O I PRODOTTI DESCRITTI POTREBBERO NON ESSERE CONCESSI IN LICENZA NÉ DISPONIBILI PER LA VENDITA IN CANADA E IN ALTRI PAESI

Distribuito da:
Smiths Medical Schweiz AG
 Zürichstrasse 33
 8134 Adliswil
 Tel: +41 43 388 6200
www.smiths-medical.com

Prodotto da:
Delta Med SpA
 Via Guido Rossa,
 20, 46019 VIADANA (MN)
 Tel. +39 0375 785915

MPAUCA-1675

**Rx
 ONLY**

smiths medical

Le informazioni di contatto locali sono disponibili all'indirizzo: www.smiths-medical.com/customer-support.

Smiths Medical è parte dell'azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l'uso o il Manuale dell'operatore per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni. CADD e il marchio di design Smiths Medical sono marchi di Smiths Medical. Il simbolo ® indica che il marchio è registrato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e di altri Paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono marchi di fabbrica o marchi di servizio dei rispettivi titolari. I prodotti a cui si fa riferimento sono marchi CE. ©2018 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. SS195451ITCH-012018