

smiths medical

bringing technology to life



DeltaVen® katheter met gesloten systeem

Feel the difference, see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

ERVAAR HET GEVOEL VAN EEN GEMAKKELIJK OPVOERBARE
KATHETER MET GESLOTEN SYSTEEM.


BEKIJK DE TALRIJKE CONFIGURATIES EN GAUGE-MATEN,
DIE AAN AL UW BEHOEFTE VOLDOEN.



Nu ook beschikbaar: Een 26G-katheter met gesloten systeem

IDEAAL VOOR NEONATOLOGIE, PEDIATRIE EN ONCOLOGIE

Wees zeker van uw zaak met een serie katheters die zijn ontworpen met aandacht voor de kleinste patiënten. De DeltaVen® katheter met gesloten systeem is de enige katheter waarmee de kleinste venen kunnen worden aangeprikt wanneer kritische zorg noodzakelijk is.



KIES UIT VIER CONFIGURATIES OM OPTIMAAL TE VOLDOEN AAN DE HUIDIGE RICHTLIJNEN VAN UW ZIEKENHUIS



Enkele aansluiting



Enkele aansluiting met driewegkraan en naaldloze connector



Dubbele aansluiting



Dubbele aansluiting met dubbele naaldloze connector

LITERATUURVERWIJZINGEN:

1. Gonzalez Lopez JL, et al., Indwell times, complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous catheters: a randomized study, Journal of Hospital Infection (2013), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2013.10.008>

BESTELINFORMATIE

Enkele aansluiting - 25 stuks per verpakking, 100 stuks per overdoos

Productcode	Gauge	Katheterlengte (mm)	Primevolume (mL)	Infuussnelheid (mL/min)	PSI
3804222	26	19	0,2	15	-
3814222	24	19	0,23	24	330
3824222	22	19	0,26	37	330
3825222	22	25	0,27	31	330
3835222	20	25	0,27	47	330
3836222	20	32	0,29	42	330
3837222	20	45	0,3	38	330
3845222	18	25	0,3	65	330
3846222	18	32	0,3	63	330
3847222	18	45	0,32	58	330
3856222	16	32	0,42	125	330

Enkele aansluiting met driewegkraan en naaldloze connector - 20 stuks per verpakking, 80 stuks per overdoos

Productcode	Gauge	Katheterlengte (mm)	Primevolume (mL)	Infuussnelheid (mL/min)	PSI
3804422	26	19	0,32	15	-
3814422	24	19	0,37	24	330
3824422	22	19	0,38	37	330
3825422	22	25	0,38	31	330
3835422	20	25	0,39	47	330
3836422	20	32	0,39	42	330
3837422	20	45	0,41	38	330
3845422	18	25	0,42	65	330
3846422	18	32	0,42	63	330
3847422	18	45	0,44	58	330
3856422	16	32	0,54	125	330

Dubbele aansluiting - 25 stuks per verpakking, 100 stuks per overdoos

Productcode	Gauge	Katheterlengte (mm)	Primevolume (mL)	Infuussnelheid (mL/min)	PSI
3800022	26	19	0,25	15	-
3810022	24	19	0,3	24	330
3820022	22	19	0,3	37	330
3821022	22	25	0,31	31	330
3831022	20	25	0,32	47	330
3832022	20	32	0,32	42	330
3833022	20	45	0,33	38	330
3841022	18	25	0,35	65	330
3842022	18	32	0,35	63	330
3843022	18	45	0,37	58	330
3852022	16	32	0,47	125	330

Dubbele aansluiting met dubbele naaldloze connector - 20 stuks per verpakking, 80 stuks per overdoos

Productcode	Gauge	Katheterlengte (mm)	Primevolume (mL)	Infuussnelheid (mL/min)	PSI
3800522	26	19	0,29	15	-
3810522	24	19	0,34	24	330
3820522	22	19	0,34	37	330
3821522	22	25	0,35	31	330
3831522	20	25	0,37	47	330
3832522	20	32	0,37	42	330
3833522	20	45	0,38	38	330
3841522	18	25	0,39	65	330
3842522	18	32	0,39	63	330
3843522	18	45	0,41	58	330
3852522	16	32	0,51	125	330

* Alle accessoires (kraantje en naaldloze connector) moeten worden ontkoppeld om een druk van 330 psi tot stand te brengen

Bezoek voor meer informatie onze website: www.smithsmedical.com

IN CANADA EN ANDERE LANDEN ZIJN DE BESCHREVEN PRODUCTEN MOGELIJK NIET TOEGELATEN OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP

Distributeur:

Smiths Medical Nederland B.V.
Jagersbosstraat 28
5241 JT Rosmalen
Tel: +31 (0)73 528 50 50
Email : nederland@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Belgium N.V.
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 704 49 00
E-mail: belgium@smiths-medical.com

Vervaardigd door:
Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019
Viadana (Mn) - Italy
Tél: +39 0375 785915

MPAUC-1675

**Rx
ONLY**

smiths medical

Ga voor de contactgegevens van uw plaatselijke vertegenwoordiger naar: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical is een onderdeel van het wereldwijde technologiebedrijf Smiths Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding voor een volledig overzicht van indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Het logo van Smiths Medical is een handelsmerk van Smiths Medical. Het symbool ® geeft aan dat het handelsmerk is geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en in bepaalde andere landen. Alle overige genoemde namen en merken zijn handelsmerken of servicemerken van de respectieve eigenaren. De betreffende producten zijn CE-gemarkeerd. ©2017 Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden. SS195451NL-112017