

smiths medical

bringing technology to life



Catéter com Sistema Fechado DeltaVen®

Feel the difference, see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

COMPROVE A FACILIDADE DE INSERÇÃO DE UM CATÉTER COM SISTEMA FECHADO.

UMA GAMA COMPLETA DE CONFIGURAÇÕES E CALIBRES PARA SATISFAZER TODAS AS NECESSIDADES.




Apresentando um Catéter com Sistema Fechado 26G

IDEAL PARA NEONATOS, PEDIATRIA E ONCOLOGIA

Confie numa gama catéteres concebidos para o mais pequeno dos pacientes.

O catéter DeltaVen® com sistema fechado é o único projetado para reunir as necessidades únicas das mais pequenas veias quando são necessários cuidados cruciais.



QUATRO CONFIGURAÇÕES PARA E ADEQUAR A TODAS AS NECESSIDADES



Porta Única



Porta única com torneira de 3 vias e conector sem agulha



Duas portas com tampa



Duas portas com conectores sem agulha

REFERÊNCIAS:

1. Gonzalez Lopez JL, et al., Indwell times, complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous catheters: a randomized study, Journal of Hospital Infection (2013), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2013.10.008>

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDAS

Porta Única - 100 unidades por caixa (em embalagens de 25 unidades)

Código do Produto	Calibre	Comprimento do Cateter (mm)	volume de preenchimento (mL)	Fluxo (mL/min)	Classificação PSI
3804222	26	19	0,2	15	N/A
3814222	24	19	0,23	24	330
3824222	22	19	0,26	37	330
3825222	22	25	0,27	31	330
3835222	20	25	0,27	47	330
3836222	20	32	0,29	42	330
3837222	20	45	0,3	38	330
3845222	18	25	0,3	65	330
3846222	18	32	0,3	63	330
3847222	18	45	0,32	58	330
3856222	16	32	0,42	125	330

Porta Única com torneira de 3 vias e conector sem agulha - 80 unidades por caixa (em embalagens de 20 unidades)

Código do Produto	Calibre	Comprimento do Cateter (mm)	volume de preenchimento (mL)	Fluxo (mL/min)	Classificação PSI
3804422	26	19	0,32	15	N/A
3814422	24	19	0,37	24	330
3824422	22	19	0,38	37	330
3825422	22	25	0,38	31	330
3835422	20	25	0,39	47	330
3836422	20	32	0,39	42	330
3837422	20	45	0,41	38	330
3845422	18	25	0,42	65	330
3846422	18	32	0,42	63	330
3847422	18	45	0,44	58	330
3856422	16	32	0,54	125	330

Doas portas com tampa - 100 unidades por caixa (em embalagens de 25 unidades)

Código do Produto	Calibre	Comprimento do Cateter (mm)	volume de preenchimento (mL)	Fluxo (mL/min)	Classificação PSI
3800022	26	19	0,25	15	N/A
3810022	24	19	0,3	24	330
3820022	22	19	0,3	37	330
3821022	22	25	0,31	31	330
3831022	20	25	0,32	47	330
3832022	20	32	0,32	42	330
3833022	20	45	0,33	38	330
3841022	18	25	0,35	65	330
3842022	18	32	0,35	63	330
3843022	18	45	0,37	58	330
3852022	16	32	0,47	125	330

Doas portas com conectores sem agulha - 80 unidades por caixa (em embalagens de 20 unidades)

Código do Produto	Calibre	Comprimento do Cateter (mm)	volume de preenchimento (mL)	Fluxo (mL/min)	Classificação PSI
3800522	26	19	0,29	15	N/A
3810522	24	19	0,34	24	330
3820522	22	19	0,34	37	330
3821522	22	25	0,35	31	330
3831522	20	25	0,37	47	330
3832522	20	32	0,37	42	330
3833522	20	45	0,38	38	330
3841522	18	25	0,39	65	330
3842522	18	32	0,39	63	330
3843522	18	45	0,41	58	330
3852522	16	32	0,51	125	330

* Todos os acessórios (válvula reguladora e válvula) devem ser desconectados para alcançar a pressão de 330 psi

Para obter mais informações, visite nosso site em www.smithsmedical.com

OS PRODUTOS DESCRITOS PODEM NÃO ESTAR LICENCIADOS OU PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS PARA VENDA NO CANADÁ OU NOUTROS PAÍSES

Distribuído por:
Smiths Medical Portugal Lda
 Av. Eng. Duarte Pacheco,
 Amoreiras, Torre 2 15º A
 1070-102 Lisboa
 Telefone: +351 22 532 30 10
www.smiths-medical.com

Fabricado por:
Delta Med SpA
 Via G. Rossa, 20-46019
 Viadana (Mn) - Italy
 Tél: +39 0375 785915

MPAUC-1675

**Rx
 ONLY**

smiths medical

As informações de contato locais estão disponíveis em: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical faz parte da atividade tecnológica global da Smiths Group plc. Para uma listagem completa das indicações, contraindicações, advertências e precauções, consulte Instruções de utilização/Manual do Operador. O logotipo da Smiths Medical é uma marca comercial da Smiths Medical. O símbolo ® indica que a marca comercial está registrada no Departamento de Marcas e Patentes dos EUA e noutros países. Todos os outros nomes e marcas mencionadas são marcas comerciais ou marcas de serviço de seus respectivos proprietários. Este produto cuenta con el marcado CE. ©2017 Smiths Medical. Todos os direitos reservados. SS195451PT-112017