

# smiths medical

bringing technology to life



## DeltaVen® - PVK med slutet system


Feel the difference, see the difference™



# FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

ENKELT INFÖRANDE AV KATETER I VENEN.

STORT SORTIMENT AV KONFIGURATIONER OCH  
GAUGESTORLEKAR FÖR ATT UPPFYLLA DINA BEHOV.





## Även med 26 G kateter med slutet system

IDEALISK FÖR NYFÖDDA, PEDIATRIK OCH ONKOLOGI

Känn dig trygg med ett katetersortiment utformat för de allra minsta patienterna. DeltaVen® kateter för slutet system är den enda kateter som utformats för att möta de unika behoven hos de allra minsta venerna när intensivvård behövs.



Att använda en PVK med slutet system kan minska mekanisk flebit med 36 %<sup>1</sup>

Angivet tryck på 330 PSI i gaugestorlekarna 24 till 16

### REFERENSER:

1. Gonzalez Lopez JL, et al., Indwelled times, complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous catheters: a randomized study, Journal of Hospital Infection [2013], <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2013.10.008>

## FYRA KONFIGURATIONER FÖR ATT UPPFYLLA DITT SJUKHUS GÄLLANDE RIKTLINJER PÅ BÄSTA SÄTT



Enkel port



Enkel port med trevägskran och injektionsmembran



Dubbel port med luerfattning



Dubbel port med dubbla injektionsmembran

## BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

### Enkel port - 25 st per kartong, 100 st per kartong

Produktkod	Gauge	Kateterlängd (mm)	Fyllningsvolym (ml)	Flöde (ml/min)	PSI-beteckning
3804222	26	19	0,2	15	i.u.
3814222	24	19	0,23	24	330
3824222	22	19	0,26	37	330
3825222	22	25	0,27	31	330
3835222	20	25	0,27	47	330
3836222	20	32	0,29	42	330
3837222	20	45	0,3	38	330
3845222	18	25	0,3	65	330
3846222	18	32	0,3	63	330
3847222	18	45	0,32	58	330
3856222	16	32	0,42	125	330

### Enkel port med trevägskran och injektionsmembran - 20 st per kartong, 80 st per kartong

Produktkod	Gauge	Kateterlängd (mm)	Fyllningsvolym (ml)	Flöde (ml/min)	PSI-beteckning
3804422	26	19	0,32	15	i.u.
3814422	24	19	0,37	24	330
3824422	22	19	0,38	37	330
3825422	22	25	0,38	31	330
3835422	20	25	0,39	47	330
3836422	20	32	0,39	42	330
3837422	20	45	0,41	38	330
3845422	18	25	0,42	65	330
3846422	18	32	0,42	63	330
3847422	18	45	0,44	58	330
3856422	16	32	0,54	125	330

### Dubbel port med luerfattning - 25 st per kartong, 100 st per kartong

Produktkod	Gauge	Kateterlängd (mm)	Fyllningsvolym (ml)	Flöde (ml/min)	PSI-beteckning
3800022	26	19	0,25	15	i.u.
3810022	24	19	0,3	24	330
3820022	22	19	0,3	37	330
3821022	22	25	0,31	31	330
3831022	20	25	0,32	47	330
3832022	20	32	0,32	42	330
3833022	20	45	0,33	38	330
3841022	18	25	0,35	65	330
3842022	18	32	0,35	63	330
3843022	18	45	0,37	58	330
3852022	16	32	0,47	125	330

### Dubbel port med dubbla injektionsmembran - 20 st per kartong, 80 st per kartong

Produktkod	Gauge	Kateterlängd (mm)	Fyllningsvolym (ml)	Flöde (ml/min)	PSI-beteckning
3800522	26	19	0,29	15	i.u.
3810522	24	19	0,34	24	330
3820522	22	19	0,34	37	330
3821522	22	25	0,35	31	330
3831522	20	25	0,37	47	330
3832522	20	32	0,37	42	330
3833522	20	45	0,38	38	330
3841522	18	25	0,39	65	330
3842522	18	32	0,39	63	330
3843522	18	45	0,41	58	330
3852522	16	32	0,51	125	330

\*Alla tillbehör (kran och injektionsmembran) måste kopplas ifrån för att uppnå ett tryck på 330 psi

Besök vår webbplats på [www.smithsmedical.com](http://www.smithsmedical.com) för mer information

PRODUKTERNA SOM BESKRIVS KANSKE INTE LICENSIERAS ELLER SÄLJS I KANADA OCH ANDRA LÄNDER

**Distribueras av:**  
**Smiths Medical Sverige AB**  
 Box 1143  
 164 22 Kista, SVERIGE  
 Tel: 08-594 772 50  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Tillverkas av:**  
**Delta Med SpA**  
 Via G. Rossa, 20-46019  
 Viadana (Mn) - Italy  
 Tél: +39 0375 785915

MPAUC-1675

**Rx  
 ONLY**

smiths medical

Hitta information om din lokala kontakt på: [www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us](http://www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us)

Smiths Medical är en del av det globala teknikföretaget Smiths Group plc. Se bruksanvisningen/användarhandboken för en komplett lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder. Designmärket Smiths Medical är ett varumärke som tillhör Smiths Medical. Symbolen ® indikerar att varumärket är registrerat hos det amerikanska patent- och registreringsverket och i vissa andra länder. Alla andra namn och märken som omnämns är varumärken eller servicemärken som tillhör sina respektive ägare. Angivna produkter är CE-märkta. ©2017 Smiths Medical. Med ensamrätt. SS195451SV-112017