

smiths medical
bringing technology to life



DeltaVen® geschlossenes Kathetersystem

Feel the difference,
see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

Eine Katheterserie, die für die kleinsten Patienten entwickelt wurde. Das DeltaVen® geschlossene Kathetersystem wurde speziell für die besonderen Anforderungen der kleinsten Venen für die Intensivmedizin entwickelt.

FÜHLEN SIE DEN UNTERSCHIED FÜR DIE KLEINSTEN PATIENTEN

- Die Behandlung der empfindlichsten Patienten erfordert Präzision und geeignete Instrumente. Für Neugeborene und Patienten mit empfindlichen Venen darf die Kathetergröße kein Problem sein. Darum haben wir den Sicherheitskatheter DeltaVen® in Größe 26G entwickelt.
- Bei Neugeborenen zählt jeder Tropfen Flüssigkeit. Der 26G-Katheter hat in der Einzelport-Konfiguration ein Vorfüllvolumen von gerade einmal 0,2 ml.¹

SEHEN SIE DEN UNTERSCHIED IN DER PATIENTENVERSORGUNG

- Mit einem 26G-Katheter erübrigt sich die Entscheidung zwischen Kathetergröße und Sicherheit.
- Erleichtert die Einhaltung der Empfehlungen der Gesellschaft der Infusionspflegenden (Infusion Nurses Society; INS) zur „Auswahl des kleinsten peripheren Katheters, der sich für die vorgeschriebenen Behandlungen und Patientenbedürfnisse eignet.“²
- Fest verbundenes Erweiterungsset reduziert das Risiko von Kontaminationen durch wiederholte Trennungen und erneute Verbindungen.



DER EINZIGE
SICHERHEITSKATHETER
IN GRÖSSE 26G AUF DEM
MARKT. UNTERSTÜTZT
DIE ANFORDERUNGEN
DER KLEINSTEN
PATIENTEN.



REFERENZEN:

1. Delta Med-Daten verfügbar.
2. INS Standards of Practice, Seite S51, 26. B

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.smiths-medical.com

DAS/DIE GENANNT(E)N PRODUKT(E) IST/SIND MÖGLICHERWEISE IN KANADA UND ANDEREN LÄNDERN NICHT LIZENZIERT BZW. ERHÄLTICH.

MPAUC-1685

Vertrieben von:

Smiths Medical Deutschland GmbH
Bretonischer Ring 3
85630 Grasbrunn
Tel: +49 89 242959 0

www.smiths-medical.com

Smiths Medical Österreich GmbH
Campus 21, Europaring A 03 5 02
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 1 890 6444 0

Smiths Medical Schweiz AG
Zürichstrasse 33
8134 Adliswil
Tel: +41 43 388 6200

Kontaktinformationen zu Ihrer Region finden Sie unter: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical ist ein Unternehmen des globalen Technologiekonzerns Smiths Group plc. Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung/Bedienungsanleitung. Die Smiths Medical Designmarke ist eine Marke von Smiths Medical. Das Symbol ® bedeutet, dass die Handelsmarke beim Patent- und Markenamt der USA und einiger anderer Länder eingetragen ist. Alle anderen erwähnten Namen und Marken sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. Das angegebene Produkt trägt die CE-Kennzeichnung. ©2017 Smiths Medical. Alle Rechte vorbehalten. SS195458DE-092017

**Rx
ONLY**

smiths medical