

smiths medical
bringing technology to life



DeltaVen® katheter met gesloten systeem

Feel the difference,
see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

Een serie katheters die zijn ontworpen met aandacht voor de kleinste patiënt. De DeltaVen® katheter met gesloten systeem is vervaardigd om te voldoen aan de unieke behoeften van de kleinste venen wanneer kritische zorg noodzakelijk is.

VOEL HET VERSCHIL BIJ DE KLEINSTE PATIËNTEN

- De zorg voor de meest kwetsbare patiënten vereist precisie en de juiste hulpmiddelen. Voor neonaten en patiënten met kwetsbare venen zou de maat van de katheter geen vraagstuk moeten zijn. Daarom hebben we de DeltaVen® 26 gauge-veiligheidskatheter vervaardigd.
- Bij neonaten is elke druppel vloeistof van belang. De 26G-katheter heeft in de enkele-poortuitvoering een primevolume van slechts 0,2 mL.¹

ZIE HET VERSCHIL IN DE PATIËNTENZORG

- Dankzij de 26G-veiligheidskatheter hoeft er geen keuze meer te worden gemaakt tussen kathetermaat en veiligheid.
- U kunt voldoen aan deze aanbeveling van de INS: kies de perifere katheter met de kleinste gauge-maat die geschikt is voor voorgeschreven therapie en de behoeften van de patiënt.²
- De geïntegreerde extensieset beperkt het risico van contaminatie door herhaald aansluiten en loskoppelen.



DE ENIGE 26 GAUGE
VEILIGHEIDSKATHETER
OP DE MARKT. HIERMEE
KUNNEN ARTSEN
VOLDOEN AAN DE
BEHOEFTE VAN DE
KLEINSTE PATIËNTEN.

LITERATUURVERWIJZINGEN:

1. Opgeslagen Delta Med-testgegevens.
2. INS Standards of Practice, pagina S51, 26. B



DeltaVen® 26 gauge-veiligheidskatheter						
Productcode	Configuratie	Katheterlengte (mm)	Primevolume (mL)	Flow (mL/min)	stuks per verpakking	stuks per overdoos
3804222	Enkele aansluiting	19	0,2	15	25	100
3804422	Enkele aansluiting met driewegkraan en naaldloze connector	19	0,32	15	20	80
3800022	Dubbele aansluiting	19	0,25	15	25	100
3800522	Dubbele aansluiting met dubbele naaldloze connector	19	0,29	15	20	80

Bezoek voor meer informatie onze website: www.smiths-medical.com

IN CANADA EN ANDERE LANDEN ZIJN DE BESCHREVEN PRODUCTEN MOGELIJK NIET TOEGELATEN OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP

Distributeur:
Smiths Medical Nederland B.V.
Jagersbosstraat 28
5241 JT Rosmalen
Tel: +31 (0)73 528 50 50
Email : nederland@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Belgium N.V.
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 704 49 00
E-mail: belgium@smiths-medical.com

Vervaardigd door:
Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019
Viadana (Mn) - Italy
Tél: +39 0375 785915

MMSPCA-0007

**Rx
ONLY**

smiths medical

Ga voor de contactgegevens van uw plaatselijke vertegenwoordiger naar: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical is een onderdeel van het wereldwijde technologiebedrijf Smiths Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding voor een volledig overzicht van indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Het logo van Smiths Medical is een handelsmerk van Smiths Medical. Het symbool © geeft aan dat het handelsmerk is geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en in bepaalde andere landen. Alle overige genoemde namen en merken zijn handelsmerken of servicemerken van de respectieve eigenaren. De betreffende producten zijn CE-gemarkeerd. ©2017 Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden. SS195458NL-112017