

smiths medical
bringing technology to life



DeltaVen® lukket katetersystem


Feel the difference,
see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

At finde et kateter, der kan klare kravene til højtryksinjektion, kan være en udfordring. DeltaVen® er designet til at opfylde alle behov ved højtryksinjektion.

ET KATETER, DER KAN FØLGE PATIENTEN GENNEM HELE HOSPITALSFORLØBET.



NOMINELT TRYK PÅ 330 PSI FOR GAUGE-STØRRELSE 24 TIL 16

Gauge-størrelse	Længde (mm)	Maks. flow ved 20 °C (ml/sek)	Maks. flow ved 37 °C (ml/sek)
24G	19	4	5
22G	19	5	6
	25	5	5
20G	25	7	8
	32	6	7
	45	6	7
18G	25	8	9
	32	7	9
16G	45	7	9
	32	>10	>10

Anvendt kontrastmiddel: IOMERON 400 med viskositet på 27,5 mPas ved 20 °C og 12,6 mPas ved 37 °C.
Delta Med data on file.



- Det eneste kateter godkendt til et nominelt tryk på 330 psi* ved flowhastigheder op til 8 ml pr. sekund i et 20G-kateter
- Intet behov længere for at skifte kateter ved røntgen, CT eller andre procedurer
- Færdigmonteret forlængerslange mindsker risikoen for kontaminering ved gentagen afmontering og genmontering

*Se brugsanvisningen, der leveres med DeltaVen®, for at få en komplet liste over indikationer og forsigtighedsregler.



Se vores hjemmeside på www.smiths-medical.com for at få yderligere oplysninger

DE(T) BESKREVNE PRODUKT(ER) ER MULIGVIS IKKE LICENSERET ELLER TILGÆNGLIGE TIL SALG I CANADA OG ANDRE LANDE

Distribueres af:
Smiths Medical Danmark ApS
Ørestads Boulevard 73
2300 København S, DANMARK
Tel: +45 702 720 95
www.smiths-medical.com

Fremstillet af:
Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019
Viadana (Mn) - Italy
Tél: +39 0375 785915

MPAUC-1686

**Rx
ONLY**

smiths medical

Lokale kontaktoplysninger findes på: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical er en del af den globale teknologivirksomhed Smiths Group plc. Se brugsanvisningen/brugervejledningen angående en komplet liste over indikationer, kontraindikationer, advarsler og forsigtighedsregler. Designmærket Smiths Medical er et varemærke, der tilhører Smiths Medical. Symbolet ® angiver, at varemærket er registreret hos det amerikanske patentkontor og i visse andre lande. Alle andre nævnte navne og mærker er varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. Det nævnte produkt er CE-mærket. ©2017 Smiths Medical. Alle rettigheder forbeholdes. SS195459DA-112017