

# smiths medical

bringing technology to life



## DeltaVen® geschlossenes Kathetersystem


Feel the difference,  
see the difference™



# FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

Mitunter ist es schwierig, den geeigneten Katheter für Druckinjektionen zu finden. DeltaVen® wurde für alle Anforderungen an die Druckinjektion entwickelt.

**EIN KATHETER SPEZIELL FÜR DEN PATIENTENTRANSPORT INNERHALB DES KRANKENHAUSES.**



- Der einzige für einen Druck von bis zu 330 psi\* zugelassene Katheter mit Durchflussmengen bis zu 8 ml pro Sekunde in einem 20G-Katheter.
- Auf eine zusätzliche Kathetereinführung in der Radiologie-, der CT-Abteilung oder in anderen Abteilungen kann verzichtet werden.
- Fest verbundenes Erweiterungsset reduziert das Risiko von Kontaminationen durch wiederholte Trennungen und erneute Verbindungen.

\*Eine vollständige Auflistung der Indikationen und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung, die dem Produkt beiliegt.

## GESCHÄTZTER DRUCK VON 330 PSI FÜR DIE GRÖSSEN 24 BIS 16

Größe IV-Katheter	Länge IV-Katheter (mm)	Max. Durchfluss bei 20 °C (ml/s)	Max. Durchfluss bei 37 °C (ml/s)
24G	19	4	5
	19	5	6
22G	25	5	5
	25	7	8
20G	32	6	7
	45	6	7
18G	25	8	9
	32	7	9
16G	45	7	9
	32	>10	>10

Verwendetes Kontrastmittel: IOMERON 400 mit einer Viskosität von 27,5 mPa.s. bei 20 °C und 12,6 mPa.s. bei 37 °C. Delta Med-Daten verfügbar.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website [www.smiths-medical.com/deltaven](http://www.smiths-medical.com/deltaven)

DAS/DIE GENANNT(E)N PRODUKT(E) IST/SIND MÖGLICHERWEISE IN KANADA UND ANDEREN LÄNDERN NICHT LIZENZIERT BZW. ERHÄLTICH.

MPAUC-1686

### Vertrieben von:

**Smiths Medical Deutschland GmbH**  
Bretonischer Ring 3  
85630 Grasbrunn  
Tel: +49 89 242959 0

**Smiths Medical Österreich GmbH**  
Campus 21, Europaring A 03 5 02  
A-2345 Brunn am Gebirge  
Tel: +43 1 890 6444 0

**Smiths Medical Schweiz AG**  
Zürichstrasse 33  
8134 Adliswil  
Tel: +41 43 388 6200

[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

Kontaktinformationen zu Ihrer Region finden Sie unter: [www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us](http://www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us)

Smiths Medical ist ein Unternehmen des globalen Technologiekonzerns Smiths Group plc. Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung/Bedienungsanleitung. Die Smiths Medical Designmarke ist eine Marke von Smiths Medical. Das Symbol © bedeutet, dass die Handelsmarke beim Patent- und Markenamt der USA und einiger anderer Länder eingetragen ist. Alle anderen erwähnten Namen und Marken sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. Das angegebene Produkt trägt die CE-Kennzeichnung. ©2017 Smiths Medical. Alle Rechte vorbehalten. SS195459DE-082017

**Rx  
ONLY**

smiths medical