

**smiths medical**

bringing technology to life



## Catéter de sistema cerrado DeltaVen®


Feel the difference,  
see the difference™



# FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

Encontrar un catéter capaz de soportar la rigidez de la inyección de contraste puede ser un problema. DeltaVen® está diseñado para adaptarse a todas las necesidades de las inyecciones de contraste.

UN CATÉTER DISEÑADO PARA ACOMPAÑAR A SU PACIENTE POR TODO EL HOSPITAL



- El único catéter de 330 PSI\* nominales con tasas de caudal de hasta 8 ml por segundo en un catéter de calibre 20.
- Contribuye a que se pueda evitar un pinchazo adicional para el catéter en radiología, TC u otras áreas.
- El conjunto de extensión acoplado reduce el riesgo de contaminación tras repetidas desconexiones y reconexiones.

\*Consulte las instrucciones de uso proporcionadas con el dispositivo para ver una relación completa de las indicaciones y precauciones.

## PRESIÓN NOMINAL DE 330 PSI EN CALIBRES DE 24 A 16

Calibre del catéter i.v.	Longitud del catéter i.v. (mm)	Caudal máximo a 20 °C (ml/s)	Caudal máximo a 37 °C (ml/s)
24 G	19	4	5
22 G	19	5	6
	25	5	5
20 G	25	7	8
	32	6	7
	45	6	7
18 G	25	8	9
	32	7	9
16 G	45	7	9
	32	>10	>10

Medio de contraste utilizado: IOMERON 400 con viscosidad de 27,5 mPa·s a 20 °C y 12,6 mPa·s a 37 °C. Datos de Delta Med en el archivo.



Para obtener más información, visite nuestro sitio web [www.smiths-medical.com/deltaven](http://www.smiths-medical.com/deltaven)

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES

**Distribuido por:**  
Smiths Medical España S.r.l.  
Avda. Diagonal 635  
08028, Barcelona  
Tel: +34 93 363 84 00  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Fabricado por:**  
Delta Med SpA  
Via G. Rossa, 20-46019  
Viadana (Mn) - Italy  
Tel: +39 0375 785915

MPAUC-1686

**Rx  
ONLY**

smiths medical

Consulte la información de contacto local en: [www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us](http://www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us)

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario para obtener una relación completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. La marca de diseño de Smiths Medical es una marca comercial de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y en otros países. El resto de nombres y marcas mencionados son marcas comerciales o de servicio de sus respectivos titulares. Este producto cuenta con el marcado CE. ©2017 Smiths Medical. Todos los derechos reservados. SS195459ES-102017