

smiths medical
bringing technology to life



Catetere a circuito chiuso DeltaVen®


Feel the difference,
see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

Trovare un catetere in grado di gestire un'iniezione di precisione o a pressione può essere una sfida. DeltaVen® è stato progettato per soddisfare tutte le esigenze di un'iniezione a pressione.

UN CATETERE PROGETTATO PER SEGUIRE IL PAZIENTE ALL'INTERNO DI TUTTO L'OSPEDALE



PRESSIONE NOMINALE PER 330 PSI NEI CALIBRI DA 24 G FINO A 16 G

Calibro catetere EV	Lunghezza catetere EV (mm)	Flusso max a 20 °C (mL/sec)	Flusso max a 37 °C (mL/sec)
24 G	19	4	5
22 G	19	5	6
	25	5	5
20 G	25	7	8
	32	6	7
	45	6	7
18 G	25	8	9
	32	7	9
	45	7	9
16 G	32	> 10	> 10

Mezzo di contrasto utilizzato: IOMERON 400 con 27,5 mPa.s. di viscosità a 20 °C e 12,6 mPa.s. a 37 °C.
Dati in archivio Delta Med.



- L'unico catetere con pressione nominale a 330 PSI* con portate fino a 8 mL al secondo in un catetere da 20 G
- Elimina la necessità di inserire un catetere aggiuntivo in radiologia, TAC o altre aree
- Il set di prolunga integrato elimina il rischio di perdite o scollegamento in quel punto durante le procedure

* Per un elenco completo delle indicazioni e delle precauzioni, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo.



Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.smiths-medical.com/deltaven

IL PRODOTTO O I PRODOTTI DESCRITTI POTREBBERO NON ESSERE CONCESSI IN LICENZA NÉ DISPONIBILI PER LA VENDITA IN CANADA E IN ALTRI PAESI

Distribuito da:
Smiths Medical Schweiz AG
Zürichstrasse 33
8134 Adliswil
Tel: +41 43 388 6200
www.smiths-medical.com

Prodotto da:
Delta Med SpA
Via Guido Rossa,
20, 46019 VIADANA (MN)
Tel. +39 0375 785915

MPAUCA-1686

**Rx
ONLY**

smiths medical

Le informazioni di contatto locali sono disponibili all'indirizzo: www.smiths-medical.com/customer-support.

Smiths Medical è parte dell'azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l'uso o il Manuale dell'operatore per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni. CADD e il marchio di design Smiths Medical sono marchi di Smiths Medical. Il simbolo ® indica che il marchio è registrato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e di altri Paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono marchi di fabbrica o marchi di servizio dei rispettivi titolari. I prodotti a cui si fa riferimento sono marchi CE. ©2018 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. SS195459ITCH-012018