

smiths medical

bringing technology to life



DeltaVen® katheter met gesloten systeem


Feel the difference,
see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

Het kan lastig zijn een katheter te vinden die voldoet aan de hoge eisen die injectie onder hoge druk aan een katheter stelt. DeltaVen® is zodanig ontworpen dat aan al uw behoeften wordt voldaan als het gaat om hoge druk toepassingen.

EEN KATHETER DIE IS ONTWERPEN OM UW PATIËNT DOOR HET HELE ZIEKENHUIS TE VOLGEN.



GESCHIKT VOOR HOGE DRUK TOT 330 PSI, BIJ GAUGE-MATEN VAN 24G TOT EN MET 16G.

Diameter van intraveneuze katheter	Lengte van intraveneuze katheter (mm)	Max. flow bij 20 °C (mL/sec)	Max. flow bij 37 °C (mL/sec)
24G	19	4	5
22G	19	5	6
	25	5	5
20G	25	7	8
	32	6	7
18G	45	6	7
	25	8	9
16G	32	7	9
	45	7	9
16G	32	>10	>10

Gebruikte contrastmiddelen: IOMERON 400 met een viscositeit van 27,5 MPa bij 20 °C en 12,6 MPa bij 37 °C. Opgeslagen Delta Med-gegevens.



- De enige katheter geschikt voor drukken tot 330 PSI en flowsnelheden tot 8 mL per seconde in een 20G-katheter
- Neemt de noodzaak weg om op radiologie, in de CT-ruimte of op andere plaatsen in het ziekenhuis een extra katheter in te brengen
- De geïntegreerde extensieset beperkt het risico van contaminatie door herhaald aansluiten en loskoppelen

*Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het hulpmiddel is verstrekt voor een volledig overzicht van de indicaties en voorzorgsmaatregelen.



Bezoek voor meer informatie onze website: www.smiths-medical.com/deltaven

IN CANADA EN ANDERE LANDEN ZIJN DE BESCHREVEN PRODUCTEN MOGELIJK NIET TOEGELATEN OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP

Distributeur:

Smiths Medical Nederland B.V.
Jagersbosstraat 28
5241 JT Rosmalen
Tel: +31 (0)73 528 50 50
Email : nederland@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Belgium N.V.
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 704 49 00
E-mail: belgium@smiths-medical.com

Vervaardigd door:
Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019
Viadana (Mn) - Italy
Tél: +39 0375 785915

MPAUC-1686

**Rx
ONLY**

smiths medical

Ga voor de contactgegevens van uw plaatselijke vertegenwoordiger naar: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical is een onderdeel van het wereldwijde technologiebedrijf Smiths Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding voor een volledig overzicht van indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Het logo van Smiths Medical is een handelsmerk van Smiths Medical. Het symbool ® geeft aan dat het handelsmerk is geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office in bepaalde andere landen. Alle overige genoemde namen en merken zijn handelsmerken of servicemerken van de respectieve eigenaren. De betreffende producten zijn CE-gemarkeerd. ©2017 Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden. SS195459NL-102017