

smiths medical

bringing technology to life



Catéter com Sistema Fechado DeltaVen®


Feel the difference,
see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

Encontrar um catéter capaz de responder às necessidades de injeção a alta pressão, é um desafio. DeltaVen® foi concebido para um alto desempenho na Imagiologia.

UM CATETER CONCEBIDO PARA ACOMPANHAR O DOENTE POR TODO O HOSPITAL



- O único catéter classificado para 330 PSI* com taxas de fluxo de até 8 ml por segundo num catéter 20G
- Ajuda a eliminar a necessidade de voltar a introduzir um catéter adicional em radiologia, TC e outras áreas
- O prolongamento integrado reduz o risco de infeção devido a repetidas conexões e desconexões

*Consulte as Instruções de utilização fornecidas com o aparelho, juntamente com a lista completa de Indicações e Precauções.

CLASSIFICAÇÃO DE PRESSÃO DE 330 PSI DE CALIBRES 24 A 16

Calibre do Cateter IV	Comprimento do Cateter IV (mm)	Fluxo máximo a 20 °C (ml/seg)	Fluxo máximo a 37 °C (ml/seg)
24G	19	4	5
22G	19	5	6
	25	5	5
20G	25	7	8
	32	6	7
	45	6	7
18G	25	8	9
	32	7	9
16G	45	7	9
	32	>10	>10

Uso de meio de contraste: IOMERON 400 apresentando 27,5 mPa.s. de viscosidade a 20 °C e 12,6 mPa.s. a 37 °C. Dados Delta Med em arquivo.



Para obter mais informações, visite o nosso site em www.smiths-medical.com/deltaven

OS PRODUTOS DESCRITOS PODEM NÃO ESTAR LICENCIADOS OU PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS PARA VENDA NO CANADÁ OU NOUTROS PAÍSES

Distribuído por:
Smiths Medical Portugal Lda
Av. Eng. Duarte Pacheco,
Amoreiras, Torre 2 15º A
1070-102 Lisboa
Telefone: +351 22 532 30 10
www.smiths-medical.com

Fabricado por:
Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019
Viadana (Mn) - Italy
Tél: +39 0375 785915

MPAUC-1686

**Rx
ONLY**

smiths medical

As informações de contacto locais estão disponíveis em: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical é parte da empresa global de tecnologia Smiths Group plc. Para uma listagem completa das indicações, contraindicações, advertências e precauções, consulte as Instruções de utilização/Manual do Operador. O logotipo da Smiths Medical é uma marca comercial da Smiths Medical. O símbolo © indica que a marca comercial está registada no Departamento de marcas e de patentes dos EUA (U.S. Patent and Trademark Office) e em alguns outros países. Todos os outros nomes e marcas mencionadas são marcas comerciais ou marcas de serviço dos seus respetivos proprietários. O produto referenciado possui marcação CE. ©2017 Smiths Medical. Todos os direitos reservados. SS195459PT-112017