

SOL-M™ multi-sampling blodprøvetagningskanyle

Teknisk produktblad



PRODUKTNAVN

SOL-M™ multi-sampling blodprøvetagningskanyle

GENEREL PRODUKTOVERSIGT

Multi-sampling prøvetagningskanyle er en steril anordning til engangsbrug, der anvendes til udtagning af venøst blod. Den er designet til blodprøvetagning, ikke til patientinjektion.

INDIKATIONER FOR BRUG

SOL-M-kanyle til blodprøvetagning er beregnet til anvendelse med en vakuumblodprøvetagningsslange til udtagning af venøst blod.


DEFINITION AF LEVETID

Holdbarhedstiden for multi-sampling prøvetagningskanyle er 5 år.

PRODUKTOVERSIGT

SOL-M™ multi-sampling blodprøvetagningskanyle

(1) Hætte til slangens kanyle, (2) Gummihætte, (3) Kanylemuffe, (4) Kanyle, (5) Kanylehætte, (6) Klæber, (7) Etiket.



MATERIALER

SOL-M™ multi-sampling blodprøvetagningskanyle

| Produktdeel | Materiale (grundlæggende beskrivelse) |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Hætte til slangens kanyle | Polypropylen |
| Gummihætte | Isopren gummi |
| Kanylemuffe | ABS |
| Kanyle | Rustfrit stål: SUS304 |
| Kanylehætte | Polypropylen |
| Klæber | Epoxy |
| Smøremiddel | Siliconeolie |

- Fremstillet uden naturgummilatex
- Ingen animalske produkter i nogen genstande

STERILISATION ETHYLENOXID

Produktet er steriliseret med ethylenoxid. Produktet i dets individuelle pakning skal have undergået en valideret steriliseringsproces, der resulterer i et sterilitetsniveau (SAL) på mindst 10⁻⁶ i henhold til anerkendte ISO-standarder. Opbeholder produktsterilitet inden for holdbarhedstiden.

KLASSIFIKATION (EU)

IIa

EMBALLAGE OG ETIKETTERING

Der er to lag af papiremballage inklusive æske og kasse.

Pakningsspecifikationerne er 100 stk./æske og 1000 stk./kasse.

| SOL-M™ multi-sampling blodprøvetagningskanyle | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Varenummer | Gauge | Længde (kanyle) | Vægt pr. produkt | Vægt pr. æske | Vægt pr. forsendelseskasse | Styk pr. palle | Æskens dimensioner | Forsendelseskasses dimensioner | Antal pr. indvendig pakke | Antal pr. udvendig pakke |
| 110201020006 | 20G | 25 mm | 0,0029 kg | 0,29 kg | 2,9 kg | 114.000 | 130 x 83 x 72 mm | 385 x 155 x 211 mm | 100 | 1000 |
| 110201020007 | 20G | 38 mm | 0,0029 kg | 0,29 kg | 2,9 kg | 114.000 | 130 x 83 x 72 mm | 385 x 155 x 211 mm | 100 | 1000 |
| 110201020004 | 21G | 25 mm | 0,0029 kg | 0,29 kg | 2,9 kg | 114.000 | 130 x 83 x 72 mm | 385 x 155 x 211 mm | 100 | 1000 |
| 110201020005 | 21G | 38 mm | 0,0029 kg | 0,29 kg | 2,9 kg | 114.000 | 130 x 83 x 72 mm | 385 x 155 x 211 mm | 100 | 1000 |
| 110201020002 | 22G | 25 mm | 0,0029 kg | 0,29 kg | 2,9 kg | 114.000 | 130 x 83 x 72 mm | 385 x 155 x 211 mm | 100 | 1000 |
| 110201020003 | 22G | 38 mm | 0,0029 kg | 0,29 kg | 2,9 kg | 114.000 | 130 x 83 x 72 mm | 385 x 155 x 211 mm | 100 | 1000 |

For yderligere information, se venligst www.smiths-medical.com

SE VORES HJEMMESIDE PÅ WWW.SMITHS-MEDICAL.COM FOR AT FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER

Smiths Medical Danmark ApS

Ørestads Boulevard 73
2300 København S
Tel: +45 702 720 90
Email: info.danmark@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com

Fremstillet af:

Sol-Millennium Medical, Inc.
Sol-Millennium Europe Sp. z o.o.
Twarda 18, PL-00105 Warsaw, Poland

MKEECA-0230



smiths medical

Lokale kontaktoplysninger findes på: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical er en del af den globale teknologivirksomhed Smiths Group plc. Se brugsanvisningen/brugervejledningen angående en komplet liste over indikationer, kontraindikationer, advarsler og forsigtighedsregler. Designmærket Smiths Medical er et varemærke, der tilhører Smiths Medical. Symbolet © angiver, at varemærket er registreret hos det amerikanske patentkontor og i visse andre lande. Alle andre nævnte navne og mærker er varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. ©2019 Smiths Medical. Alle rettigheder forbeholdes. SS195516DA-052019