

smiths medical
portex®



Canules de trachéotomie BLUselect®

Chaque respiration compte



CANULES DE TRACHÉOTOMIE BLUSELECT®

CHAQUE RESPIRATION COMPTE

Canules de trachéotomie BLUselect®

Vous avez donné votre avis, nous avons écouté. Après avoir interrogé des centaines de médecins, nous avons amélioré nos canules de trachéotomie pour répondre aux besoins de vos patients.

Lorsque vous prenez soin d'un patient trachéotomisé, vous devez choisir la canule de trachéotomie qui répond au mieux aux besoins spécifiques du patient sur le plan clinique. Les caractéristiques des canules de trachéotomie BLUselect® leur permettent de s'adapter à un large éventail de patients :



Canules et emballages dotés d'un code couleur

- Les canules et les emballages ont un code couleur en fonction de la taille
- Le code couleur permet de s'assurer que la bonne taille de canule est utilisée pour le patient

Impression laser sur les collerettes

- Les informations figurant sur le produit ne peuvent pas être altérées par des sécrétions ou par le nettoyage
- Elles indiquent la taille de canule prescrite au patient

Marquages pleins ou en damier autour de la canule

- Ils indiquent si la canule est fenêtrée ou non
- Les marquages indiquent si une chemise interne fenêtrée ou non fenêtrée doit être utilisée selon ce qui a été prescrit au patient

Une gamme complète de tailles de canule

- Avec ou sans chemise interne
- Avec ou sans ballonnet
- Fenêtrées ou non fenêtrées

Canules BLUselect® Suctionaid®

- L'aspiration créée dans la canule élimine les sécrétions présentes au-dessus du ballonnet pour limiter leur progression dans les voies respiratoires
- Cette fonction d'aspiration peut être utilisée pour la phonation des patients ventilés

Canules SOFT-SEAL®

- Ballonnet basse pression à grand volume conçu pour limiter les traumatismes
- Lors du dégonflage, le ballonnet repose délicatement sur la canule pour faciliter son insertion

Les canules de trachéotomie BLUselect® ne sont pas fabriquées avec des plastifiants DEHP.

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR PLUS D'INFORMATIONS
WWW.SMITHS-MEDICAL.COM

LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES DANS TOUS LES PAYS.

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel : 1-614-210-7300
Toll-Free USA : 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Belgium N.V.
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
Tel : +32 (0)2 704 49 00
email : belgium@smiths-medical.com

MMSPCA-0566



smiths medical

Retrouvez les coordonnées de votre interlocuteur local à la page : www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation/manuel utilisateur pour une description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. Portex, BLUperc, BLUgriggs, BLUselect, Suctionaid et le logo Smiths Medical sont des marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs. Le produit référencé est marqué CE. ©2019 Smiths Medical. Tous droits réservés. TR194560FRBE-102019