


smiths medical
portex®



Cánulas de traqueostomía BLUselect® para quirófano

Cada respiración cuenta



CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA BLUSELECT® PARA QUIRÓFANO CADA RESPIRACIÓN CUENTA

Cánulas de traqueostomía BLUselect®

Usted lo pide, nosotros escuchamos. Tras entrevistar a cientos de profesionales sanitarios, hemos mejorado nuestras cánulas de traqueostomía para satisfacer las necesidades de sus pacientes.

Cuando realice un procedimiento para traqueostomía en el quirófano, debe elegir una cánula que le permita hacer una fácil inserción. Las cánulas BLUselect® se han desarrollado teniendo en cuenta la inserción.



Punta biselada

- Punta en ángulo para facilitar la inserción inicial

Obturador redondeado

- El obturador, que puede colocarse sobre una guía, ofrece rigidez para la inserción de la cánula con el fin de minimizar el traumatismo

Clip con diseño especial

- El obturador queda fijado en su sitio para minimizar el movimiento durante la inserción de la cánula

Cánula de material radiopaco

- La cánula radiopaca permite visualizar su posición durante la radiografía

Balón SOFT-SEAL®

- Una vez desinflado, el balón se ajusta de forma delicada a la cánula, minimizando la incomodidad a la hora de insertarlo y retirarlo

Gama completa de tamaños

- Disponible en tamaños de 6 a 10, con medios tamaños

Amplia variedad de configuraciones

- Las cánulas están disponibles con o sin camisa interna, con o sin balón, fenestradas o no fenestradas

VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
WWW.SMITHS-MEDICAL.COM

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN TODOS LOS PAÍSES

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN, 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Smiths Medical España S.r.l.
Avda. Diagonal 635
08028, Barcelona
Tel: +34 93 363 84 00
www.smiths-medical.com

MMSPCA-0568

CE
2797

smiths medical

Puede encontrar la información de su contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Portex, BLUselect y la marca de diseño Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos y algunos otros países. ©2019 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. TR194562ES-102019