

smiths medical
portex®



**BLUperc® und
BLUgriggs®
Kits für die
perkutane
Einführung**

Jeder Atemzug zählt



BLUPERC® UND BLUGRIGGS® KITS FÜR DIE PERKUTANE EINFÜHRUNG JEDER ATEMZUG ZÄHLT

Sie haben gefragt, wir haben zugehört. Nachdem wir hunderte Ärzte befragt haben, haben wir unsere Einführungskits für die Tracheostomie Ihrem Bedarf entsprechend verbessert.

Was zählt, sind Patientenergebnisse. Unser Ziel war es, ein umfassendes Kit für die perkutane Tracheostomie zu entwickeln, mit dem wir Ihnen alle für die Durchführung einer Tracheostomie innerhalb oder außerhalb des Operationssaals nötigen Werkzeuge zur Verfügung stellen können. Unsere BLUselect® Kanülen sowie BLUperc® und BLUgriggs® Kits für die perkutane Einführung wurden konzipiert, um Ihnen die Erbringung einer bestmöglichen Patientenversorgung zu ermöglichen. Wir bieten eine große Auswahl an Kits für die perkutane Einführung mit oder ohne Kanülen, um Ihnen die Flexibilität zu geben, die Sie für Ihre eigenen Verfahren benötigen.



Komplettkits

- Sowohl das BLUperc® als auch das BLUgriggs® Kit enthält alles, was Sie für die Durchführung des Verfahrens am Patientenbett oder im Operationsaal in Verbindung mit anderen Operationen brauchen.

Mehrere Optionen für die erste Einführung

- Das Kit bietet mehrere Optionen für die erste Einführung, sodass der Arzt seine bevorzugte Technik anwenden kann.

Das gesamte Kit auf einer Schale

- Entspricht den Schritten des klinischen Tracheostomieverfahrens. Für eine effiziente Entnahme sind die einzelnen Komponenten der Kits dem Verfahren entsprechend angeordnet, sodass die Zeit, für die Ihr Patient ohne einen sicheren Atemweg bleibt, kurz gehalten wird.

Einhändige Führungsdraht-Zuführungsvorrichtung mit patentiertem Design

- Bietet dem Arzt Kontrolle und Benutzerfreundlichkeit; Sie haben stets eine Hand frei, um die Nadel oder Kanüle so lange an Ort und Stelle zu halten, bis der Führungsdraht platziert ist. Die Führungsdraht-Zuführungsvorrichtung ist für eine Bedienung mit der linken oder rechten Hand gleichermaßen geeignet.

Literatur

1. One thousand bedside percutaneous tracheostomies in the surgical intensive care unit: time to change the gold standard. Kornblith LZ, Burlew CC, Moore EE, Haenel JB, Kashuk JL, Biffi WL, Barnett CC, Johnson JL. J Am Coll Surg. 2011 Feb;212(2):163-70.

Patentierter S-förmiger Dilatator

- Jedes BLUperc® Kit enthält unseren patentierten S-förmigen Dilatator.
- Die ergonomische Form verhindert ein zu tiefes Eindringen in die Luftröhre und eine Beschädigung der Innenwand.
- Dank des seitlichen Zugangs bleibt der Führungsdraht vom Kopf des Patienten entfernt im sterilen Feld.

Klemme

- Jedes BLUgriggs® Kit ist mit einer Klemme ausgestattet, die speziell für das Verschieben entlang eines positionierten Führungsdrahts entwickelt wurde.
- Die Klemme verteilt nach außen wirkende Kräfte gleichmäßig über die große Oberfläche der gekrümmten Backen und minimiert so das Risiko für Kompressionstrauma an der Luftröhre.

Kostengünstige Option

- Mit einer Tracheostomie direkt am Patientenbett sparen Sie Ihrer Klinik Geld, ohne dabei die Versorgung Ihres Patienten zu gefährden¹.

Schulungen

- Smiths Medical bietet Schulungsvideos, Technikanleitungen und ausführliche Anleitungen zur Schulung neuer Ärzte in der perkutanen Einführung.

Die Kits sind mit Kanülen mit Manschette, Suctionaid® Kanülen oder auch ohne Kanüle erhältlich.
So entscheiden Sie selbst, welche Kanüle für Ihren Patienten am besten geeignet ist.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.smiths-medical.de

DAS/DIE GENANNT(E)N PRODUKT(E)N IST/SIND MÖGLICHERWEISE NICHT IN ALLEN LÄNDERN LIZENZIERT BZW. ERHÄLTLICHER

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Deutschland GmbH
Bretonischer Ring 3
85630 Grasbrunn
Tel: +49 89 242959 0

Smiths Medical Österreich GmbH
Campus 21, Europaring A 03 5 02
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 1 890 6444 0

Smiths Medical Schweiz AG
Zürichstrasse 33
8134 Adliswil
Tel: +41 43 388 6200

CE
2797

MMSPCA-0569

smiths medical

Kontaktinformationen für Ihre Region finden Sie unter: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical ist ein Unternehmen des globalen Technologiekonzerns Smiths Group plc. Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung/dem Bedienerhandbuch. Portex, BLUperc, BLUgriggs, BLUselect, Suctionaid und das Smiths-Medical-Logo sind Marken von Smiths Medical. Das Symbol ® bedeutet, dass die Handelsmarke beim Patent- und Markenamt der USA und einiger anderer Länder eingetragen ist. Alle anderen erwähnten Namen und Marken sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. Das angegebene Produkt trägt die CE-Kennzeichnung. ©2019 Smiths Medical. Alle Rechte vorbehalten. TR194566DE-102019