

smiths medical
portex®



**Kit di
inserimento
percutaneo
BLUperc®
e BLUgriggs®**

Ogni respiro conta



KIT DI INSERIMENTO PERCUTANEO BLUPERC® E BLUGRIGGS® OGNI RESPIRO CONTA

Abbiamo ascoltato le vostre richieste. Dopo aver intervistato centinaia di medici, abbiamo migliorato i nostri kit di inserimento per tracheostomia in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Gli esiti dei pazienti contano. Il nostro obiettivo era creare un kit per procedura di tracheostomia percutanea "all-inclusive" che fornisse tutti gli strumenti necessari per l'esecuzione di una tracheostomia dentro o fuori dalla sala operatoria. Le nostre cannule BLUselect® e i kit di inserimento percutaneo BLUperc® e BLUgriggs® sono concepiti per aiutarvi a fornire ai pazienti le migliori cure possibili. Offriamo un'ampia varietà di kit di inserimento percutaneo con o senza cannula, con la flessibilità necessaria per adattarli alle vostre preferenze.



Kit procedurali completi

- Entrambi i kit BLUperc® e BLUgriggs® includono tutto ciò che serve per eseguire la procedura in corsia o in sala operatoria contestualmente ad altri interventi chirurgici.

Più opzioni incluse per l'inserimento iniziale

- I kit forniscono opzioni per l'inserimento iniziale che si adattano a un'ampia varietà di tecniche cliniche specifiche.

Layout a vassoio singolo

- Corrisponde alle fasi della procedura di tracheostomia clinica. I kit sono progettati per l'uso in senso antiorario, per garantire la massima efficienza e ridurre al minimo il tempo in cui il paziente è sprovvisto di una via respiratoria sicura.

Erogatore di filo guida a design brevettato per l'uso con una sola mano

- Offre al medico controllo e facilità d'uso; lascia libera una mano per mantenere costantemente il contatto con l'ago o la cannula fino al posizionamento del filo guida. L'erogatore di filo guida funziona bene sia con la mano destra che con la sinistra.

Riferimenti bibliografici

1. One thousand bedside percutaneous tracheostomies in the surgical intensive care unit: time to change the gold standard. Kornblith LZ, Burlew CC, Moore EE, Haenel JB, Kashuk JL, Biffi WL, Barnett CC, Johnson JL. J Am Coll Surg. 2011 Feb;212(2):163-70.

Dilatatore a S brevettato

- Ogni kit BLUperc® include il nostro dilatatore a S brevettato.
- La forma ergonomica è concepita per evitare la penetrazione eccessiva nella trachea e lesioni alla parete interna.
- L'accesso tramite porta laterale permette di mantenere il filo guida lontano dalla testa del paziente nel campo sterile.

Pinze

- Ogni kit BLUgriggs® è dotato di pinze progettate appositamente per scorrere lungo un filo guida posizionato.
- Le pinze distribuiscono in modo omogeneo le forze verso l'esterno lungo l'ampia superficie delle ganasce ricurve, riducendo al minimo il rischio di trauma compressivo alla trachea.

Opzione economicamente vantaggiosa

- L'esecuzione della tracheostomia in corsia è un metodo per risparmiare sui costi ospedalieri senza compromettere la cura del paziente.¹

Addostramento

- Smiths Medical fornisce video didattici, guide tecniche e istruzioni dettagliate per preparare i nuovi medici all'inserimento percutaneo.

I kit sono disponibili con cannule cuffiate, con cannule Suctionaid® o senza cannule, per permettervi di scegliere quale cannula sia più adatta al vostro paziente.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web www.smiths-medical.com

IL PRODOTTO O I PRODOTTI DESCRITTI POTREBBERO NON ESSERE CONCESSI IN LICENZA NÉ DISPONIBILI PER LA VENDITA IN TUTTI I PAESI

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Schweiz AG
Zürichstrasse 33
8134 Adliswil
Tel: +41 (0)43 388 6200

Le informazioni di contatto locali sono disponibili all'indirizzo: www.smiths-medical.com/customer-support.

Smiths Medical è parte dell'azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l'uso o il Manuale dell'operatore per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni. Portex, BLUperc, BLUgriggs, BLUselect, Suctionaid e il marchio di design Smiths Medical sono marchi di Smiths Medical. Il simbolo ® indica che il marchio è registrato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e di altri Paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono marchi di fabbrica o marchi di servizio dei rispettivi titolari. I prodotti a cui si fa riferimento sono marchi CE. ©2019 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. TR194566ITCH-102019

CE
2797

MMSPCA-0569

smiths medical