



BLUperc® PDT Kit mit BLUselect® Tubus



BLUgriggs® PDT Kits mit BLUselect® Tubus

BLUperc® und BLUgriggs® Kits für die perkutane Dilatationstra- cheostomie

Komponenten

BLUperc® und BLUgriggs® Kits für die perkutane Dilatationstracheostomie Komponenten

BLUperc® PDT Kits mit BLUselect® umfassen	
<p>Alle Sets und Kits umfassen (101/562/000)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gleitgel (2) • Mulltupfer (10) • Beidseitiger Tracheostomieverband • Sicherheitsskalpell • 5-ml-Spritze(n) • 10-ml-Spritze • Satz aus Einführkanüle und Nadel • Einführnadel(n) • Führungsdraht mit J-förmiger Spitze, in einhändiger Zuführvorrichtung vorgeladen • 14 FR Kurzdilatator • Einschrittdilatator, mit Führungskatheter vorgeladen • Gebogene Hämostatklammer • Einführhilfe(n) für Tracheostomietubus • Nadel-Sicherheitsvorrichtung • Tracheostomietubushalter mit Bürste • Trennkeil 	<p>Zusätzliche Komponenten bei 101/561/--- bestehen aus einem Tubus mit Cuff 101/563/--- bestehen aus einem Suctionaid® Tubus</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUselect® Tracheostomietubus • Innenkanülen (2) • Vakuumsteuerventil (nur beim Suctionaid Tubus) • Obturator • Patientenetiketten • Dedizierte Einführhilfe

BLUgriggs® PDT Kits umfassen	
<p>Die Sets und Kits umfassen bei 101/543/--- einen Tubus mit Cuff 101/893/--- einen Suctionaid® Tubus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gleitgel (2) • Mulltupfer (10) • Beidseitiger Tracheostomieverband • Sicherheitsskalpell • 5-ml-Spritze(n) • 10-ml-Spritze • Satz aus Einführkanüle und Nadel • Einführnadel(n) • Führungsdraht mit J-förmiger Spitze, in einhändiger Zuführvorrichtung vorgeladen • 14 FR Kurzdilatator • BLUselect® Tracheostomietubus • Innenkanülen (2) • Nadel-Sicherheitsvorrichtung • Tracheostomietubushalter mit Bürste • Trennkeil • Vakuumsteuerventil (nur beim Suctionaid Tubus) • Obturator • Patientenetiketten 	<p>Zusätzliche Komponenten bei 101/541/--- bestehen aus einem Tubus mit Cuff 101/891/--- bestehen aus einem Suctionaid® Tubus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Führungsdraht - Dilatationsklammer

DAS/DIE GENANNT(E)N PRODUKT(E) IST/SIND MÖGLICHERWEISE NICHT IN ALLEN LÄNDERN LIZENZIERT BZW. ERHÄLTlich

MMSPCA-0570

Smiths Medical ASD, Inc.
 6000 Nathan Lane North
 Minneapolis, MN, 55442, USA
 Tel: 1-614-210-7300
 Toll-Free USA 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Deutschland GmbH
 Bretonischer Ring 3
 85630 Grasbrunn
 Tel: +49 89 242959 0

Smiths Medical Österreich GmbH
 Campus 21, Europaring A 03 5 02
 A-2345 Brunn am Gebirge
 Tel: +43 1 890 6444 0

Smiths Medical Schweiz AG
 Zürichstrasse 33
 8134 Adliswil
 Tel: +41 43 388 6200



smiths medical

Kontaktinformationen für Ihre Region finden Sie unter: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical ist ein Unternehmen des globalen Technologiekonzerns Smiths Group plc. Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung/dem Bedienerhandbuch. Portex, BLUperc, BLUgriggs, BLUselect, Suctionaid und das Smiths-Medical-Logo sind Marken von Smiths Medical. Das Symbol ® bedeutet, dass die Handelsmarke beim Patent- und Markenamt der USA und einiger anderer Länder eingetragen ist. Alle anderen erwähnten Namen und Marken sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. Das angegebene Produkt trägt die CE-Kennzeichnung. ©2019 Smiths Medical. Alle Rechte vorbehalten. TR194567DE-102019