



Kit de trachéotomie percutanée par dilatation
BLUperc® avec canule BLUselect®



Kits de trachéotomie percutanée par dilatation
BLUgriggs® avec canule BLUselect®

Kits de trachéotomie percutanée par dilatation BLUperc® et BLUgriggs®

Composants

Composants des kits de trachéotomie percutanée par dilatation BLUperc® et BLUgriggs®

Les kits de trachéotomie percutanée par dilatation BLUperc® avec BLUselect® comprennent

Tous les plateaux et kits incluent (101/562/000)

- Gel lubrifiant (2)
- Compresses (10)
- Pansement pour trachéotomie à fente
- Bistouri sec sécurisé
- Seringue(s) de 5 ml
- Seringue de 10 ml
- Ensemble d'aiguille et de canule introductrice
- Aiguille(s) Introductrice(s)
- Guide à extrémité en J préchargé dans un dérouleur manipulable à une seule main
- Dilatateur court 14 FR
- Monodilatateur préchargé sur cathéter guide
- Pince hémostatique courbe
- Introducteur(s) de canule de trachéotomie
- Dispositif de sécurité pour aiguilles
- Support de fixation de canule de trachéotomie avec écouvillon
- Découpleur de canule

Composants supplémentaires dans

- 101/561/--- comprend une canule avec ballonnet
- 101/563/--- comprend une canule Suctionaid®

- Canule de trachéotomie BLUselect®
- Chemises internes (2)
- En cas de canule Suctionaid, valve de contrôle digital d'aspiration
- Obturateur
- Étiquettes patient
- Introducteur dédié

Les kits de trachéotomie percutanée par dilatation BLUgriggs® comprennent

Les plateaux et kits incluent

- 101/543/--- comprend une canule avec ballonnet
- 101/893/--- comprend une canule Suctionaid®

- Gel lubrifiant (2)
- Compresses (10)
- Pansement pour trachéotomie à fente
- Bistouri sec sécurisé
- Seringue(s) de 5 ml
- Seringue de 10 ml
- Ensemble d'aiguille et de canule d'introduction
- Aiguille(s) d'introduction
- Guide à extrémité en J préchargé dans un dérouleur manipulable à une seule main
- Dilatateur court 14 FR
- Canule de trachéotomie BLUselect®
- Chemises internes (2)
- Dispositif de sécurité pour aiguilles
- Porte-canule de trachéotomie avec brosse
- Découpleur de canule
- En cas de canule Suctionaid, valve de contrôle digital d'aspiration
- Obturateur
- Étiquettes patient

Composants supplémentaires dans

- 101/541/--- comprend une canule avec ballonnet
- 101/891/--- comprend une canule Suctionaid®

- Pince de dilatation sur guide

LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES DANS TOUS LES PAYS.

MMSPCA-0570

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel : 1-614-210-7300
Toll-Free USA : 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Belgium N.V.
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
Tel : +32 (0)2 704 49 00
email : belgium@smiths-medical.com



smiths medical

Retrouvez les coordonnées de votre interlocuteur local à la page : www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation/manuel utilisateur pour une description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. Portex, BLUperc, BLUgriggs, BLUselect, Suctionaid et le logo Smiths Medical sont des marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs. Le produit référencé est marqué CE. ©2019 Smiths Medical. Tous droits réservés. TR194567FRBE-102019